

HistoCore AUTOCUT

Айналмалы микротом

Пайдалану нұсқаулығы

Қазақ

Тапсырыс №: 14 0519 80138 - I редакциясы

Бұл нұсқаулықты әрқашан құралмен бірге сақтаңыз.

Құралмен жұмыс жасамас бұрын оны мұқият оқып шығыңыз.

CE



Бұл нұсқаулықта қамтылған ақпарат, сандық деректер, жазбалар мен пайымдаулар заманауи ғылыми білім мен технологияның қазіргі жағдайын, осы саладағы мұқият зерттеу нәтижесіндегі түсінігіміз ретінде берілген.

Компания осы нұсқаулықты соңғы техникалық әзірлемелерге сәйкес жүйелі түрде жаңарту немесе тұтынушыларға осы нұсқаулықтың қосымша көшірмелерін, жаңартуларын және т.б. ұсыну міндеттемесінен босатылады.

Әрбір жеке жағдайда қолданылатын ұлттық құқықтық жүйеге сәйкес рұқсат етілген дәрежеде біз осы нұсқаулықта қамтылған қате мәлімдемелер, сызбалар, техникалық суреттер және т.б. үшін жауап бермейміз. Атап айтқанда, осы нұсқаулықтағы мәлімдемелердің немесе басқа ақпараттың сәйкестігіне байланысты туындаған немесе оған қатысты қаржылық шығын немесе салдарлы залал үшін ешқандай жауапкершілік қабылданбайды.

Осы Пайдалану нұсқаулығының мазмұны мен техникалық мәліметтеріне қатысты мәлімдемелер, сызбалар, иллюстрациялар және басқа ақпарат өнімдеріміздің кепілдік сипаттамалары болып саналмайды.

Бұл тек біздің клиенттермен келісілген келісім шарттармен анықталады.

Leica компаниясы техникалық сипаттамаларды, сондай-ақ өндірістік процестерді алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Тек осылай ғана біздің өнімдерде қолданылатын технология мен өндіріс техникасын үздіксіз жетілдіруге болады.

Бұл құжат авторлық құқық туралы заңмен қорғалған. Бұл құжаттама үшін барлық авторлық құқықтар LeicaBiosystems Nussloch GmbH компаниясына тиесілі.

Басып алу, ксерокөшірме, микрофише, веб-камера немесе басқа әдістермен кез келген мәтін мен иллюстрацияларды (немесе олардың кез келген бөліктерін) көшіру Leica Biosystems Nussloch GmbH компаниясының жазбаша алдын ала жазбаша рұқсатын қажет етеді.

Құралдың сериялық нөмірі мен шығарылған жылын білу үшін құралдың артқы жағындағы белгіні қараңыз.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
D-69226 Nussloch
Германия

Тел.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Факс: +49 - (0) 6224 - 143 268
Веб: www.LeicaBiosystems.com

Құрастыру Leica Microsystems Ltd. Shanghai тарапынан орындалды

Мазмұны

1. Маңызды ақпарат	7
1.1 Мәтінде қолданылатын таңбалар және олардың мағынасы	7
1.2 Құралдың түрі.....	9
1.3 Мақсатты тағайындалуы	9
1.4 Қызметкерлердің біліктілігі.....	9
2. Қауіпсіздік	10
2.1 Қауіпсіздік ескертпелері.....	10
2.2 Ескертпелер	10
2.2.1 Құралдың өзіндегі белгілер.....	11
2.2.2 Тасымалдау және орнату.....	11
2.2.3 Құралды пайдалану.....	13
2.2.4 Тазалау және техникалық қызмет көрсету.....	21
2.3 Кірістірілген қорғаныс құралдары.....	23
2.3.1 Апаттық тоқтату функциясы.....	23
2.3.2 Қолмен басқару құралының құлпы (тек қолмен жұмыс).....	24
2.3.3 Пышақ/жүз ұстағышындағы сақтандырғыш.....	26
3. Құралдың құрамдастары мен сипаттамалары.....	27
3.1 Шолу – құралдың құрамдастары	27
3.2 Құралдың техникалық сипаттамасы	28
3.3 Техникалық мәліметтер.....	30
4. Құралды баптау.....	33
4.1 Орнату алаңына қойылатын талаптар.....	33
4.2 Стандартты жеткізу - қаптама тізімі	33
4.3 Қаптамадан шығару және орнату	35
4.4 Қолмен басқару құралын жинау.....	38
4.5 Электр қосылыстары	39
4.5.1 Кернеуді тексеру	39
4.5.2 Қуат көзіне қосу.....	40
4.5.3 Жалғағыш штепсельді жалғау	40
4.5.4 Аяқ қосқышты қосу (қосымша керек-жарақтар)	40
4.5.5 Басқару тақтасын қосу.....	41
4.6 Құралды қосу.....	41
5. Басқару	43
5.1 Басқару элементтері және олардың функциялары.....	43
5.1.1 Құралдың басқару тақтасы	43
5.1.2 Бөлек басқару құралы	44
5.1.3 Дисплей және басқару элементтері.....	46
5.1.4 Электронды үлкен беріліс дөңгелегі.....	56

5.1.5	Үлгіге арналған ұсақ бағыттағыш қондырғы.....	57
5.1.6	Күш тепе-теңдігін дәл реттеу.....	58
5.2	Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышын енгізу	59
5.2.1	Жүз ұстағышының негізін орнату	59
5.2.2	Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышын енгізу	60
5.3	Саңылау бұрышын реттеу	60
5.4	Әмбебап кассета қысқышын салу.....	61
5.5	Үлгіні қысу	62
5.6	Пышақты/бір реттік жүзді қысу	62
5.7	Үлгіні кесу	65
5.7.1	Қолмен жұмыс кезінде кесу	65
5.7.2	Моторлы пайдалану кезінде кесу	66
5.8	Бөлу	67
5.9	Үлгіні өзгерту немесе бөлуді үзу	70
5.10	Күнделікті режимді аяқтау.....	71
6.	Қосымша керек-жарақтар	73
6.1	Үлгі қысқышына арналған бекіту жинағы	73
6.1.1	Үлгі қысқыштары үшін қатаң бекітпе.....	73
6.1.2	Үлгі қысқыштарына арналған бағыттауыш бекітпе	74
6.1.3	Үлгі қысқыштарына арналған дәл бағыттағыш қондырғы	75
6.1.4	Жылдам қысқыш жүйесі	76
6.2	Үлгі қысқыштары мен ұстағыштары	76
6.2.1	Стандартты үлгі қысқышы	76
6.2.2	Әмбебап кассета қысқышы.....	77
6.2.3	Супер кассеталы қысқышы.....	78
6.3	Пышақ ұстағыш негізі мен пышақ ұстағыш	79
6.3.1	Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышы	80
6.3.2	Пышақ ұстағышының негізі, бүйірлік жылжу функциясы жоқ	82
6.3.3	“Е” пышақ ұстағышы төмен профильді пышақтарға арналған су шұңқыры бар.....	82
6.3.4	Пышақ ұстағышы N	83
6.4	Бөліктің қалдықтар науасы	85
6.5	Артқы жарық	85
6.6	Жоғарғы науа	86
6.7	Әмбебап микроскоп тасымалдаушысы	86
6.8	Үлкейткіш линза, ЖД жарықтандыруы.....	89
6.9	Қосымша керек-жарақтар	91
6.10	Тапсырыс беру ақпараты.....	100
7.	Ақаулықтарды шешу	102
7.1	Қате кодтары	102

Мазмұны

7.2	Мүмкін ақаулар.....	103
7.3	Құралдың дұрыс жұмыс істемеуі.....	105
7.4	екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышының ақаулары.....	107
7.4.1	Қысым тақтасын ауыстыру	107
7.4.2	Қысқыштың жоғарғы бөлігін сегмент доғасына бекіту.....	108
7.5	Қысқыш қондырғының қысқыш жүйесінің негіздік тақтаға орнатылуы.....	108
8.	Тазалау және техникалық қызмет көрсету	109
8.1	Құралды тазалау.....	109
8.2	Техникалық қызмет көрсету.....	113
8.2.1	Сақтандырғыштарды ауыстыру	113
8.3	Техникалық қызмет көрсету нұсқаулары.....	114
8.4	Құралды майлау	115
9.	Кепілдік және қызмет көрсету	117
9.1	Кепілдік.....	117
9.2	Қызмет көрсету туралы ақпарат	117
9.3	Пайдаланудан шығару және жою	117
10.	Залалсыздандыруды растау.....	118

1. Маңызды ақпарат

1.1 Мәтінде қолданылатын таңбалар және олардың мағынасы



Қауіп:
Қауіпті жағдайды көрсетеді, егер ол болдырылмаса, өлімге немесе ауыр жарақатқа әкеледі.



Сақ болыңыз:
Егер бұл қауіпті болдырмасаңыз, бұл өлімге немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.



Абайлаңыз:
Болдырмаса өлімге немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін қауіпті жағдайды көрсетеді.



Ескертпе:
Мүліктің зақымдану ықтималдығы бар жағдайды көрсетеді, егер ол болдырылмаса, машинаның немесе оның қасындағы заттың бұзылуына әкелуі мүмкін.




Keңес:
Жұмыс процесін жеңілдету бойынша кеңестер береді.

1

Иллюстрацияларды нөмірлеуге арналған элементтердің нөмірлері.

→ “7-сур. - 1”


Қызыл сандар иллюстрациядағы элементтің нөмірлерін білдіреді.



Өндіруші



Тапсырыс нөмірі



Сериялық нөмір



Өндірілген күні



Пайдалану нұсқаулығын қараңыз.



Абайлаңыз, мұқият болуға шақыратын ақпаратты алу үшін пайдалану нұсқауларын қараңыз.



In vitro диагностикалық (IVD) медициналық құрылғы



CE белгісі - бұл медициналық өнімнің ағымдағы ЕС директивалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес келетіні туралы өндірушінің мәлімдемесі.

Country of Origin: China

Шығарылған елдің қорапшасы өнімнің соңғы түр трансформациясы орындалған елді анықтайды.



UKCA (UK Conformity Assessed) таңбасы - Ұлыбританияда (Англия, Уэльс және Шотландия) нарыққа шығарылатын тауарлар үшін қолданылатын Ұлыбританияның жаңа өнім таңбасы. Ол бұрын CE белгісін қажет ететін тауарлардың көпшілігін қамтиды.



Электрлік және электронды қондырғыларды Неміс электротехникалық жабдықтау туралы заңының (ElektroG) 7-бөліміне сәйкес таңбалау белгісі. ElektroG - бұл электрлік және электронды қондырғыларды айналымға енгізу, қайтару және қоршаған ортамен үйлесімді кәдеге жарату туралы заң.



CSA сынақ белгісі өнімнің сыналғанын және қолданыстағы қауіпсіздік және/немесе жұмыс стандарттарына, соның ішінде American National Standards Institute (ANSI), Underwriters Laboratories (UL), Canadian Standards Association (CSA), National Sanitation Foundation International (NSF) және т.б. сәйкес келетінін білдіреді

Айнымалы ток белгісі



Жерге тұйықтау клеммасы



Қуат қосулы




Қуат өшірулі



Қаптаманың құрамы морт және ұқыпты ұсталуы керек.



Буманы құрғақ ортада сақтау керек.




Ең көбі 3 қабатты десте




Буманың тігінен дұрыс орналасуын көрсетеді.

Transport temperature range:



Буманы тасымалдауға рұқсат етілген температура диапазонын көрсетеді.
Ең төменгі -29°C
Ең жоғары +50°C

Storage temperature range:



Буманы сақтауға рұқсат етілген температура диапазонын көрсетеді.
Ең төменгі +5 °C
Ең жоғары +50°C



Буманы сақтау және тасымалдауға рұқсат етілген ылғалдылық диапазонын көрсетеді.
минималды 10% сал.ылғ.
максималды 85 % сал.ылғ.



Shockwatch жүйесінде соққы нүктесі қызыл түспен көрсетілген қарқындылықтан жоғары әсерлерді немесе соққыларды көрсетеді. Анықталған үдеуден (g мәні) асып кету индикатор түтігі түсінің өзгеруіне әкеледі.



Дұрыс қондырғылар көмегімен затты қайта өңдеуге болатынын көрсетеді.

1.2 Құралдың түрі

Пайдалану нұсқаулығында берілген барлық ақпарат бірінші бетте көрсетілген құралдың түріне ғана қатысты. Құралдың артқы жағында құралдың сериялық нөмірін көрсететін тақта бекітілген.

1.3 Мақсатты тағайындауы

HistoCore AUTOCUT - бұл моторлы айналмалы микротом, ол қолмен басқарылуы мүмкін немесе гистологиялық медициналық диагностика, мысалы, қатерлі ісік диагностикасы үшін қаттылығы әр түрлі формалинмен бекітілген, парафинді адам тіндері үлгілерінің жұқа бөліктерін құруға арналған арнайы басқару пультімен басқарылуы мүмкін. Ол қолмен немесе мотор көмегімен кесу үшін жарайтын адамның жұмсақ және қатты үлгілерін бөлуге арналған. HistoCore AUTOCUT in vitro диагностикасында қолдануға арналған.



Сақ болыңыз

Мақсатты қолданудан басқа кез келген қолдану.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе үлгінің зақымдалуы.

- Пайдалану нұсқаулығында сипатталған мақсатты қолдануды ұстаныңыз. Құралдың кез келген басқа қолданылуы дұрыс пайдаланылмау болып саналады.

1.4 Қызметкерлердің біліктілігі

- HistoCore AUTOCUT тек білікті зертхана қызметкерлері тарапынан басқарылуы керек. Құрал тек кәсіби қолдануға арналған.
- Бұл құралмен жұмыс істеуге тағайындалған барлық зертхана қызметкерлері осы Пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығуы керек және оны қолданар алдында құралдың барлық техникалық ерекшеліктерімен таныс болуы керек.

2. Қауіпсіздік

2.1 Қауіпсіздік ескертпелері

Пайдалану нұсқаулығында құралдың жұмыс қауіпсіздігі мен техникалық қызмет көрсетуге қатысты маңызды ақпарат бар.

Пайдалану нұсқаулығы өнімнің маңызды бөлігі болып табылады және оны іске қосар алдында және қолданар алдында мұқият оқып шығу керек және оны әрқашан құралдың жанында ұстау керек.

Бұл құрал электрлік өлшеу, бақылау, реттеу және зертханалық құралдардың қауіпсіздік ережелеріне сәйкес құрастырылған және сыналған.

Бұл шартты сақтау және қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету үшін пайдаланушы Пайдалану нұсқаулығындағы барлық ескертулер мен жазбаларды сақтауы тиіс.

Бұл тараудағы қауіпсіздік пен сақтық шаралары үнемі сақталуы керек.

Егер сіз басқа Leica Biosystems өнімдерінің жұмысымен және қолданылу ретімен таныс болсаңыз да, бұл жазбаларды міндетті түрде оқыңыз.

Пайдалану нұсқаулығы пайдаланушының елінде апаттардың алдын алу және экологиялық қауіпсіздік бойынша қолданыстағы ережелерге сәйкес тиісінше толықтырылуы тиіс.



Сақ болыңыз

Өндіруші ұсынған қорғаныс құрылғылары немесе қауіпсіздік керек-жарақтары алынып тасталды немесе өзгертілді.

Үлгілердің зақымдалуын қоса, адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралдың қорғаныс құралдарын немесе керек-жарақтарын ешқашан алып тастамаңыз немесе өзгертпеңіз. Тек Leica Biosystems біліктілігі бар қызмет көрсетуші қызметкерлер құралды жөндей алады және құралдың ішкі құрамдастарына қол жеткізе алады.
- Құралмен жұмыс жасамас бұрын, барлық қорғаныс құралдары мен қауіпсіздік керек-жарақтарының бар екеніне сенімді болыңыз және олардың мақсатына сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.



Keңес

Қолданыстағы стандарттар туралы ағымдағы ақпаратты сайтымыздағы CE сәйкестік декларациясы мен UKCA сертификаттарынан қараңыз:

<http://www.LeicaBiosystems.com>

Электромагниттік ортаны құралмен жұмыс жасамас бұрын бағалау керек. Бұл құралды күшті электромагниттік сәулелену көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз (мысалы, қорғалмаған РЖ көздері), себебі бұл олардың дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіруі мүмкін.

Құрал IEC 61326-2-6 сипатталған эмиссия мен одан қорғау талаптарына сәйкес келеді.

2.2 Ескертпелер

Бұл құралға өндіруші тарапынан орнатылған қорғаныс құрылғылары апаттық жағдайдың алдын алуға негіз болып табылады. Құралды қауіпсіз пайдалану - ең алдымен, иесінің, сондай-ақ құралды басқаратын, қызмет көрсететін немесе тазартатын тағайындалған қызметкерлердің жауапкершілігі.

Құралдың ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін келесі нұсқаулар мен ескертулерді орындауды ұмытпаңыз.

2.2.1 Құралдың өзіндегі белгілер



Сақ болыңыз

Құралдағы сәйкес белгілер мен ескерту үшбұрыштарының дұрыс пайдалану нұсқауларын (Пайдалану нұсқаулығында анықталғандай) орындамау.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе құралдың, керек-жарақтардың немесе үлгінің зақымдалуы.

- Құралдағы таңбалауға назар аударыңыз және таңбаланған затты пайдалану немесе ауыстыру кезінде пайдалану нұсқаулығында сипатталған пайдалану нұсқауларын қатаң сақтаңыз.

2.2.2 Тасымалдау және орнату



Сақ болыңыз

Қаптамадан шығару кезінде керек-жарақтар/құрал бумадан түсіп қалу қаупі.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралды қаптамадан шығарғанда абай болыңыз.
- Қаптамадан шығарылғаннан кейін құралды тек тік күйде ғана жылжыту керек.
- Қаптаманың сыртына салынған қаптамадан шығару нұсқаулығында берілген нұсқауларды немесе Пайдалану нұсқаулығында сипатталған әрекеттерді мұқият орындаңыз.



Сақ болыңыз

Құрал тиісінше көтерілмеген.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралды көтергенде оны пайдалану нұсқаулығында және қаптамадан шығару нұсқаулығында сипатталған көтеру нүктелерінде ғана ұстаңыз (құралдың алдыңғы және артқы жағындағы негізгі белгі).
- Құралды ешқашан доңғалақ тұтқасынан, электрлік үлкен беріліс дөңгелегінен немесе нысан басынан көтермеңіз.
- Құралды тасымалдау алдында әрқашан қоқыс жәшігін алып тастаңыз.



Сақ болыңыз

Құралдың абайсызда қозғалуы.

Қол және/немесе саусақтардың құрал және жұмыс бетінің арасында қысылып қалуы салдарынан туындайтын ауыр жарақат.

- Құралды көтергенде оны пайдалану нұсқаулығында және қаптамадан шығару нұсқаулығында сипатталған көтеру нүктелерінде ғана ұстаңыз (құралдың алдыңғы және артқы жағындағы негізгі белгі).
- Құрал мен жұмыс бетінің арасында қолдың қалып қалмайтынына көз жеткізіңіз.

**Сақ болыңыз**

Құрал барлық 4 аяғымен қауіпсіз түрде лабораториялық үстелге тиісінше қойылмауы.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралды көлденең, беті тегіс болатын тұрақты, дірілсіз лабораториялық үстелге қойыңыз. Еден мүмкіндігінше дірілсіз болуы керек.
- Әр 4 аяқтың зертханалық үстелге толық қойылғанына әрқашан көз жеткізіңіз.
- Егер құралды басқа адамдар қозғаған болса (мысалы, қызмет көрсету үшін), оның дұрыс орналасуын әрқашан қайталап тексеріңіз.

**Сақ болыңыз**

Құрал ішіндегі конденсация температураның және ауаның жоғары ылғалдылығының айтарлықтай айырмашылығына байланысты болады.

Құралдың зақымдалуы.

- Әрқашан сақтау үшін де, пайдалану үшін де климаттық шарттардың тиісті екеніне көз жеткізіңіз. Техникалық мәліметтер бөлімін ([→30-б. – 3.3 Техникалық мәліметтер](#)) қараңыз.
- Құралды жеткізгеннен кейін оны қосар алдында қоршаған орта температурасына бейімделуіне мүмкіндік беру үшін кемінде екі сағат күтіңіз.

**Сақ болыңыз**

Пышақ/жүз ұстағышы құралдан құлап түсу қаупі.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Егер пышақ/жүз ұстағыш бекітілмеген болса, мысалы, орнату немесе тазалау кезінде, пышақ/жүз ұстағышының құлап кетпеуін қадағалаңыз.
- Мүмкіндігінше, пышақ/жүз ұстағышы құлап кетпеу үшін оны бекітіңіз.
- Кездейсоқ құлап кетпес үшін орнату немесе техникалық қызмет көрсету үшін пышақ ұстағыш негізінен пышақ/жүз ұстағышын алыңыз.

**Сақ болыңыз**

Бөлімдегі қалдықтар науасының ажыратылғаннан кейін құлап түсу қаупі.

Адамдар жарақатталуы мүмкін.

- Қалдықтарды шығаратын науаны алып тастау кезінде әсіресе мұқият жұмыс жасаңыз.

**Сақ болыңыз**

Май төгілді және бірден тазартылмады.

Адамдардың ауыр жарақаттары, мысалы, сырғып кету және құралдың пышағы/жүзі сияқты қауіпті бөліктерге тиіп кету.

- Әрқашан май төгілмегеніне көз жеткізіңіз.
- Егер май төгілген болса, оны дереу, мұқият және толық тазалаңыз.

**Сақ болыңыз**

Парафин қалдықтары еденге түсу және тазартыла алмау қаупі.

Адамдардың ауыр жарақат алу қаупі, мысалы, пышаққа/жүзге сырғып түсіп кету салдарынан.

- Парафин қалдықтары таралмай, тайғақ болмай, қауіпке айналмайынша, оны үнемі тазалаңыз.
- Сәйкес аяқ киімді киіңіз.

**Сақ болыңыз**

Кернеу селекторында таңдалған қуат көзінің кернеуі қате.

Құралдың зақымдалуы, үлгіні өңдеудегі кідіріс.

- Құралды қоспас бұрын, оны желіге қоспас бұрын желіге сәйкес кернеуді таңдап алыңыз.
- Кернеу селекторының параметрін өзгерткенде, құрал желілік кернеуге қосылмағанына көз жеткізіңіз.

**Сақ болыңыз**

Құралды жерге тұйықталмаған розеткаға қосу немесе ұзартқыш сымды қолдану.

Адамдардың жарақат алуына немесе диагноздың кідірісіне әкелетін электр тогымен соғу қаупі.

- Құрал жерге тұйықталған розеткаға қосылуы керек.
- Ұзартқышты қолданбаңыз.

**Абайлаңыз**

Керек-жарақтар/бөлшектер тасымалдау кезінде босап қалған/бүлінген.

Мүліктің бүлінуі немесе диагностика кідірісі.

- Қаптамада ShockDot әсерінің индикаторы бар, бұл тасымалдаудың дұрыс еместігін көрсетеді. Құрал жеткізілген кезде алдымен келесіні тексеріңіз. Егер индикатор қосылған болса, бума көрсетілгендей тасымалданбаған. Бұл жағдайда жөнелту құжаттарын тиісті түрде белгілеп, жөнелтілімге зақым келгенін тексеріңіз.

2.2.3 Құралды пайдалану

**Қауіп**

Жарылыс қаупі.

Адамдардың өлімі немесе ауыр жарақаты және/немесе заттардың бүлінуі.

- Құралды жарылу қаупі бар бөлмелерде ешқашан қолданбаңыз.

**Сақ болыңыз**

Құралмен жұмыс істейтін біліктілігі жеткіліксіз қызметкерлер.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе үлгінің зақымдалуы, мысалы, оператордың дұрыс емес әрекеті себебінен пышақ/жүзге жақындағанда, мысалы, дөңгелектің құлпы ашылған кезде заттың басы пышақ ұстағышына түсіп кетуі мүмкін.

- Құралды тек арнайы және жеткілікті дайындық пен біліктілігі бар зертханалық персонал басқаратынына көз жеткізіңіз.
- Бұл құралмен жұмыс істеуге тағайындалған барлық зертхана қызметкерлері осы Пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шыққанына және оны қолданар алдында құралдың барлық техникалық ерекшеліктерімен танысқанына әрқашан көз жеткізіңіз.

**Сақ болыңыз**

Өндіруші ұсынған қорғаныс құрылғылары немесе қауіпсіздік керек-жарақтары алынып тасталды немесе өзгертілді.

Үлгілердің зақымдалуын қоса, адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралдың қорғаныс құралдарын немесе керек-жарақтарын ешқашан алып тастамаңыз немесе өзгертпеңіз. Тек Leica Biosystems біліктілігі бар қызмет көрсетуші қызметкерлер құралды жөндей алады және құралдың ішкі құрамдастарына қол жеткізе алады.
- Құралмен жұмыс жасамас бұрын, барлық қорғаныс құралдары мен қауіпсіздік керек-жарақтарының бар екеніне сенімді болыңыз және олардың мақсатына сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.

**Сақ болыңыз**

Жеке қорғаныс құралдары қолданылмаған.

Адамдар жарақатталуы мүмкін.

- Микротомдармен жұмыс жасағанда жеке қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Жұмыс кезінде қауіпсіздік аяқ киімін, қолғапты, бетперде мен қорғаныс көзілдірігін кию міндетті.

**Сақ болыңыз**

Пышақтар немесе жүздер қолайсыз түрде пайдаланылған және/немесе кәдеге жаратылған.

Өте өткір пышақпен/жүзбен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақпен/жүзбен жұмыс жасағанда, әсіресе абай болыңыз және мұқият жұмыс жасаңыз.
- Пышақпен/жүзбен жұмыс жасау кезінде әрқашан арнайы киімдерді (оның ішінде кесілмейтін қолғаптарды) киіңіз.
- Пышақтар мен жүздерді әрқашан қауіпсіз жерге тастаңыз (мысалы, арнайы пышақ қорапшасы) және адамдардың жарақат алмауын қамтамасыз етіңіз.
- Ешқашан пышақты кесу жиегін жоғары қаратып қоймаңыз және құлап жатқан пышақты ұстауға тырыспаңыз.
- Үлгіні қыспас бұрын әрқашан пышақтың/жүздің шетін сақтандырғышпен жабыңыз.

**Сақ болыңыз**

Пышақ/жүз ұстағышын микротомнан алып тастаған кезде пышақ/жүз алынбады.

Өте өткір пышақпен/жүзбен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақ/жүз ұстағышын микротомнан алмас бұрын, пышақты/жүзді кесуге төзімді қолғап кигенде ажыратыңыз және пышақты/жүзді қауіпсіз жерде сақтаңыз.

**Сақ болыңыз**

Оператор дұрыс емес жұмыс тәртібіне байланысты пышақты/жүзді ұстап қалды.

Егер пышақ/жүз бұрын орнатылған болса, үлгіні орнына қою кезінде адамдардың ауыр жарақат алу қаупі.

- Үлгіні микротомға жүктемес бұрын, кесу жиегінің сақтандырғышпен жабылғанына және қол дөңгелегінің құлыптау механизмінің іске қосылғанына көз жеткізіңіз. Оператор үлгіні, сондай-ақ пышақты/жүзді салуды жоспарлағаннан кейін, үлгі блогын пышақты/жүзді орнатпас бұрын және қыспастан бұрын жүктеңіз.

**Сақ болыңыз**

Оператор пышақ/жүз ұстағышқа екі пышақ/жүзді орнатады.

Өте өткір пышақтармен және/немесе жүздермен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақ ұстағышына/жүз ұстағышына екі пышақты/жүзді қыспаңыз. Пышақты/жүзді пышақ/жүз ұстағышының ортасына орнатыңыз. Пышақтар/жүздер пышақ/жүз ұстағышының шетінен аспауы керек.

**Сақ болыңыз**

Екі функциялы жүз ұстағышында тым қалың немесе жұқа жүз қолданылады.

Сынама бұзылған.

- Максималды қалыңдығы 0,322 мм-ден аз және минималды қалыңдығы 0,246 мм-ден асатын жүзді қолданыңыз.
- Ұсынылған үйлесімді жүз Қосымша керек-жарақтар бөлімінде көрсетілген ([→73-б. – 6. Қосымша керек-жарақтар](#)).

**Сақ болыңыз**

Жүздер шамадан тыс парафинге, тазартылмаған ендірмелерге және т. б. байланысты қысым тақтасының жоғарғы шетіне толық параллель орнатылмаған.

Егер бүйірлік қозғалыс функциясын қолданғанда, жүздер қысым тақтасына параллель орнатылмаса, бұл кесу нәтижесінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Мысалы, егер кесік тым қалың немесе жіңішке болса, ең нашар жағдайда кесіктің ішіндегі діріл үлгіні зақымдауы мүмкін.

- Бөлімнің қанағаттанарлықсыз нәтижелерін алған кезде бөлуді жалғастырмаңыз.
- Жүздерді қайта орнатыңыз және оның қысым тақтасының жоғарғы шетіне параллель екеніне көз жеткізіңіз.
- Жүздерді көлденең жылжыту функциясы арқылы жылжытқаннан кейін әрқашан жүз бен қысым тақтасы арасындағы параллельдікті тексеріңіз.
- Қолданар алдында парафин қалдықтарының жоқтығына және ендірменің таза екеніне көз жеткізіңіз.

**Сақ болыңыз**

Пышақ/жүздер пышақ/жүз ұстағышы мен пышақ/жүз ұстағыш негізі құралға орнатылмас бұрын орнатылады.

Өте өткір пышақтармен және/немесе жүздермен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақты/жүзді салмас бұрын микротомға пышақ/жүз ұстағышы мен пышақ/жүз ұстағыш негізін орнату қажет.

**Сақ болыңыз**

Үлгіні кесу кезінде пышақ/жүз тиісті қорғаныспен қапталмаған.

Адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақ/жүз немесе үлгі қысқышымен қандай да бір манипуляция жасамас бұрын, үлгіні ауыстырар алдында және барлық жұмыс үзілістерінде әрқашан пышақтың/жүздің жиегін тиісті қорғаныспен жабыңыз.

**Сақ болыңыз**

Пышақ/жүз дұрыс сақталмаған.

Адамдардың ауыр жарақаттары, мысалы, күтпеген жерден құлау.

- Пышақты/жүзді әрқашан пайдаланбайтын кезде тиісті жерде сақтаңыз, мысалы, оны арнайы пышақ қорабында сақтаңыз.
- Ешқашан пышақты кесу жиегін жоғары қаратып қоймаңыз және құлап жатқан пышақты ұстауға тырыспаңыз.

**Сақ болыңыз**

Үлгіні микротомға тиісті киімсіз және сәйкес емес түрде жүктеу немесе түсіру.

Оператор жаралануы мүмкін, бұл ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін.

- Үлгіні микротоммен өңдеу кезінде әрқашан кесуге төзімді қауіпсіздік қолғаптарын қолданыңыз.
- Үлгінің қысқышын пайдаланбас бұрын және үлгіні алмастырмас бұрын, дөңгелекті құлыптап, пышақ жиегін сақтандырғышпен жабыңыз.

**Сақ болыңыз**

Үлгі кері тартылу кезеңінде бағытталған.

Үлгінің және/немесе пышақтың/жүздің зақымдалуы.

- Үлгі блоктары кері тартылу кезеңінде бағытталмауы керек. Егер блок кері тартылу кезінде бағдарланған болса, онда блок келесі бөлімге дейін кері шегеру мәнімен плюс таңдалған қиманың қалыңдығымен беріледі. Бұл үлгінің де, пышақтың/жүздің де зақымдалуына әкелуі мүмкін.

**Сақ болыңыз**

Тиісті қорғаныс киімінсіз құралмен және сынғыш үлгімен жұмыс істеу.

Сынғыш үлгіні кесу кезінде адамдардың сынықтан ауыр жарақат алу қаупі.

- Әрқашан тиісті қорғаныс киімін киіңіз (қауіпсіздік көзілдірігін қоса) және сынғыш үлгіні кесу кезінде әсіресе мұқият жұмыс жасаңыз.

**Сақ болыңыз**

Күш тепе-теңдігі дұрыс теңшелмеген.

Пышақпен және/немесе үлгінің зақымдалуынан оператордың ауыр жарақат алу қаупі.

- Құралмен жұмыс жасамас бұрын, күш тепе-теңдігінің дәл теңшелуінің дұрыс орнатылғанын әрқашан қайталап тексеріңіз.
- Егер дәл реттеу дұрыс орнатылмаған болса, құралмен жұмыс жасамаңыз, оның қайта теңшеуі қажет. Толық ақпарат алу үшін “Күш тепе-теңдігін дәл теңшеу” тарауын қараңыз.
- Әсіресе, заттың басындағы керек-жарақтарды ауыстырғаннан кейін, дереу күш тепе-теңдігін дәл реттеуді орындаңыз.

**Сақ болыңыз**

Бөлу үшін типтік жағдайлар жеткіліксіз.

Үлгінің зақымдалуы немесе кесудің нашар нәтижесі, мысалы, қалыңдығы бойынша ауыспалы, қысылған, бүктелген немесе жолақты кесінділер.

- Бөлімдердің жеткіліксіз нәтижелері анықталса, бөлуді жалғастырмаңыз.
- Тиісті бөлу үшін барлық алғышарттардың орындалғанына көз жеткізіңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін осы пайдалану нұсқаулығының ақауларды жою бөлімін қараңыз.
- Егер бөлу бойынша ақаулықтарды жою туралы жеткілікті біліміңіз болмаса, мұндай салада білімі бар адамдармен, мысалы, Leica Biosystems қосымшасының сарапшыларымен кеңесіңіз.

**Сақ болыңыз**

Дөңгелектің бұрылу бағыты қате таңдалды.

Үлгінің зақымдалуы.

- Дөңгелекті айналдырмас бұрын, үлкен беріліс дөңгелегінің бұрылу бағытын дұрыс таңдағаныңызға әрқашан көз жеткізіңіз.

**Сақ болыңыз**

Қолмен басқару құралын сағат тіліне қарсы бұру.

Адамдардың жарақаты/үлгінің зақымдалуы.

- Қолмен басқару құралын сағат тілінің бағытына қарсы бұрмаңыз, бұл дөңгелекті бекіту механизмінің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

**Сақ болыңыз**

Қолмен басқару құралы ашылады және заттың басы пышақ/жүз ұстағышына түседі.

Адамдардың жарақаты/үлгінің зақымдалуы.

- Бөлу кезеңінен басқа, қолмен басқару құралы әрқашан құлыптаулы болуы керек.

**Сақ болыңыз**

Бөлу жылдамдығының дұрыс таңдалмауы.

Үлгінің зақымдалуы.

- Бөлу жылдамдығын әрқашан үлгінің қаттылығына қарай орнатыңыз. Қатты үлгілер үшін әрқашан баяу жылдамдықты таңдаңыз.

**Сақ болыңыз**

Қолмен бөлу режимінде пайдаланушы қолмен басқару құралын өте жоғары жылдамдықпен айналдыру арқылы үлгі блогын кеседі.

Бұл кесу сапасының нашарлауына және тіпті үлгінің бұзылуына әкелуі мүмкін.

- Қолмен бөлу режимінде қолмен басқару құралының айналу жылдамдығы 60 айн/мин жылдамдығынан аспауы керек.

**Сақ болыңыз**

Қолмен басқару құралының тежегіші дұрыс пайдаланылмайды және қолмен басқару құралын тежеуге болмайды.

Құралдың/адамдардың ауыр жарақаты немесе үлгінің зақымдалуы.

- Қолмен басқару құралының тежегіш тұтқасы дәл бекітілген күйде болуы керек. Егер қолмен басқару құралы тежегішінің тұтқасы осы нүктеден асып кетсе, онда қолмен басқару құралы енді тежелмеуі мүмкін.

**Сақ болыңыз**

Моторлы секция режимі қосылған кезде қолмен басқару құралының тұтқасы ортаға келтірілмеген.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Моторлы секция режимін іске қоспас бұрын, әрқашан қолмен басқару құралының тұтқасын ортаға келтіргеніңізге көз жеткізіңіз.

**Сақ болыңыз**

Қолмен тез кесу кезінде қолмен басқару құралының босатылғаннан кейін үлгі мен пышақ/жүздің арасына саусақтар қойылады.

Оператор қолмен басқару құралының құлпы ашылған кезде оның бұрылуына байланысты кесілуі немесе жаралануы мүмкін.

- Кесу мен бөлу кезінде үлгі мен пышақ/жүздің арасына саусақтарды қоймаңыз.

**Сақ болыңыз**

Апаттық тоқтату бағдарламалық жасақтама бұзылғаннан кейін жұмыс істемейді.

Үлгінің зақымдалуы.

- Құралды қайта іске қосып көріңіз.
- Егер қайта іске қосу сәтсіз болса, қуат сымын ажыратып, Leica Biosystems қызмет өкіліне хабарласыңыз.

**Сақ болыңыз**

Бағдарламалық жасақтаманы қате түзету.

Үлгінің зақымдалуы және/немесе диагностиканың кідірісі.

- Бағдарламалық қамтым тұрып қалған жағдайда Ақаулықтарды жою және пайдалану тарауларында берілген нұсқауларды орындаңыз.
- Егер құрал бірден іске қосыла алмаса, оған зақым келтірмеу үшін үлгінің дұрыс сақталғанына көз жеткізіңіз.
- Қажет болса, Leica Biosystems қызмет өкіліне хабарласыңыз.

**Сақ болыңыз**

M-STOP өрісіндегі сары ЖД қате түсіну.

Ауыр жарақат және/немесе мүліктік зақым.

- Құралды 3 ықтимал ЖД индикатордың мағынасын толық түсінгеннен кейін ғана қолданыңыз. Өшкен шам: құрал пайдалануға дайын (тежегішсіз); жыпылықтайтын шам: электронды тежегіш қосылады, бірақ механикалық құлыптау жүйесі ажыратылады; тұрақты шам: механикалық құлыптау жүйесі іске қосылады.
- Руль дөңгелегін құлыптау механизмі 12 сағат күйінде болғанда ғана сенімді түрде құлыпталады.

**Абайлаңыз**

Пышақ/жүз ұстағыш бүйірден жылжытылғаннан кейін, үлгі кері тартылмайды және қайта кесілмейді.

Үлгінің зақымдалуы.

- Пышақ/жүз ұстағышын бүйірінен жылжытқаннан кейін, заттың басын артқа тартып, үлгі блогын қайта қысыңыз.

**Абайлаңыз**

Қолмен басқару құралы мен үлкен беріліс дөңгелегін бір уақытта айналдыру.

Үлгінің зақымдалуы.

- Қолмен басқару құралын айналдыру кезінде үлкен беріліс дөңгелегін айналдырмаңыз.

**Абайлаңыз**

Қолмен басқару құралын орнатқанда сына жоғалады.

Құралды қолдануға болмайды, бұл диагностиканы кідіртуі мүмкін.

- Қолмен басқару құралын жинамас бұрын, сынаны тексеріп, оның дөңгелектің білігінде екеніне көз жеткізіңіз.

**Абайлаңыз**

Жад күйін орнатқаннан кейін пышақ/жүз ұстағышының және/немесе зат басының қолмен жылжытылуы.

Үлгінің зақымдалуы.

- Пышақ/жүз ұстағышын, ұстағыш негізін және/немесе заттың басын жылжитпаңыз және жадының орнын өзгертпестен бағдарын қайта реттемеңіз.

**Абайлаңыз**

Электронды үлкен беріліс дөңгелегінің көмегімен кесуден кейін пайдаланушы бөлу режиміне ауыспайды.

Үлгінің зақымдалуы немесе құралдың күтпеген жұмысы.

- Электронды үлкен беріліс дөңгелегімен кесу аяқталғаннан кейін, бөлу режиміне ауысуды ұмытпаңыз.
- Бөлуді бастамас бұрын, әрқашан тиісті бөлу қалыңдығының таңдалғанына көз жеткізіңіз.

**Абайлаңыз**

Мотор арқылы бөлу кезінде қолмен басқару құралының құлыптау механизмін басқару.

Құрал ақаулы және диагностика кідірілген.

- Моторлы бөлу кезінде қолмен басқару құралының құлыптау механизмін ешқашан қолданбаңыз.
- Моторлы секцияны тоқтату үшін бөлек басқару тақтасындағы **RUN/STOP** түймесін немесе **ENABLE** түймесін немесе **BRAKE** түймесін пайдаланыңыз.

**Абайлаңыз**

Электронды үлкен беріліс дөңгелегінің тез итеру немесе жады күйіне жылжыту кезіндегі бұрылуы.

Үлгі зақымдалған.

- Жедел күйге келтіру немесе жад күйіне жылжу кезінде электронды үлкен беріліс дөңгелегін ұстамаңыз.

**Абайлаңыз**

Қолмен дөңгелекті айналдыру немесе бөлек басқару тақтасындағы немесе құралдарды басқару панеліндегі түймелерді басу, жылдам қосылу немесе жад күйіне өту.

Үлгі зақымдалған.

- Жылдам қосылу кезінде немесе жад күйіне жылжу кезінде дөңгелекті айналдырмаңыз немесе бөлек басқару панеліндегі немесе құралдың басқару панеліндегі еш түймені баспаңыз.

**Абайлаңыз**

Жад күйі пышаққа/жүзге тым жақын орнатылған.

Үлгі зақымдалған.

- Жадтың күйін орнатқанда, үлгінің пышақ/жүздің кесу жиегіне тимейтініне көз жеткізіңіз. Егер кесу жиегі үлгіге тиіп кетсе немесе жад күйін орнатқанда үлгі бетіне өте жақын орналасса, объектінің басын сәл артқа жылжытыңыз.
- Әр түрлі қалыңдықтағы үлгіні бір жады күйіне жүктемеңіз.

**Абайлаңыз**

Құрал өшірілгеннен кейін немесе электр қуаты өшкеннен кейін жадтың орнын қалпына келтіре алмау.

Үлгінің зақымдалуы.

- Құрал өшірілгенде немесе электр қуаты өшкенде, бұрын сақталған жад орны туралы деректер өшеді. Құралды қосқаннан кейін жад күйін қайтадан орнатыңыз.

**Абайлаңыз**

Қолмен басқару құралын құлыптау үшін электронды тежегішті қолданыңыз.

Адамдардың жарақаты/үлгінің зақымдалуы.

- Электронды тежегіш - бұл тежегіш механизм, ол қауіпсіздік құлпы ретінде жұмыс істей алмайды. Руль дөңгелегін құлыптау механизмі 12 сағат күйінде болғанда ғана сенімді түрде құлыпталады.

**Ескертпе**

Керек-жарақтар мен құрамдастар коррозиялық/қатты қышқыл/сілтілі реагентті немесе еріткішті, мысалы құрамында қышқылы бар кальцийленбеген ерітінді, құрамында сілті бар аммоний гидроксиді және т.б. құралмен немесе керек-жарақпен қолдану нәтижесінде коррозияға ұшырайды.

Керек-жарақтар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

- Құрал бетіне немесе керек-жарақтарға агрессивті/қатты қышқыл/сілтілі реагент немесе еріткіш тамшыламаңыз.
- Егер мұндай реагент немесе еріткіш құралдың бетіне немесе керек-жарақтарына тисе, оның қалдықтарды сүртіп, керек-жарақтарды мүмкіндігінше тез кептіріңіз.
- Егер мұндай реагент немесе еріткіш жиі қолданылса, жүз ұстағышты, әмбебап кассета қысқышын (UCC) және қажет болған жағдайда басқа керек-жарақтарды күнделікті мұқият тазалаңыз.

2.2.4 Тазалау және техникалық қызмет көрсету

**Сақ болыңыз**

Құралды электр ашасын ажыратпай тазалау.

Адамдардың жарақат алуына әкелетін электр тогының соғуы.

- Әр тазалау алдында құралды өшіріп, ашаны желіден ажыратыңыз.

**Сақ болыңыз**

Сұйықтықтардың құралдың ішкі бөлігіне ену қаупі.

Құрал/адамдардың ауыр зақымдалуы/жарақаты.

- Жұмыс кезінде және техникалық қызмет көрсету кезінде сұйықтықтың құралдың ішкі жағына түспеуін қадағалаңыз. Тиісті еріткіштерді немесе тазартқыштарды сұйықтықтың енуіне жол бермеу үшін құралға тікелей емес, тазартқыш алаңға шашыңыз. Егер сұйықтық құралдың ішіне түссе, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.

**Сақ болыңыз**

Тазалау кезінде жүзді дұрыс емес бағытта сүрту.

Адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақты әрқашан жүздің артқы жағынан кесу жиегіне дейін сүртіңіз.

**Сақ болыңыз**

Пышақ/жүз ұстағышты тазалау кезінде кептіру камерасынан бөлшектерді алу (65°C).

Күйіп қалу қаупі.

- Бөлшектерді кептіру камерасынан алу кезінде жылу оқшаулағыш қолғап киіңіз (65°C).

**Сақ болыңыз**

Сақтандырғыштарды құралды өшірмей ауыстыру және қуат ашасын ажырату.

Адамдардың жарақат алуына әкелетін электр тогының соғуы.

- Сақтандырғыштарды ауыстырмас бұрын құралды қуат қосқышының көмегімен өшіріп, ашаны желіден ажыратыңыз.

**Абайлаңыз**

Пайдалану нұсқаулығындағы Техникалық мәліметтер бөлімінде анықталған сипаттамасы жоқ сақтандырғыштарды қолдану.

Диагностика кідірісі, себебі құрал қате сақтандырғыштармен жұмыс істемейді.

- Пайдалану нұсқаулығындағы Техникалық мәліметтер бөлімінде анықталған сипаттамадағы сақтандырғыштарды ғана қолданыңыз.

**Абайлаңыз**

Құралды немесе керек-жарақтарды тазалау үшін дұрыс емес еріткіштерді немесе тазартқыштарды немесе өткір/қатты құралдарды қолдану.

Құралдың мүмкін дұрыс жұмыс істемеуі немесе диагностика кідірісі.

- Құралды тазалау үшін құрамында ацетон немесе ксилол бар еріткіштерді қолданбаңыз.
- Тазартқышты қолданған кезде өндірушінің қауіпсіздік нұсқауларын және зертханалық қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз.
- Құралдың бетін тырнау үшін ешқашан өткір немесе қатты құралды қолданбаңыз.
- Керек-жарақтарды ешқашан тазалағыш ерітіндіге немесе суға батырмаңыз.
- Болат пышақтарды спирт негізіндегі ерітінді немесе ацетонмен тазалаңыз.
- Парафинді тазалау және шығару үшін құрамында ксилолды немесе құрамында спирті бар сұйықтықтарды (мысалы, шыны тазалағыш) қолданбаңыз.

**Абайлаңыз**

Тазалау кезінде жүз ұстағыштардың бөліктері ауысуы мүмкін.

Кескін сапасы нашар.

- Тазалау кезінде жүз ұстағыштарын өзара ауыстырмаңыз.

2.3 Кірістірілген қорғаныс құралдары**Сақ болыңыз**

Өндіруші ұсынған қорғаныс құрылғылары немесе қауіпсіздік керек-жарақтары алынып тасталды немесе өзгертілді.

Үлгілердің зақымдалуын қоса, адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралдың қорғаныс құралдарын немесе керек-жарақтарын ешқашан алып тастамаңыз немесе өзгертпеңіз. Тек Leica Biosystems біліктілігі бар қызмет көрсетуші қызметкерлер құралды жөндей алады және құралдың ішкі құрамдастарына қол жеткізе алады.
- Құралмен жұмыс жасамас бұрын, барлық қорғаныс құралдары мен қауіпсіздік керек-жарақтарының бар екеніне сенімді болыңыз және олардың мақсатына сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.

2.3.1 Апаттық тоқтату функциясы

1-сур.


Апаттық тоқтату функциясы микротомның алдыңғы сол жағындағы қызыл төтенше тоқтату қосқышының (→ “1-сур. - 1”) көмегімен іске қосылады. Секциялық қозғалтқыш апаттық тоқтату қосқышы басылған кезде бірден тоқтайды. Құралдың басқару панеліндегі **E-STOP** өрісіндегі (→ “1-сур. - 2”) қызыл жарық диоды жанады, бұл апатты тоқтату функциясы қосылғанын көрсетеді. Бұл функцияны өшіру үшін апаттық тоқтату қосқышын көрсеткі бағытымен бұрыңыз.

2 Қауіпсіздік

2.3.2 Қолмен басқару құралының құлпы (тек қолмен жұмыс)



2-сур.



3-сур.

Қолмен басқару құралын (→ “2-сур. - 1”) құлыптаудың екі әдісі бар:

- Дөңгелектің жоғарғы жағындағы қолмен басқару құралын (→ “2-сур. - 2”) қолдана отырып, Қолмен басқару құралын 12 сағаттық күйде тежеуге болады.
 1. Руль дөңгелегін құлыптау үшін, доңғалақты бекіту механизмін (→ “2-сур. - 2”) сыртқа қарай басыңыз және доңғалақты сағат тілімен сағат 12 бағытымен баяу бұруды жалғастырыңыз, ол дәл сағат 12 күйінде бекітілгенше. **M-STOP** өрісіндегі (→ “3-сур. - 1”) сары ЖД жанады.
 2. Қолмен басқару құралының құлпын ашу үшін, доңғалақты бекіту механизмін (→ “2-сур. - 2”) ішке қарай бұраңыз.



Абайлаңыз

Мотор арқылы бөлу кезінде қолмен басқару құралының құлыптау механизмін басқару.

Құрал ақаулы және диагностика кідірілген.

- Моторлы бөлу кезінде қолмен басқару құралының құлыптау механизмін ешқашан қолданбаңыз.
- Моторлы секцияны тоқтату үшін бөлек басқару тақтасындағы (→52-б. – **Мотор арқылы бөлуді бастау және тоқтату**) **RUN/STOP** түймесін немесе **ENABLE** түймесін немесе **BRAKE** түймесін пайдаланыңыз.

- Микротомдық негізгі тақтасының оң жағындағы доңғалақ тежегішінің тетігін (→ “2-сур. - 3”) қолдана отырып, қолмен басқару құралын кез келген қалыпта тежеуге болады.
1. Тежеу үшін доңғалақ тежегішінің тұтқасын күшпен және толық алға қарай тартыңыз.



Сақ болыңыз

Қолмен басқару құралының тежегіші дұрыс пайдаланылмайды және қолмен басқару құралын тежеуге болмайды.

Құралдың/адамдардың ауыр жарақаты немесе үлгінің зақымдалуы.

- Қолмен басқару құралының тежегіш тұтқасы дәл бекітілген күйде болуы керек. Егер қолмен басқару құралы тежегішінің тұтқасы осы нүктеден асып кетсе, онда қолмен басқару құралы енді тежелмеуі мүмкін.

2. Қолмен басқару құралының құлпын ашу үшін, қолмен басқару құралының тежегіш тұтқасын (→ “2-сур. - 3”) бастапқы орнына қайтарыңыз.

Егер доңғалақтың тежегіші толық құлыпталмаған болса, **M-STOP** өрісіндегі сары ЖД (→ “3-сур. - 1”) жыпылықтайды. Қолмен басқару құралының тежегіш иіңтірегі (→ “2-сур. - 3”) қолмен басқару құралының тежеуіші басылатындай етіп күшпен толық алға қарай тартылуы керек.



Сақ болыңыз

M-STOP өрісіндегі сары ЖД қате түсіну.

Ауыр жарақат және/немесе мүліктік зақым.

- Құралды 3 ықтимал ЖД индикатордың мағынасын толық түсінгеннен кейін ғана қолданыңыз. Өшкен шам: құрал пайдалануға дайын (тежегішсіз); жыпылықтайтын шам: электронды тежегіш қосылады, бірақ механикалық құлыптау жүйесі ажыратылады; тұрақты шам: механикалық құлыптау жүйесі іске қосылады.
- Қолмен басқару құралының құлыптау механизмі (→ “2-сур. - 2”) 12 сағат күйінде болғанда ғана сенімді түрде құлыпталады.

Тұтқаны ортаға келтіру




4-сур.

Қауіпсіздік мақсатында моторлы секция режимінде қолмен басқару құралының тұтқасы әрқашан орталықта болуы керек.

- Қолмен басқару құралының құлыптау механизмін іске қосыңыз.
- Қолмен басқару құралын ортаға қою үшін тұтқаны (→ “4-сур. - 1”) сыртқа қарай ақырын тартып, қолмен басқару құралының (→ “4-сур. - 2”) ортасына қарай бұраңыз.
- Тұтқаны босатыңыз, содан кейін ол қолмен басқару құралының ортасына бекітіледі.

2.3.3 Пышақ/жүз ұстағышындағы сақтандырғыш


Әрбір жүз ұстағыш тығыз бекітілген сақтандырғышпен жабдықталған (→ “5-сур. - 1”) (→ “6-сур. - 1”). Бұл пышақтың немесе жүздің әр позициясында кесу жиегін толығымен жабуға мүмкіндік береді.



5-сур.

Пышақ ұстағышы N

Пышақ ұстағышының N сақтандырғышын (→ “5-сур. - 1”) екі тұтқаның (→ “5-сур. - 2”) көмегімен оңай орналастыруға болады. Пышақ жиегін жабу үшін сақтандырғыштың екі қапсырмалық жолағын ортаға қарай итеріңіз.



6-сур.

Жоғары және төмен профильді жүздерге арналған екі функциялы “Е” пышақ ұстағышы

Екі функциялы “Е” пышақ ұстағышындағы сақтандырғыш қызыл бүктелетін тұтқадан (→ “6-сур. - 1”) тұрады. Кескіш жиекті жабу үшін, (→ “6-сур.”) суретте көрсетілгендей, сақтандырғыш тұтқасын жоғары қарай бүктеңіз.



Кеңес

Екі функциялы “Е” пышақ ұстағышындағы қысқыш тұтқалар бір-бірін алмастырмайды. Қысқыштың екі тұтқасы (→ “6-сур. - 2”) (→ “6-сур. - 3”) әрқашан көрсетілген қалыпта қалуы керек, әйтпесе екі функциялы “Е” ұстағышында оқшауланған ақаулары орын алуы мүмкін. Жүздің (→ “6-сур. - 2”) қысқыш тұтқасы оң жақта, бүйірлік ығысуға арналған қысқыш тұтқасы (→ “6-сур. - 3”) сол жақта.

3. Құралдың құрамдастары мен сипаттамалары


3.1 Шолу – құралдың құрамдастары



7-сур.

- | | |
|--|--|
| 1 Апаттық тоқтату қосқышы | 9 Артқы жарықтандыру ұяшығы |
| 2 Үлкен беріліс дөңгелегі | 10 Қолмен басқару құралының иінтірегі |
| 3 Бөлек басқару құралы | 11 Бағдарлау және UCS бар заттың басы |
| 4 Микротом негізі | 12 Қолмен басқару құралы |
| 5 Жүз ұстағышының негізі | 13 Қолмен басқару құралын бекіту механизмі |
| 6 Екі функциясы бар “E” жүз ұстағышы | 14 Құралдың басқару тақтасы |
| 7 Пышақ/жүз ұстағыш негізінің қысқыш тұтқасы | 15 Жоғарғы науа |
| 8 Антистатикалық қалдықтар науасы | |

Артқы көрініс



8-сур.

- | | | | |
|---|------------------|----|--|
| 1 | Магнит | 6 | Қозғалтқышты қорғау сақтандырғышы |
| 2 | Кернеу селекторы | 7 | Басқару тақтасына қосылатын кабель |
| 3 | Негізгі қосқыш | 8 | Аяқ қосқышы немесе қосалқы штепсель үшін жалғау ұяшығы |
| 4 | Қуат көзі | 9 | Қызметтік қызмет көрсету байланысы |
| 5 | Жылу сіңіргіші | 10 | Сақтандырғыш корпусы және сақтандырғыштар |

3.2 Құралдың техникалық сипаттамасы

Бөлу қозғалтқышы, бөлек басқару тақтасы бар негізгі құрал ҚОСУ/ӨШІРУ параметрі бар бағдарламаланатын бұрғыш, үлгіні бағыттаусыз немесе қосымша керек-жарақтарсыз, пайдаланушы таңдай алатын бұрылу бағыттары бар эргономикалық орналастырылған электронды ірі беріліс дөңгелегі бар. 100/120/230/240В айнымалы ток, 50/60Гц.

- Толық моторлы айналмалы микротом, техникалық қызмет көрсетусіз және қадамдық қозғалтқышы бар дәл микрометрді беру жүйесі бар.
- Көлденең беру және тік соққылардың механизмдері айқас роликті мойынтіректерге негізделген.
- HistoCore AUTOCUT ең алдымен моторлы секцияға арналған, бірақ қолмен бөлуге арналған қолданбалар үшін де жарамды.
- Біркелкі жұмыс істейтін доңғалақ қолмен бөлудің екі режиміне мүмкіндік береді: тербеліс режимі және қолмен дөңгелектің толық айналатын кәдімгі қолмен бөлу және 3 моторлы секция режимі: жалғыз, үздіксіз және қадамдық.
- Мотор көмегімен бөлу кезінде бөлу жылдамдығын реттеуге болады.
- Қозғалыс дөңгелегінің эргономикалық тұтқасы мотор арқылы жұмыс кезінде ортаға келтірілуі мүмкін.
- Микротомның алдыңғы жағындағы апаттық тоқтату түймесі немесе қосымша аяғындағы E-stop функциясы төтенше жағдайда дереу мотор арқылы бөлуді тоқтатады.
- Қолмен доңғалақты құлыптаудың екі тәуелсіз жүйесі, сонымен қатар мотормен жабдықталғаннан кейін бір электронды тежегіш руль дөңгелегінің қауіпсіз бекітілгенін қамтамасыз етеді.

- Серіппелі күш реттеуі бар оператор теңшейтін күш теңестіру жүйесі екі артықшылықты береді:
 1. Жүзге зат басының түсіп кету қаупін азайтатын, серіппелі күшті әр түрлі үлгілерге/қысқыштарға бейімдеу икемділігі.
 2. Қолмен басқару құралына ауыр теңгеру салмақ қажет емес.
- Барлық маңызды басқару элементтері эргономикалық жұмыс үшін көлбеу бұрышы реттелетін пайдаланушыға ыңғайлы бөлек басқару тақтасында орналасқан.
- Кесуге және бөлуге арналған кесінді қалыңдығының параметрлері бір-біріне тәуелсіз таңдалуы және сақталуы мүмкін.
- Үлгінің өлшемі бойынша жеке реттелетін кесу диапазоны (бөлу терезесі).
- Құрылғының алдыңғы жағында жұмыс туралы маңызды ақпарат көрсетілген:
 1. кесу немесе бөлу қалыңдығы,
 2. үлгіні кері қайтару (Retract),
 3. апаттық тоқтау (E-stop),
 4. Қолмен басқару құралы/үлгі басын құлыптау функциясы (Lock),
 5. қалпына келтіру функциясы бар бөлу есептегіші мен бөлу қалыңдығының жалпы санауышы.
- ҚОСУ/ӨШІРУ функциясы бар қолмен кесу режимі үшін бағдарламаланатын үлгіні алу жүйесі
- Мотор арқылы бөлу режимінде үлгінің өздігінен кері қайтаруының реттелуі, жылдамдыққа байланысты.
- Басқару тақтасында тербелу режимі функциясы жылдам кесуге арналған. Кері қайтару функциясын өшіруді қажет етпей, қысқа қашықтықта қолмен басқару құралын алға-артқа бұруға мүмкіндік береді. Айнаруды анықтаудағы әрбір өзгеріс электронды түрде анықталады және автоматты түрде үлгінің ілгерілеуіне немесе кері тартылуына айналады, бұл кезде кесінділердің таспасы бұзылмайды.
- Мотор арқылы көлденең үлгі басының қозғалысы екі жолмен жүзеге асырылады:
 1. Басқару панеліндегі үлкен беріліс түймелерін екі бағытта үздіксіз немесе сатылы беру режимінде қолдану.
 2. Эргономикалық түрде орналастырылған және пайдаланушы таңдаған бұрылу бағытымен жекелендірілетін үлкен беріліс дөңгелегін қолдану.
- Көрнекі/акустикалық сигналдар қалған беруді және алдыңғы және артқы жүру шектерін көрсетеді.
- Үлгілерді тиімді және жылдам алмастыру
 1. пайдаланушының бағдарламаланатын Жады күйін қолдану арқылы
 2. 13 +/- 2 секунд ішінде заттың басын жылдам орналастыру функциясы алдыңғыдан артқа қарай.
- Үстіңгі бетінің үлкен ауданы тегіс бетті қажет ететін заттарды орналастыруға мүмкіндік береді.
- Алынбалы табақша кесу құралдарын сақтауға мүмкіндік береді және заттардың құлап кетуіне жол бермейді.

3.3 Техникалық мәліметтер

Жалпы	
Номиналды қуат кернеулері	100/120/230/240 В айнымалы ток
Номиналды жиілік	50/60Гц
Максималды қуат тұтынылуы	100 ВА
Қорғаныс класы (IEC-1010, UL 3101, EN 61010 бойынша)	I
Қуат сақтандырғыштары	2 x T 3,15AL, 250В
Ластау дәрежесі (IEC-1010, UL 3101, EN 61010 бойынша)	2
Кернеудің асып кету санаты (IEC-1010, UL 3101, EN 61010 бойынша)	II
IP қорғау класы	IP20
Жұмыс температурасының диапазоны	+18°C және +30°C аралығында
Жұмыс ортасының салыстырмалы ылғалдылығы	20% және 80% аралығында, конденсатсыз
Жұмыс биіктігі	Теңіз деңгейінен 2000 м биіктікке дейін
Тасымалдау температурасының диапазоны	-29 ° C және +50 ° C аралығында
Сақтау температурасының диапазоны	+5 ° C және +50 ° C аралығында
Салыстырмалы ылғалдылықта тасымалдау және сақтау	10% және 85% аралығында, конденсатсыз
Өлшемдері мен салмақтары	
Негізгі құрал	
Ені (қол дөңгелегі мен үлкен беріліс дөңгелегін қоса)	477 мм
Тереңдігі (қоқыс жәшігін қосқанда)	620 мм
Биіктігі (жоғарғы науасын қоспағанда)	295 мм
Биіктігі (жоғарғы науамен)	303 мм
Салмағы (керек-жарақсыз)	Шам. 40 кг
Қалдықтар науасының көлемі	1400 мл
Басқару тақтасы	
Ені	119 мм
Тереңдігі	193 мм
Биіктігі	50 мм
Биіктік (көлбеу күйде)	81 мм
Салмағы (таза)	шам. 0,6 кг

Микротом

Бөлу қалыңдығының параметрі

Бөлу қалыңдығының диапазоны 0,50 - 100 мкм

- Параметр мәндері
- 0,5 - 5,0 мкм аралығы, 0,5 мкм қадамымен
 - 5,0 - 20,0 мкм аралығы, 1,0 мкм қадамымен
 - 20,0 - 60,0 мкм аралығы, 5,0 мкм қадамымен
 - 60,0 - 100,0 мкм аралығы, 10,0 мкм қадамымен

Қалыңдықты реттеу диапазоны 1 - 600 мкм

- Параметр мәндері
- 1,0 - 10,0 мкм аралығы, 1,0 мкм қадамымен
 - 10,0 - 20,0 мкм аралығы, 2,0 мкм қадамымен
 - 20,0 - 50,0 мкм аралығы, 5,0 мкм қадамымен
 - 50,0 - 100,0 мкм аралығы, 10,0 мкм қадамымен
 - 100,0 - 600,0 мкм аралығы, 50,0 мкм қадамымен

Көлденең беріліс диапазоны 24 ± 1 мм, қадамдық моторы арқылы беріліс қозғалысы

Тік соққы ұзындығы 70 ± 1 мм

Кері қайтарусыз максималды кесу диапазоны Үлгінің бағдарынсыз 65 мм

Кері қайтарумен максималды кесу диапазоны 60 мм

Үлгі блогының максималды өлшемі 55 x 50 x 30 мм

үлкен стандартты қысқыш үшін (Б x E x T)

Үлгі блогының максималды өлшемі 68 x 48 x 15 мм

супер кассеталық қысқыш үшін (Б x E x T)

Қолмен кесу режимінде үлгіні кері қайтару 5 - 100 мкм, 5 мкм қадаммен; өшіріле алады

Электрлік үлкен беріліс

- баяу алға және артқа түймелері • 300 мкм/с
- жылдам алға • 800 мкм/с
- жылдам артқа (жылдам орналастыру) • 1800 мкм/с

Бөлу жылдамдығы 0 - 420 мм/с ± 10 %

Қайтару жылдамдығы шам. 120 - 420 мм/с ± 10 %

Есте сақтау күйі 1

Үлкен беріліс дөңгелегінің бұрылу бағыты Қолданушы тарапынан таңдала алады
сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы

Қосымша керек-жарақтар

Үлгі бағдары, нөлдік күйде

• Көлденең айналу: $\pm 8^\circ$ • Тік айналу: $\pm 8^\circ$

Екі функциялы жүз ұстағышы

-Бүйірлік ығысу функциясы

3 күй

Шығыс-батыс қозғалысы

-Жүз ұстағыш негізінің қозғалысы:

Солтүстік-оңтүстік: ± 24 мм

4. Құралды баптау

4.1 Орнату алаңына қойылатын талаптар

- Тұрақты, дірілсіз зертханалық үстел көлденең, тегіс үстелмен, мүмкіндігінше дірілсіз жерге.
- Жақын жерде діріл тудыруы мүмкін басқа құралдар жоқ.
- Бөлме температурасы + 18°C пен + 30°C аралығында.
- Қолмен басқару құралына кедергісіз қол жеткізу.
- Құралдың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оны қабырғалар мен жиһаздан кемінде 10 см қашықтықта ұстау керек.
- Құралды ток көзінен оңай ажыратуды қамтамасыз ететін жерге орнату керек. Қуат кабелі оңай қол жететін жерде болуы керек.



Қауіп

Жарылыс қаупі.

Адамдардың өлімі немесе ауыр жарақаты және/немесе заттардың бүлінуі.

- Құралды жарылу қаупі бар бөлмелерде ешқашан қолданбаңыз.

4.2 Стандартты жеткізу - қаптама тізімі

HistoCore AUTOCUT конфигурациясы: 14 9AUTO00C1

Саны	Бөлшек сипаттамасы	Тапсырыс №
1	HistoCore AUTOCUT негізгі құрал	14 0519 56472
1	Үлгі қысқышына арналған дәл бағыттағыш қондырғы	14 0502 37717
1	Жылдам қысқыш жүйесі	14 0502 37718
1	Әмбебап кассета қысқышы	14 0502 37999
1	Жүз ұстағышының негізі	14 0502 55546
1	2 функциясы бар "Е" жүз ұстағышы	14 0502 54497

HistoCore AUTOCUT негізгі құрал келесі жеткізу тізімін қамтиды.

Саны	Бөлшек сипаттамасы	Тапсырыс №
	HistoCore AUTOCUT негізгі құрал	14 0519 56472
1	Қолмен басқару құралы, жинақ	14 0519 56491
1	Бөлек басқару тақтасы, HistoCore AUTOCUT	14 0519 56482
1	Антистатикалық қалдықтар науасы	14 0517 56237
1	Жоғарғы науа	14 0517 56261
1	Қызметтік бума	14 0503 43948
2	Сақтандырғыш сымы T3,15AL, 250B	14 6000 04805
1	Қақпақ дискісі	14 3025 00008
1	Қолдану жөніндегі нұсқаулық (басылған ағылшын CD дискісімен 14 0519 80200)	14 0519 80001

Қолданбаңызға сәйкес келетін негізгі құралдарды төменде көрсетілген керек-жарақтармен конфигурациялауға болады. Жұмыс істейтін конфигурацияға ие болу үшін төменде көрсетілген санаттардың кем дегенде бір элементіне тапсырыс беру керек.

Негізгі құрал HistoCore AUTOCUT	14051956472	Төмендегілердің барлығы жоқ HistoCore AUTOCUT негізгі құралы: бағдарлау, жылдам қысу жүйесі, үлгі қысқыш, пышақ немесе пышақ ұстағышын орнату
--	-------------	---

біреуін таңдаңыз

Үлгінің бағдары	14050237717	Үлгі қысқышына арналған дәл бағыттағыш қондырғы (*)
	14050238949	Үлгі қысқышына арналған бағыттағыш қондырғы (*)
	14050238160	Үлгі қысқышына арналған қатаң бекітпе

(*) көмегімен бекітпені бағдарлауға қосымша тапсырыс беру керек

Жылдам қысу жүйесі (*)	14050237718	Жылдам қысу жүйесі (*)
-------------------------------	-------------	------------------------

Кем дегенде бір үлгі қысқышына тапсырыс беріңіз

Үлгі қысқыштары	14050237999	Әмбебап кассета қысқышы
	14050238005	Стандартты үлгі қысқышы 50x55 мм
	14050237998	Стандартты үлгі қысқышы 40x40 мм
	14050238967	Супер кассеталы қысқышы
	14050246573	Leica RM CoolClamp

Кем дегенде бір пышақ немесе жүз ұстағыш негізіне және бір пышақ немесе жүз ұстағышқа тапсырыс беріңіз

Жүз ұстағышының негізі және жүз ұстағышы	14050255546	Жүз ұстағышының негізі
	14050254497	2 функциясы бар "Е" жүз ұстағышы
Пышақ ұстағыш негізі және пышақ ұстағыштары	14050237962	Пышақ ұстағыш негізі
	14050237993	Пышақ ұстағышы N
	14050238961	Төмен профильді "Е" пышақ ұстағышы

Қосымша қосалқы керек-жарақтар мен пышақтарды/жүздерді 6 тарауда (→73-б. – 6. Қосымша керек-жарақтар) табуға болады.

Елге сәйкес қуат сымына бөлек тапсырыс беру қажет. Өнім бөлімінде www.LeicaBiosystems.com веб-сайтынан құрылғыңыз үшін қолжетімді барлық қуат сымдарының тізімін таба аласыз.



Keңес

Тапсырыс берілген керек-жарақтар бөлек қорапқа салынған.

Жеткізудің аяқталғанын тексеру үшін барлық жеткізілген бөлшектерді қаптама тізімімен және тапсырысыңызбен тексеріңіз. Егер сәйкессіздіктер табылса, Leica Biosystems сату кеңсесіне дереу хабарласыңыз.

4.3 Қаптамадан шығару және орнату



Сақ болыңыз

Қаптамадан шығару кезінде керек-жарақтар/құрал бумадан түсіп қалу қаупі.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралды қаптамадан шығарғанда абай болыңыз.
- Қаптамадан шығарылғаннан кейін құралды тек тік күйде ғана жылжыту керек.
- Қаптаманың сыртына салынған қаптамадан шығару нұсқаулығында берілген нұсқауларды немесе Пайдалану нұсқаулығында сипатталған әрекеттерді мұқият орындаңыз.



Сақ болыңыз

Құрал тиісінше көтерілмеген.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралды көтергенде оны пайдалану нұсқаулығында және қаптамадан шығару нұсқаулығында сипатталған көтеру нүктелерінде ғана ұстаңыз (құралдың алдыңғы және артқы жағындағы негізгі белгі).
- Құралды ешқашан доңғалақ тұтқасынан, электрлік үлкен беріліс дөңгелегінен немесе нысан басынан көтермеңіз.
- Құралды тасымалдау алдында әрқашан қоқыс жәшігін алып тастаңыз.



Сақ болыңыз

Құралдың абайсызда қозғалуы.

Қол және/немесе саусақтардың құрал және жұмыс бетінің арасында қысылып қалуы салдарынан туындайтын ауыр жарақат.

- Құралды көтергенде оны пайдалану нұсқаулығында және қаптамадан шығару нұсқаулығында сипатталған көтеру нүктелерінде ғана ұстаңыз (құралдың алдыңғы және артқы жағындағы негізгі белгі).
- Құрал мен жұмыс бетінің арасында қолдың қалып қалмайтынына көз жеткізіңіз.



Сақ болыңыз

Құрал барлық 4 аяғымен қауіпсіз түрде лабораториялық үстелге тиісінше қойылмауы.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралды көлденең, беті тегіс болатын тұрақты, дірілсіз лабораториялық үстелге қойыңыз. Еден мүмкіндігінше дірілсіз болуы керек.
- Әр 4 аяқтың зертханалық үстелге толық қойылғанына әрқашан көз жеткізіңіз.
- Егер құралды басқа адамдар қозғаған болса (мысалы, қызмет көрсету үшін), оның дұрыс орналасуын әрқашан қайталап тексеріңіз.



Абайлаңыз

Керек-жарақтар/бөлшектер тасымалдау кезінде босап қалған/бүлінген.

Мүліктің бүлінуі немесе диагностика кідірісі.

- Қаптамада ShockDot әсерінің индикаторы бар, бұл тасымалдаудың дұрыс еместігін көрсетеді. Құрал жеткізілген кезде алдымен келесіні тексеріңіз. Егер индикатор қосылған болса, бума көрсетілгендей тасымалданбаған. Бұл жағдайда жөнелту құжаттарын тиісті түрде белгілеп, жөнелтілімге зақым келгенін тексеріңіз.



Keңес

Кейінірек қайтару қажет болған жағдайда тасымалдау картоны мен бекіту элементтері сақталуы керек. Құралды қайтару үшін төмендегі нұсқауларды кері ретпен орындаңыз.



9-сур.

- Қаптама таспасы мен жабысқақ таспаны алыңыз (→ “9-сур. - 1”).
- Картон қақпағын алыңыз (→ “9-сур. - 2”).




- Жеткізудің стандартты көлеміне арналған қосымша картонды (қосымша керек-жарақтар) (→ “10-сур. - 3”) және қораптарды (→ “10-сур. - 4”) алыңыз.



10-сур.



11-сур.



12-сур.

- Бекіту модулін (→ “11-сур. - 5”) алыңыз. Мұны істеу үшін оны модульдің жоғарғы шетінен және ойық тұтқасынан (→ “11-сур. - 6”) ұстап, жоғары қарай тартып шығарыңыз.
- Сыртқы картон қабырғасын (→ “11-сур. - 7”) алыңыз.
- Құралды (→ “11-сур. - 8”) алдыңғы (→ “12-сур. - 11”) және артқы (→ “12-сур. - 12”) жағындағы негізгі тақтайшадан ұстап көтеріп, қалыптан (→ “11-сур. - 9”) шығарыңыз. (Құралдың суреті тек мысал ретінде берілген.)

- Құралды тұрақты зертханалық үстелге қойыңыз. Негізгі тақтаның артқы жағында орналасқан екі жылжымалы элемент (→ “12-сур. - 10”) құралды үстелге жылжытуды жеңілдетеді.
- Құралды жылжыту үшін оны негізгі тақтаның (→ “12-сур. - 11”) алдыңғы жағынан ұстап тұрып, ақырын көтеріп, сырғытпаларында сырғытыңыз.

4.4 Қолмен басқару құралын жинау



Keңес

Қолмен жұмыс жасамас бұрын дөңгелекті жинау керек. Қажетті бөлшектер мен құралдарды жеткізілімде берілген құралдар жиынтығынан табуға болады.



13-сур.

Сына (→ “13-сур. - 2”) қолмен басқару құралының білігіне (→ “13-сур. - 1”) еркін орналастырылады және тасымалдау кезінде кабель байламымен орнына бекітіледі.

1. Кабель байланысын (→ “13-сур. - 3”) алыңыз.



Абайлаңыз

Қолмен басқару құралын орнатқанда сына жоғалады.

Құралды қолдануға болмайды, бұл диагностиканы кідіртуі мүмкін.

- Қолмен басқару құралын жинамас бұрын, сынаны тексеріп, оның дөңгелектің білігінде екеніне көз жеткізіңіз.

2. Қолмен басқару құралын (→ “13-сур. - 5”) суретте көрсетілгендей қолмен басқару құралының білігіне (→ “13-сур. - 1”) қойыңыз.
3. Қол дөңгелегінің ортаңғы тесігінде орналасқан бұранданы №4 алтыбұрыш кілтімен (→ “13-сур. - 6”) қатайтыңыз.
4. Өздігінен жабысатын қақпақ дискісінен (→ “13-сур. - 7”) қақпақ фольганы алып тастаңыз және қолмен басқару құралындағы қақпақ дискісін бекітіңіз.

4.5 Электр қосылыстары



Сақ болыңыз

Құралды жерге тұйықталмаған розеткаға қосу немесе ұзартқыш сымды қолдану.

Адамдардың жарақат алуына немесе диагноздың кідірісіне әкелетін электр тогымен соғу қаупі.

- Құрал жерге тұйықталған розеткаға қосылуы керек.
- Ұзартқышты қолданбаңыз.

4.5.1 Кернеуді тексеру




Сақ болыңыз

Кернеу селекторында таңдалған қуат көзінің кернеуі қате.

Құралдың зақымдалуы, үлгіні өңдеудегі кідіріс.

- Құралды қоспас бұрын, оның кернеуі желі кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Кернеу параметрін өзгерту қажет болса, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.




14-сур.

Кернеу селекторы (→ “14-сур. - 1”) құралдың артқы сол жағындағы негізгі қосқыштың (→ “14-сур. - 2”) оң жақ жоғарғы жағында орналасқан. Құралды қоспай тұрып, кернеу жергілікті кернеу стандарттарына сәйкес келетінін тексеріңіз. Кернеу жергілікті стандарттарға сәйкес келмесе, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.

4.5.2 Қуат көзіне қосу

- Қуат кабелін қоспас бұрын, құралдың артқы жағындағы негізгі қосқыштың (→ “14-сур. - 2”) “0” = OFF (ӨШІРУЛІ) күйіне қосылғанын тексеріңіз.
- Қолданылатын қуат кабелінің розетка үшін дұрыс ашасы бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуат кабелінің қосқышын розеткаға (→ “14-сур. - 3”) қосыңыз және ашаны розеткаға қосыңыз.


4.5.3 Жалғағыш штепсельді жалғау



15-сур.

Құралдың артқы жағындағы қосқыш ұяға (→ “15-сур. - 2”) берілген жалғағыш штепсельді (→ “15-сур. - 1”) салыңыз және бұрандаларды (→ “15-сур. - 3”) қатайту арқылы бекітіңіз.

4.5.4 Аяқ қосқышты қосу (қосымша керек-жарақтар)



16-сур.


Егер құралмен аяқты қосқышты қолдану қажет болса, табанның қосқыш кабелін (→ “16-сур. - 1”) құралдың артқы жағындағы қосқыш ұясына (→ “16-сур. - 2”) енгізіп, бұрандаларды (→ “16-сур. - 3”) қатайту арқылы бекітіңіз.



Кеңес

Егер жалғағыш штепсель де, табан қосқышы да қосылмаған болса, құрал жұмысқа дайын емес. Бұл жағдайда апаттық тоқтату функциясы қосылады және құралдағы E-STOP ЖД (→ “16-сур. - 4”) жанады; жады позициясы өшіріледі және үш таңбалы дисплей жақын арада CLr көрсетеді.

4.5.5 Басқару тақтасын қосу



Басқару панелінің қосқыш кабелі (→ “17-сур. - 1”) микротомға бекітілген. Оны ажыратуға болмайды.

1. Байланыс кабелінің ашасын (→ “17-сур. - 2”) басқару тақтасының артындағы жалғағыш ұяға (→ “17-сур. - 3”) салыңыз.
2. Штепсельді бекіту үшін екі бұранданы қатайтыңыз (→ “17-сур. - 4”).

4.6 Құралды қосу



Сақ болыңыз

Құрал ішіндегі конденсация температураның және ауаның жоғары ылғалдылығының айтарлықтай айырмашылығына байланысты болады.

Құралдың зақымдалуы.

- Әрқашан сақтау үшін де, пайдалану үшін де климаттық шарттардың тиісті екеніне көз жеткізіңіз. Техникалық мәліметтер бөлімін (→30-б. – 3.3 Техникалық мәліметтер) қараңыз.
- Құралды жеткізгеннен кейін оны қосар алдында қоршаған орта температурасына бейімделуіне мүмкіндік беру үшін кемінде екі сағат күтіңіз.



Сақ болыңыз

M-STOP өрісіндегі сары ЖД қате түсіну.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралды 3 ықтимал ЖД индикатордың мағынасын толық түсінгеннен кейін қолданыңыз. Өшкен шам: құрылғы пайдалануға дайын (тежегішсіз); жыпылықтайтын шам: электронды тежегіш қосылады бірақ механикалық құлыптау жүйесі ажыратылады; тұрақты шам: механикалық құлыптау жүйесі іске қосылады.
- Руль дөңгелегін құлыптау механизмі 12 сағат күйінде болғанда ғана сенімді түрде құлыпталады.



Keңес

Құралды қуат қосқышымен қосқан кезде, белгілі бір функцияларды орнатудан басқа, басқару тақтасының немесе аяқ қосшының (қосымша керек-жарақтар) ешбір түймесін баспаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін қараңыз: (→45-б. – Түймелер тіркесімі).



Құралды артқы жағындағы қуат қосқышымен қосыңыз.
I = ҚОСУЛЫ; 0 = ӨШІРУЛІ
Осыдан кейін дыбыстық сигнал беріледі.
Құрал іске қосылады.



Бағдарламалық жасақтама нұсқасының дисплейі (тек мысал ретінде) төрт таңбалы диодты дисплейде болады. Бұл дисплей 2 секундтан кейін жоғалады және "00.00" көрсетіледі. Микротомды қосқаннан кейін құралдың басқару тақтасында және дисплей өрісінде барлық қосылған функциялардың дисплей өрістері мен ЖД жанады.



Үш таңбалы ЖД дисплейі қай параметр соңғы рет қосылғанына байланысты бөлімнің қалыңдығына немесе кесу қалыңдығына орнатылған соңғы мәнді көрсетеді. Бұл бір уақытта басқару панелінде және микротомда көрсетіледі. Белсенді режимнің ЖД (мұнда қиманың қалыңдығы) жасыл түспен жанады.



Құрылғының басқару тақтасындағы **E-STOP** өрісіндегі қызыл ЖД жанған кезде

- апаттық тоқтату функциясы қосылды (апаттық тоқтату түймесі басылады немесе аяқ қосқыш басылады); немесе
- жалғау штепселі (немесе қосымша табан қосқышы) ұяға дұрыс жалғанбаған немесе мүлде қосылмаған.



Егер басқару панелінің **M-STOP** өрісіндегі сары ЖД жанса, онда қолмен басқару құралының құлыптау механикалық құлпы немесе қолмен басқару құралының тежегіш тұтқасы қосылады. Егер басқару панелінің **M-STOP** өрісіндегі сары ЖД жанса, онда басқару құралының өрісі жыпылықтайды және электрондық тежеуіш қосылады. Құрылғыны ЖД жанып немесе жыпылықтап тұрғанда пайдалануға болмайды.

5. Басқару

5.1 Басқару элементтері және олардың функциялары

Микротомның жұмыс функциялары басқару панелі мен микротомдағы дисплей блогы арасында бөлінеді. Құралдың басқару тақтасы ағымдағы жұмыс режимін, сондай-ақ әр түрлі параметрлерді көрсетеді. Барлық жұмыс функциялары орталықтан бөлек басқару тақтасында орналасқан. Барлық түймелер мен дисплейлер логикалық түрде функционалды топтарға бөлінген және оларды оңай анықтауға болады.




Сақ болыңыз

Бағдарламалық жасақтаманы қате түзету.

Үлгінің зақымдалуы және/немесе диагностиканың кідірісі.

- Бағдарламалық қамтым тұрып қалған жағдайда Ақаулықтарды жою және пайдалану тарауларында берілген нұсқауларды орындаңыз.
- Егер құрал бірден іске қосыла алмаса, оған зақым келтірмеу үшін үлгінің дұрыс сақталғанына көз жеткізіңіз.
- Қажет болса, Leica Biosystems қызмет өкіліне хабарласыңыз.

5.1.1 Құралдың басқару тақтасы




18-сур.

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | RETRACT ЖД | Үлгіні кері қайтару кезінде жанады. |
| 2 | Үш таңбалы дисплей | Бөлік қалыңдығын/кесу қалыңдығын және басқа параметрлерді көрсетеді. |
| 3 | Төрт таңбалы дисплей | Бөлімнің есептегіш нөмірін көрсетеді. |

5 Басқару

4	MENUMODE түймесі	Бөлік қалыңдығының қосындысы мен бөлік есептегіші арасындағы өзгерістер.
5	E-STOP ЖД	Жедел тоқтату функциясы қосылған кезде жанады.
6	M-STOP ЖД	Қол дөңгелегінің құлыптау механизмі жанғанда белсендіріледі.
7	Жасыл ЖД - TRIM	Кесу режимі қосылған кезде жанады.
8	Жасыл ЖД - SECT	Бөлу режимі қосылған кезде жанады.
9	Жасыл ЖД	Бөлік қалыңдығының қосындысы - барлық бөліктердің қосындысын көрсетеді.
10	Жасыл ЖД	Бөлім санағышы - барлық бөлімдердің санын көрсетеді.
11	CLEAR түймесі	Бөлім есептегіші мен бөлім қалыңдығының қосындысын қалпына келтіреді (0-ге дейін).
12	MENUMODE + CLEAR	Бір уақытта екі түймені басу қайтару мәнін орнатуға ауысады.

5.1.2 Бөлек басқару құралы



19-сур.

1	Түймелер	Бөлім қалыңдығын/кесу қалыңдығын орнатады.
2	Айналмалы тұтқа	Бөлу жылдамдығын орнатады.
3	Сары ЖД	<ul style="list-style-type: none"> • Үлкен беріліс кезінде кері жыпылықтайды; • Артқы позицияға жеткенде жанады.

4	Үлкен беріліс түймесі - жылдам артқа	<ul style="list-style-type: none"> • Кесу/бөлу режимінде: артқа қарай жылдам беру; • Бөлу режимінде (Қадамдық режим қосулы): бірнеше қадам артқа.
5	Сары ЖД	<ul style="list-style-type: none"> • Үлкен беріліс кезінде жыпылықтайды; • Қалған беріліс аймағына жеткенде жанады.
6	Үлкен беріліс түймесі - жылдам алға	<ul style="list-style-type: none"> • Кесу/бөлу режимінде: жылдам алға қарай жылдам беру; • Бөлу режимінде (Қадамдық режим қосулы): алға бірнеше қадам.
7	Үлкен беріліс түймесі - баяу артқа	<ul style="list-style-type: none"> • Кесу/бөлу режимінде: үлкен беріліс артқа баяу; • Бөлу режимінде (Қадамдық режим қосулы): бір қадам артқа.
8	Үлкен беріліс түймесі - баяу алға	<ul style="list-style-type: none"> • Кесу/бөлу режимінде: үлкен беріліс баяу; • Кесу режимінде (Қадамдық режим қосулы): бір қадам алға.
9	Үш таңбалы дисплей	Бөлік қалыңдығын/кесу қалыңдығын және басқа параметрлерді көрсетеді.
10	Жасыл ЖД - TRIM	Кесу режимі қосылған кезде жанады.
11	Жасыл ЖД - SECT	Бөлу режимі қосылған кезде жанады.
12	Жасыл ЖДтар	Жұмыс режимі белсенді кезде көрсетіледі.
13	CUT MODE түймесі	Кесу режимін таңдайды.
14	Бөлімдер терезесін орнату түймесі	Бөлу терезесін орнатады. Жасыл ЖД терезенің екінші жиегі орнатылғанша жыпылықтайды.
15	MEMO түймесі	Бір жады позициясын орнатады.
16	TRIM/SECT түймесі	Бөлу режимі мен кесу режимі арасында ауысады.
17	BRAKE түймесі	Моторлы секцияның соңында автоматты түрде қосылады. Моторлы секцияны тоқтату үшін қолдануға болады.
18	Түймелер	Моторлы секцияны бастау/тоқтату.
19	Сары ЖД	Қозғалтқыш қосылған кезде жанады.
20	Жасыл ЖД	Қозғалтқыш өшірілгенде немесе келесі тоқтау орнында тоқтағанда жанады.

Түймелер тіркесімі

Түймелер тіркесімі	Функция
MENU MODE + CLEAR түймесі	Қайтару мәнін орнатыңыз.
Құралды қосу + “минус” түймесі	STEP (ҚАДАМ) режимін өшіріңіз.
Құралды қосу + “плюс” түймесі	STEP (ҚАДАМ) режимін іске қосыңыз.
Құралды қосу + Баяу артқа түймесі	Үлкен беріліс дөңгелегінің бағытын сағат тіліне қарсы бағытта қойыңыз.
Құралды қосу + Баяу алға түймесі	Үлкен беріліс дөңгелегінің бағытын сағат тілінің бағытымен алға айналдырыңыз.


5.1.3 Дисплей және басқару элементтері

Үш таңбалы дисплей



Бұл дисплей құралдың басқару тақтасында да, бөлек басқару тақтасында да орналасқан. Егер **SECT** ЖД жанса, дисплейде бөлім қалыңдығы параметрі мкм мәнінде көрсетіледі. Егер **TRIM** ЖД жанса, дисплейде кесу қалыңдығының параметрі мкм мәнінде көрсетіледі.

Бөлу және кесу режимін таңдау



Бөлу режимі мен кесу режимі арасында ауысу үшін бөлек басқару тақтасындағы **TRIM/SECT** түймесін басыңыз. Түйме басылған сайын, дисплей **SECT** және **TRIM** арасында ауысады. **SECT** дисплейінде 0,50 ден 100,0 мкм дейінгі бөлімнің қалыңдығы, ал **TRIM** дисплейінде 1,0 мен 600 мкм арасындағы кесу қалыңдығы көрсетіледі.

Бөлім қалыңдығын/кесу қалыңдығын орнату



Бөлек басқару тақтасындағы осы екі түймені пайдаланып параметрлерді реттеңіз.

Бөлу қалыңдығының диапазоны: 0,50 мкм - 100 мкм

Параметр мәндері:

0,5 мкм - 5,0 мкм аралығы, 0,5 мкм қадамымен
 5,0 мкм - 20,0 мкм аралығы, 1,0 мкм қадамымен
 20,0 мкм - 60,0 мкм аралығы, 5,0 мкм қадамымен
 60,0 мкм - 100,0 мкм аралығы, 10,0 мкм қадамымен

Қалыңдықты реттеу диапазоны: 1 - 600 мкм

Параметр мәндері:

1,0 мкм - 10,0 мкм аралығы, 1,0 мкм қадамымен
 10,0 мкм - 20,0 мкм аралығы, 2,0 мкм қадамымен
 20,0 мкм - 50,0 мкм аралығы, 5,0 мкм қадамымен
 50,0 мкм - 100,0 мкм аралығы, 10,0 мкм қадамымен
 100,0 мкм - 600,0 мкм аралығы, 50,0 мкм қадамымен

Үлкен беріліс функциялары



20-сур.

Үлгіні пышаққа қарай және одан кері тез жылжыту үшін электрлік үлкен беріліс қолданылады.

Қос көрсеткі түймелерінің көмегімен өрескел беру алға қарай жылжу кезінде 800 мкм/с жылдамдықта жұмыс істейді; бір көрсеткі түймелерінің көмегімен ол алға және артқа жылжу кезінде 300 мкм/с жылдамдықта жұмыс істейді.

Бөлу режимінде үлкен жетекті STEP режимінде немесе үздіксіз беру кезінде қолдануға болады. Құрал үздіксіз берілумен жеткізіледі (стандартты конфигурация).

Жылдам орналастыру

Жылдам артқа үлкен беріліс түймесін (→ "20-сур. - 1") басыңыз, объектінің басы алдыңғы шеткі күйден бастапқы орнына 1800 мкм/с жылдамдықпен жылжиды.



Абайлаңыз

Электронды үлкен беріліс дөңгелегінің тез итеру немесе жады күйіне жылжыту кезіндегі бұрылуы.

Үлгі зақымдалған.

- Жедел күйге келтіру немесе жад күйіне жылжу кезінде электронды үлкен беріліс дөңгелегін ұстамаңыз.




Абайлаңыз

Қолмен дөңгелекті айналдыру немесе бөлек басқару тақтасындағы немесе құралдарды басқару панеліндегі түймелерді басу, жылдам қосылу немесе жад күйіне өту.

Үлгі зақымдалған.

- Жылдам қосылу кезінде немесе жад күйіне жылжу кезінде дөңгелекті айналдырмаңыз немесе бөлек басқару панеліндегі немесе құралдың басқару панеліндегі еш түймені баспаңыз.

Бөлу режимі



21-сур.

Бөлу режимінде пайдаланушы STEP функциясын (үлгіні кезең-кезеңмен беру) және үздіксіз үлгіні беруді таңдай алады.

Үздіксіз беру таңдалған кезде, үлкен беріліс түймелері кесу режиміндегі функцияларды орындайды. STEP функциясы үлгіні пышаққа қарай біртіндеп мұқият жақындату үшін ыңғайлы.

STEP функциясын қалай қосуға болады:

- Басқару тақтасындағы + түймесін басып тұрып, құралды қосыңыз. (Дәл осылай - түймесін басу кезінде құралды өшіруге болады.) Құрал іске қосылған кезде, бағдарламалық жасақтама нұсқасының нөмірі көрсетілмейінше + түймесін басып тұрыңыз.
- **TRIM/SECT** түймесін басып, секция режимін таңдаңыз (**SECT** ЖД жанады).
- Баяу үлкен беріліс түймесін (→ “21-сур. - 2”) немесе (→ “21-сур. - 4”) басқанда баяу жылдамдықта үлкен берілісте, дисплейде сәйкес бағытта (бір сатылы) анықталған, қадамдық беру жүзеге асады (STEP (ҚАДАМ)).
- Жылдам үлкен беріліс түймелерін қысқа қосу арқылы бір қадам да тиісті бағытта орындалады.
- Үлкен беріліс батырмасын (→ “21-сур. - 1”) немесе (→ “21-сур. - 3”) неғұрлым ұзақ қосу қайталамалы беріліс қозғалысына әсер етеді.

Кесу режимі




22-сур.

Кесу алу режимінде, түймені ұстап тұру кезінде үлкен беріліс түймелері үздіксіз қозғалысты орындайды. Артқа кері жылдам қозғалыстарға арналған қос көрсеткі түймесі құлыптау функциясына ие.

- Жылдам артқа қозғалысты бастау үшін (пышақтан алыс) батырманы (→ “22-сур. - 1”) басыңыз. Түйме басылғаннан кейін үлгінің басы артқы соңғы күйге жылжиды.
- Қозғалысты тоқтату үшін төрт үлкен беріліс түймесінің кез келгенін басыңыз.
- Үлгі басы қозғалыста болған кезде түймедегі сары ЖД (→ “22-сур. - 2”) жыпылықтайды және артқы шеткі жағдайға жеткенде үздіксіз жанып тұрады.
- Баяу артқа қозғалысты бастау үшін түймені (→ “22-сур. - 3”) басыңыз. Қозғалыс түйме басылғанша жалғасады.
- Жылдам немесе баяу алға қозғалысты бастау үшін сәйкес түймені басыңыз. Қозғалыс түйме басылғанша жалғасады.
- Алға жылжу кезінде түймедегі сары ЖД (→ “22-сур. - 4”) жыпылықтайды. Алдыңғы позицияға жеткенде дыбыстық сигнал естіледі және ЖД жыпылықтауын тоқтатады және жанып тұрады.

Бір жады күйі



23-сур.

Бөлек басқару тақтасындағы **MEMO** түймесін (→ “23-сур. - 1”) пайдаланып жадының бір орнын орнатыңыз.

Жадтың бір орнын орнату үшін объектінің басын қажетті орынға жылжытыңыз және **MEMO** түймесін басыңыз. Қысқа дыбыс естіледі; үш таңбалы дисплей **SEt**(→ “23-сур. - 2”) белгісін көрсетеді; **MEMO** түймесінің жарық диоды (→ “23-сур. - 3”) жасыл түспен жанады.

Егер жадының бір позициясы сақталса, **MEMO** түймесін басқаннан кейін объект басы жады орнына ауысады; қысқа дыбыстық сигнал естіледі және үш таңбалы дисплей объектінің басы жад орнына жеткенде **At** (→ “23-сур. - 4”) белгісін береді.

Сақталған жад орнын өзгерту үшін объектінің басын жаңа орынға жылжытыңыз және **MEMO** түймесін шамамен 1 секунд басыңыз. Қысқа дыбыс естіледі; үш таңбалы дисплей **SEt** көрсетеді; **MEMO** түймесінің жасыл жарық диоды үнемі жанып тұрады.

Жады орнын тазарту үшін **MEMO** түймесін 3 секундтан артық басыңыз. Екі қысқа дыбыстық сигнал естіледі; үш таңбалы дисплей **CLr** (→ “23-сур. - 5”) жазуы көрсетіледі; **MEMO** түймесінің жасыл ЖД сұр түспен жанады.

**Кеңес**

Заттың басы жады күйіне жылжып жатқанда, қозғалысты **MEMO** түймесін немесе кез келген басқа түймелерді басу арқылы немесе электронды үлкен беріліс дөңгелегін бұру арқылы тоқтатуға болады.

MEMO түймесі алдыңғы шектік позиция (қосылмаған) мен бастапқы позиция (қосылмаған) арасында қосылады.

**Абайлаңыз**

Жад күйін орнатқаннан кейін пышақ/жүз ұстағышының және/немесе зат басының қолмен жылжытылуы.

Үлгінің зақымдалуы.

- Пышақ/жүз ұстағышын, ұстағыш негізін және/немесе заттың басын жылжытпаңыз және жадының орнын өзгертпестен бағдарын қайта реттемеңіз.

**Абайлаңыз**

Электронды үлкен беріліс дөңгелегінің тез итеру немесе жады күйіне жылжыту кезіндегі бұрылуы.

Үлгі зақымдалған.

- Жедел күйге келтіру немесе жад күйіне жылжу кезінде электронды үлкен беріліс дөңгелегін ұстамаңыз.

**Абайлаңыз**

Қолмен дөңгелекті айналдыру немесе бөлек басқару тақтасындағы немесе құралдарды басқару панеліндегі түймелерді басу, жылдам қосылу немесе жад күйіне өту.

Үлгі зақымдалған.

- Жылдам қосылу кезінде немесе жад күйіне жылжу кезінде дөңгелекті айналдырмаңыз немесе бөлек басқару панеліндегі немесе құралдың басқару панеліндегі еш түймені баспаңыз.

**Абайлаңыз**

Жад күйі пышаққа/жүзге тым жақын орнатылған.

Үлгі зақымдалған.

- Жадтың күйін орнатқанда, үлгінің пышақ/жүздің кесу жиегіне тимейтініне көз жеткізіңіз. Егер кесу жиегі үлгіге тиіп кетсе немесе жад күйін орнатқанда үлгі бетіне өте жақын орналасса, объектінің басын сәл артқа жылжытыңыз.
- Әр түрлі қалыңдықтағы үлгіні бір жады күйіне жүктемеңіз.


**Абайлаңыз**

Құрал өшірілгеннен кейін немесе электр қуаты өшкеннен кейін жадтың орнын қалпына келтіре алмау.

Үлгінің зақымдалуы.

- Құрал өшірілгенде немесе электр қуаты өшкенде, бұрын сақталған жад орны туралы деректер өшеді. Құралды қосқаннан кейін жад күйін қайтадан орнатыңыз.

Құралдың басқару панеліндегі төрт таңбалы дисплей



24-сур.

Төрт таңбалы дисплейде көрсетілетін мән реттеле алады.

Σ - μ m ЖД (\rightarrow “24-сур. - 1”) жанған кезде, дисплейде құрал қосылғаннан кейін аяқталған барлық секциялар үшін кесінді қалыңдығының мкм қосындысы көрсетіледі.

Σ -n ЖД (\rightarrow “24-сур. - 2”) жанғанда, дисплейде бұрын аяқталған барлық бөлімдердің саны көрсетіледі.

- Көрсету режимін өзгерту үшін **MENUMODE** түймесін (\rightarrow “24-сур. - 3”) қажетті режимдегі ЖД жанғанша басыңыз.
- Бөлім қалыңдығының қосындысын немесе бөлім нөмірін қалпына келтіру үшін **CLEAR** түймесін (\rightarrow “24-сур. - 4”) басыңыз.
- Бұл тек ағымдағы мәнді қалпына келтіреді.



Keңес

Құрылғы негізгі қуат қосқышының көмегімен өшірілгенде, екі мән де (қиманың қалыңдығының қосындысы мен қиманың нөмірі) жадтан өшіріледі.

Үлгінің кері тартылуы

Пышақ пен үлгінің зақымдалуын болдырмау үшін, заттың басының жоғарғы бастапқы орнына қайтару кезінде үлгі пышақтан алыстатылады.


Моторлы бөлу режимінде кері тарту секция жылдамдығының орнатылуына байланысты.

Қолмен жұмыс режимінде қайтару мәнін 5 мкм қадамымен 5-тен 100-ге дейінгі аралықта таңдауға болады. Үлгіні алу зауытта 10 мкм-ге орнатылған.

Үлгіні алуды қажет болған жағдайда қолмен және моторлы жұмыс үшін де өшіруге болады.


Таңдалған параметр құрал өшірілген кезде сақталады.

Керу қайтару параметрлерін конфигурациялау



25-сур.

- Кері қайтару параметрлерін шақыру үшін **MENUMODE** (\rightarrow “25-сур. - 1”) және **CLEAR** (\rightarrow “25-сур. - 2”) түймелерін қатар басыңыз.
- Ағымдағы орнатылған мән төрт таңбалы дисплейде үш таңбалы сан ретінде көрсетіледі, мысалы, 025 = 25 мкм (\rightarrow “25-сур. - 3”).
- Қажетті кері қайтару мәнін таңдаңыз. Қайтару мәні түймелердің көмегімен (\rightarrow “25-сур. - 4”) немесе (\rightarrow “25-сур. - 5”) жеке басқару тақтасында 5 мкм-ден ең көбі 100 мкм-ге дейін реттелуі мүмкін. Бұл параметрді де өшіруге болады.
- Бас тарту параметрлерінен шығу үшін **MENUMODE** (\rightarrow “25-сур. - 6”) түймесін басыңыз. Кері қайтару қозғалысы әр бөлімнен кейін жаңадан таңдалған мән бойынша орын алады.
- Үлгі кері тартылған кезде, **RETRACT** дисплейіндегі сары ЖД (\rightarrow “25-сур. - 7”) жанады.



26-сур.

- Қайтаруды өшіру үшін дисплейде **OFF** (→ “26-сур. - 2”) белгісі шыққанша бөлек басқару тақтасындағы түймені (→ “26-сур. - 1”) басыңыз.
- Бас тарту параметрлерінен шығу үшін **MENUMODE** (→ “26-сур. - 3”) түймесін басыңыз. Қайтару өшірілген кезде үлгі кері тартылмайды. **RETRACT** дисплейінің сары ЖД (→ “26-сур. - 4”) жанбайды.

Бөлу жылдамдығын орнату



Keңес

Орнатылған бөлу жылдамдығы тек қана бөлу аймағының шекарасында белсенді. Бөлу аймағынан тыс жоғары жылдамдық қолданылады.



27-сур.

Бөлу жылдамдығын үздіксіз орнатуға болады (ауқымы: 0 - 420мм/с), ол үшін айналмалы тұтқаны қолданыңыз. Жылдамдық селекторының 1-ден 10-ға дейінгі шкаласы бар. Шкаласы анықтамалық мақсаттар үшін берілген және нақты жылдамдықты көрсетпейді.

Бөлу терезесінің параметрі



28-сур.

Бөлу терезесі функциясы үлгінің нақты өлшеміне кесу аймағының өлшемін оңтайлы түрде бейімдеуге мүмкіндік береді. Таңдалған бөлу терезесінің параметрі құрал өшірілген кезде сақталады. Бөлу терезесін орнату үшін әрқашан мәндер жұбын енгізу керек. Кіру кезегі (жоғарғы немесе төменгі) міндетті емес.

- Үлгінің төменгі жиегін кесу жиегінен шамамен 3 мм жоғары орналастыру үшін дөңгелекті бұраңыз.
- Бөлімдер терезесін орнату түймесін басыңыз. Бұл терезенің бірінші жиегін анықтайды.
- Терезенің бірінші жиегі анықталғаннан кейін түймедегі жасыл ЖД (→ “28-сур. - 1”) жыпылықтайды.
- Үлгіні кесу жиегінің жоғарғы жиегіне өткізіп, бөлімнің терезесін орнату түймесін қайтадан басыңыз.
- Терезенің екінші жиегі анықталғаннан кейін түймедегі жасыл ЖД жанады. Бұл екі мәнді де қабылданғанын көрсетеді.

Анықталған бөлу терезесінен бас тарту



29-сур.

Белгіленген бөлу терезесін бастамас бұрын болдырмау үшін бөлу терезесін орнату түймесін бір рет басыңыз. Бұл кесу аймағын максималды өлшемге орнатады (барлық кесу аймағына сәйкес келеді).

Бөлу режимдері



30-сур.

Микротомды қолмен де, мотор арқылы да қолдануға болады.

Сіз төрт параметрдің бірін таңдай аласыз:

ROCK қолмен жұмыс режимінде, сондай-ақ

Моторлы режимде - **CONT**, **SINGLE** және **STEP**.

Режимді таңдау үшін басқару тақтасындағы **CUT MODE** түймесін қажетті жұмыс режимінің жасыл ЖД шыққанша басыңыз.

Қауіпсіздік мақсатында, құрал алғаш рет қосылғанда, жұмыс режимдерінің ешқайсысы қосылмайды.

Қолмен бөлу режимі



31-сур.


- **ROCK** жұмыс режимін таңдаңыз.

- Қол дөңгелегін қысқа қашықтыққа алға және артқа бұрыңыз (тербелу режимі).

Айналу датчигіндегі әрбір өзгеріс электронды түрде анықталады және автоматты түрде үлгінің ілгерілеу немесе кері қозғалысына айналады.

Қолмен бөлу режимінде қолмен басқару құралының толық айналуын аяқтаудың әдеттегі әдісін қолдануға немесе тербеліс режимінде (**ROCK**) жұмыс жасауға болады.


Мотор арқылы бөлуді бастау және тоқтату



32-сур.

- Мотор арқылы секциялауды бастау үшін, қажетті жұмыс режимін таңдағаннан кейін **RUN/STOP** және **ENABLE** түймелерін (→ “32-сур.”) қатар басыңыз.

- Кесу қозғалтқышы жұмыс істеп тұрған кезде **RUN/STOP** түймесіндегі сары ЖД (→ “32-сур. - 1”) жанады.



33-сур.

- Моторлы секцияны тоқтату үшін **RUN/STOP** (→ “33-сур. - 1”) немесе **ENABLE** (→ “33-сур. - 2”) түймесін басыңыз.

Егер **RUN/STOP** түймесіндегі жасыл да, сары да ЖД (→ “33-сур. - 3”) жанса, кескіш қозғалтқыш жұмыс істейді; бірақ ол тік соққының келесі жоғарғы орнында тоқтайды.



34-сур.

Электронды тежеу функциясы

Электронды тежеу функциясы мотор арқылы бөлу соңында объектінің басын автоматты түрде жоғарғы қалыпта ұстайды, бұл бөлу аяқталғаннан кейін қолмен бөлу құралының кездейсоқ айналуына жол бермейді. Электронды тежеу функциясы қосылғанда, **BRAKE** түймесінің ЖД жасыл түспен жанады; **M-STOP** сары ЖД жыпылықтайды.

Қолмен басқару құралын толығымен құлыптау үшін, қолмен басқару құралының бекіту механизмін қолданғаныңызға көз жеткізіңіз. Қолмен басқару құралын бекіту механизмi құлыпталған кезде, электронды тежегіш автоматты түрде сөндіріледі және **BRAKE** түймесінің жасыл ЖД сұр түске боялады.

Электронды тежегіш функциясын қолмен өшіруге болады. Электронды тежегіш түймесін қайта басыңыз, ол өшіріледі.

Моторлы секция кезінде электронды тежегішті секцияны тоқтату үшін қолдануға болады.

Қолмен бөлу кезінде электронды тежеу функциясы жұмыс істемейді.

Қолмен бөлу кезінде **BRAKE** түймесі басылса, ескерту дыбысы естіледі.



Абайлаңыз

Қолмен басқару құралын құлыптау үшін электронды тежегішті қолданыңыз.

Адамдардың жарақаты/үлгінің зақымдалуы.

- Электронды тежегіш - бұл тежегіш механизм, ол қауіпсіздік құлпы ретінде жұмыс істей алмайды. Руль дөңгелегін құлыптау механизмi 12 сағат күйінде болғанда ғана сенімді түрде құлыпталады.

Моторлы бөлу

Моторлы жұмыс кезінде үш жұмыс режимінің бірін таңдай аласыз:

CONT = үздіксіз соққы

SINGLE = бір соққы

STEP = қадамдық соққы.



35-сур.

CONT (үздіксіз соққы) жұмыс режимі

- **CONT** жұмыс режимін таңдаңыз.

Бөлу процесі басталғаннан кейін, бөлу **RUN/STOP** немесе **ENABLE** немесе **BRAKE** түймесін басу арқылы процесс тоқтатылғанша жалғасады.

Үлгі содан кейін тік соққының келесі жоғарғы соңғы позициясында автоматты түрде тоқтайды.



36-сур.

SINGLE (бір соққы) жұмыс режимі

- **SINGLE** жұмыс режимін таңдаңыз. Бөлуді бастағаннан кейін бір бөлу соққысы орындалады. Содан кейін үлгі тік соққының жоғарғы соңғы орнында автоматты түрде тоқтайды.



37-сур.


STEP (қадамдық соққы) жұмыс режимі

- **STEP** (қадамдық соққы) жұмыс режимін таңдаңыз. Бөлу процесі басталғаннан кейін, үлгі түймелер басылғанша (немесе аяқ тепкісі басылғанша) жылжытылады.

Егер **RUN/STOP** және **ENABLE** түймелері немесе аяқ қосқышы босатылса, үлгі автоматты түрде тоқтайды.

Моторлы секциялау режимінде секциялау процесін **RUN/STOP** және **ENABLE** түймелерінің орнына аяқ қосқышының көмегімен (қосымша керек-жарақтар) бастауға және тоқтатуға болады. Қосымша ақпарат алу үшін қараңыз: (→55-б. – Аяқ қосқышы (қосымша керек-жарақтар)).

Қалған көлденең берілістің көрсеткіші



38-сур.

Көрінетін және естілетін қалған беру көрсеткіші пайдаланушыға алдыңғы шегіне жеткенге дейін шамамен 1 мм (→ “38-сур. - 3”) қалған бергіш болған кезде кесу мен бөлу кезінде пайдаланушыға хабарлайды.

Үлкен беру түймесіндегі сары ЖД (→ “38-сур. - 2”) қалған берудің басынан бастап жанады.

Оған қоса шам. 2 секунд бойы дыбыстық сигнал естіледі.

Бөлу процесі үзіліп, объектінің басы соңғы орнында тоқтайды.

Осы сәттен бастап қалған беріліс шам. 1 мм ішінде қолжетімді.

Қалған беру аймағында пышаққа заттарды беру мүмкін емес, үлкен берілістүймелері мен электронды үлкен беріліс дөңгелегі.



39-сур.

- Моторлы бөлуді қайта іске қосыңыз. Үлкен беріліс түймесіндегі сары ЖД (→ “38-сур. - 2”) жанады.
- Алдыңғы позицияға жеткенде, бөлу процесі автоматты түрде тоқтайды.
- Қайта іске қосқаннан кейін беріліс қозғалысы болмайды.



40-сур.

- Үлгі бойынша жұмысты жалғастыру үшін артқы позициядағы (→ “38-сур. - 4”) тиісті үлкен беріліс түймесін (→ “40-сур.”) басып, бөлуді жалғастыра аласыз.



Кеңес

Жұмысты жалғастыру үшін кесу режиміне көшу үшін **TRIM/SECT** түймесін басу керек, әйтпесе Үлкен берілісті пайдалану мүмкін емес.

Егер құрылғы қосылған кезде үлгі басы қалған беріліс диапазонында болса, бағдарламалық жасақтама нұсқасы көрсетілгеннен кейін қосымша дыбыстық сигнал естіледі.

- Үлгі беру түймелерін қолдана отырып, үлгіні қысқа қашықтыққа жылжыту арқылы жұмысты жалғастыра аласыз (кесу режимін орнатыңыз!).
- Қалған беру диапазонында **STEP** функциясы ажыратылады.


Аяқ қосқышы (қосымша керек-жарақтар)



Кеңес

Аяқ қосқыштан басқа, басқару панелінің барлық функциялары мен құралдың барлық түймелері белсенді болып қалады.

Егер аяқ қосқышы жарты секундтан артық басылса, үлгі келесі жоғарғы күйде тоқтайды.



41-сур.

Аяқ қосқышты моторлы бөлу процесін басқару үшін пайдалануға болады. Ол сондай-ақ апаттық тоқтату функциясына ұқсас функцияға ие. **CUT MODE** түймесін қолдана отырып, басқару панелінен қажетті жұмыс режимін, **CONT**, **SINGLE** немесе **STEP** таңдаңыз.



42-сур.

CONT (үздіксіз соққы) жұмыс режимі

- Моторлы бөлуді бастау үшін аяқ қосқышын бір рет басыңыз.
- Тоқтату үшін аяқ қосқышын қайтадан басыңыз. Үлгі келесі жоғарғы күйде тоқтайды.



43-сур.

SINGLE (бір соққы) жұмыс режимі

- Моторлы бөлуді бастау үшін аяқ қосқышын бір рет басыңыз. Әр қадамнан кейін үлгі автоматты түрде жоғарғы күйде тоқтайды.




44-сур.

STEP (қадамдық соққы) жұмыс режимі

- Бөлу процесін бастау үшін аяқ қосқышын төмен басыңыз. Үлгі енді аяқ қосқышы басылғанша жылжытылады.
- Егер аяқ қосқышы босатылса, үлгі жеткен жерінде қозғалмайды.

Жедел тоқтату функциясын қалай қосуға болады



45-сур.

- Жедел тоқтату функциясын іске қосу үшін аяқ қосқышын қатты басыңыз. Бөлу бірден тоқтатылады.
- Құрылғыдағы E-STOP өрісіндегі қызыл ЖД аяқ қосқышы басылып тұрғанда жанып тұрады.
- Жалғастыру үшін жұмыс режимін таңдап, аяқ қосқышының көмегімен бөлу процесін қайта бастаңыз.



Сақ болыңыз

Апаттық тоқтату бағдарламалық жасақтама бұзылғаннан кейін жұмыс істемейді.

Үлгінің зақымдалуы.

- Құралды қайта іске қосып көріңіз.
- Егер қайта іске қосу сәтсіз болса, қуат сымын ажыратып, Leica қызмет өкіліне хабарласыңыз.

5.1.4 Электронды үлкен беріліс дөңгелегі



46-сур.

Үлкен қозғалыс үлгінің пышақтан қашықта - пышаққа қарай - көлденең жылдам алға жылжуын қамтамасыз етеді.

Заттың басын алға жылжыту үшін электронды үлкен беріліс дөңгелегінің (→ “46-сур. - 1”) айналуын сағат тілінің бағытымен немесе сағат тіліне қарсы орнатуға болады.



47-сур.

• Нысанның басын алға жылжыту үшін сағат тілімен айналу орнату үшін, бөлек басқару тақтасындағы баяу алға жылжитатын беріліс түймесін (→ “47-сур. - 1”) басып тұрып, құралды қосыңыз; үш таңбалы дисплей **C** тілін сағат тілінің бағытымен (→ “47-сур. - 2”) көрсетеді.


• Объектінің басын ілгері жылжыту үшін сағат тіліне қарсы бұруды орнату үшін, құралды қосыңыз және баяу артқа үлкен беріліс түймесін (→ “47-сур. - 3”) басыңыз; үш таңбалы дисплей **CC** тілін сағат тіліне қарсы бағытта (→ “47-сур. - 4”) көрсетеді. Құрылғы қосылған кезде электронды үлкен беріліс дөңгелегінің айналу параметрлері үш таңбалы дисплейде шамамен 4 секунд бойы көрсетіледі. Зауытта орнатылған айналу бағыты электронды үлкен беріліс дөңгелек сағат тілімен.

5.1.5 Үлгіге арналған ұсақ бағыттағыш қондырғы



Кеңес

Бағыттаушы үлгі ұстағыш қондырғысының жылдам қысу жүйесінде қосымша керек-жарақтар ретінде қолжетімді барлық үлгі қысқыштарын қолдануға болады.



48-сур.

Үлгінің бағдарлануы үлгі бекітілген кезде үлгі бетінің жай күйін түзетуге мүмкіндік береді. Бағыттаушы үлгі ұстағыш қондырғы бағытталмаған қондырғыға ауыстырылуы мүмкін (қосымша керек-жарақ).

Нөлдік күйді көрсету

Нөлдік күйді жақсы көрсету үшін бағдар екі қызыл көрсеткішке ие (→ “48-сур. - 4”). Егер екі индикатор да толық көрінетін болса және екі бұранда бұрандасы бір уақытта нөлдік күйде болса (ақ таңбалар көрсеткілермен сәйкес келеді), үлгі нөлдік күйде болады.

Үлгіні бағыттау



Сақ болыңыз

Үлгі кері тартылу кезеңінде бағытталған.

Үлгінің және/немесе пышақтың/жүздің зақымдалуы.

- Үлгі блоктары кері тартылу кезеңінде бағытталмауы керек. Егер блок кері тартылу кезінде бағдарланған болса, онда блок келесі бөлімге дейін кері шегеру мәнімен плюс таңдалған қиманың қалыңдығымен беріледі. Бұл үлгінің де, пышақтың/жүздің де зақымдалуына әкелуі мүмкін.

1. Заттың басын жоғарғы шеткі орынға көтеріп, қолмен басқару құралының механизмін іске қосыңыз.
2. Қысқышты босату үшін эксцентрик тұтқаны (→ “48-сур. - 1”) сағат тілімен бұраңыз.

3. Үлгіні тік бағытта бағыттау үшін бұранданы (→ “48-сур. - 2”) бұраңыз. Үлгіні көлденең бағытта бағыттау үшін бұранданы (→ “48-сур. - 3”) бұраңыз. Бұранданың әр толық бұрылуы үлгіні 2° қисайтады. Барлығы 4 бағытта = 8° толық бұрылу мүмкін. Дәлдік шамамен $\pm 0,5^\circ$ құрайды. Бағалаудың қарапайымдылығы үшін тұтқасында ақ белгі және бұру кезінде байқалатын шертпе тоқтауы бар.
4. Ағымдағы бағдарды құлыптау үшін эксцентрик тұтқаны (→ “48-сур. - 1”) сағат тіліне қарсы бұраңыз.



Кеңес

Үлкен стандартты қысқыш (50 x 55 мм) немесе супер кассеталы қысқыш қолданылғанда, үлгіні солтүстік-оңтүстік бағытта $\pm 8^\circ$ бағыттау мүмкін болмайды. Үлкен стандартты қысқыш (50x55мм) үшін қолдануға болатын бұрыш бұл жағдайда шамамен $\pm 4^\circ$ құрайды.

5.1.6 Күш тепе-теңдігін дәл реттеу



49-сур.

Егер заттың басына (→ “49-сур. - 1”) басқа салмақтағы басқа керек-жарақ орнатылған болса, онда күш тепе-теңдігін қайта реттеу қажет/қажет еместігін тексеру керек.

- Жаңа керек-жарақты бекітіп, үлгіні қысыңыз.
- Қолмен басқару құралы (→ “49-сур.”) арқылы объектінің басын тік жүру диапазонының биіктігінің жартысына қойыңыз.

Егер заттың басы дәл осы күйде қалса, онда параметр дұрыс.

Егер заттың басы қозғалса, яғни көтерілсе немесе төмен түсірілсе, дәл реттеу қажет.



Сақ болыңыз

Күш тепе-теңдігі дұрыс теңшелмеген.

Пышақпен және/немесе үлгінің зақымдалуынан оператордың ауыр жарақат алу қаупі.

- Құралмен жұмыс жасамас бұрын, күш тепе-теңдігінің дәл теңшелуінің дұрыс орнатылғанын әрқашан қайталап тексеріңіз.
- Егер дәл реттеу дұрыс орнатылмаған болса, құралмен жұмыс жасамаңыз, оның қайта теңшеуі қажет.
- Әсіресе, заттың басындағы керек-жарақтарды ауыстырғаннан кейін, дереу күш тепе-теңдігін дәл реттеуді орындаңыз.



50-сур.

Күш тепе-теңдігі бұранданың (→ “50-сур. - 1”) көмегімен реттеледі, оған микротомның тақтасының астыңғы жағындағы қоқыс жәшігін алу арқылы қол жеткізуге болады. Реттеу үшін №5 алтыбұрыш кілтін (тұтқасы бар) қолданыңыз.

- Егер заттың басы төмен қарай жылжитын болса, бұранданы (→ “50-сур. - 1”) әр уақытта сағат тілімен шамамен 1/2 айналымға бұраңыз.
- Егер заттың басы жоғары қарай жылжитын болса, бұранданы (→ “50-сур. - 1”) әр уақытта сағат тіліне қарсы шамамен 1/2 айналымға бұраңыз.
- Бұл процедураны заттың басы босатылғаннан кейін қозғалмайтындай жалғастырыңыз.




Кеңес

Заттың басы қозғалмайынша реттеу процедурасын бірнеше рет қайталаңыз.

5.2 Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышын енгізу

5.2.1 Жүз ұстағышының негізін орнату




51-сур.

1. Қысқыш тұтқаны (→ “51-сур. - 1”) сағат тіліне қарсы бұрап босатыңыз.
2. Пышақ ұстағыш негізін (→ “51-сур. - 2”) микротомды тақтасының (→ “51-сур. - 4”) Т-бөлігінің (→ “51-сур. - 5”) төменгі жағындағы ойықты (→ “51-сур. - 3”) пайдаланып салыңыз.

3. Жүз ұстағыштың (→ “51-сур. - 2”) негізін микротомдық тақтада алға-артқа жылжытуға болады. Бұл екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышын үлгіге қатысты оңтайлы кесу күйіне келтіруге мүмкіндік береді. Пышақ ұстағыш негізін бекіту үшін қысқыш тұтқаны (→ “51-сур. - 1”) сағат тілімен бұраңыз.


5.2.2 Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышын енгізу



52-сур.

1. №4 алтыбұрыш кілтінің (→ “52-сур. - 10”) көмегімен эксцентрлік (→ “52-сур. - 9”) болтты босатыңыз.
2. Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышын (→ “52-сур. - 8”) астыңғы ойығымен пышақ ұстағышы негізінің (→ “51-сур. - 2”) Т-бөлігіне (→ “52-сур. - 7”) салыңыз.
3. Қысу үшін эксцентрікті болтты (→ “52-сур. - 9”) қайта қатайтыңыз.

5.3 Саңылау бұрышын реттеу



53-сур.

Саңылау бұрышын (→ “53-сур. - 4”) реттеуге арналған индекстік белгілер (0°, 5° және 10°) екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышының (→ “53-сур. - 2”) оң жағында орналасқан. Пышақ ұстағыш негізінің (→ “53-сур. - 1”) оң жағында индекс белгісі (→ “53-сур. - 5”) бар, ол аралық бұрышын реттеу кезінде тірек нүктесі болып табылады.

1. Бұранданы (→ “53-сур. - 3”) №4 алтыбұрыш кілтінің (→ “53-сур. - 6”) көмегімен екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышы (→ “53-сур. - 2”) жылжытылғанша босатыңыз.

2. Қажетті тазалау бұрышының индексі пышақ ұстағыш негізіндегі тірек сызығымен сәйкес келгенше екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышын жылжытыңыз. Үлкейтілген суретте (→ “53-сур.”) 5° аралық бұрышы көрсетілген.




Кеңестер

Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышы үшін ұсынылған аралық бұрышының параметрі шам. 2,5° - 5°.

3. Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышын осы қалыпта ұстаңыз және қысқышқа арналған бұранданы (→ “53-сур. - 3”) қайта бекітіңіз.

5.4 Әмбебап кассета қысқышын салу



54-сур.

Бірі бағдарланған және екіншісі бағдарланбаған екі үлгі ұстағышы бар, (→73-б. - 6. Қосымша керек-жарақтар) қараңыз. Үлгінің бағдарлануы үлгі бекітілген кезде үлгі бетінің жай күйін түзетуге мүмкіндік береді. Қолжетімді керек-жарақтардың барлық қысқыштарын ұстау үшін жылдам қысу жүйесін (→ “54-сур. - 5”) қолдануға болады (қосымша ақпарат алу үшін (→73-б. - 6. Қосымша керек-жарақтар) қараңыз).

Ол үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Дөңгелекті айналдыру арқылы заттың басын (→ “54-сур. - 1”) жоғарғы шеткі орынға жылжытыңыз және қолмен басқару құралын бекіту механизмін (→ “54-сур. - 6”) қосыңыз.
2. Қысқыш жүйені босату үшін № 4 алтыбұрыш кілтінің (→ “54-сур. - 7”) көмегімен жылдам қысу жүйесінің (→ “54-сур. - 5”) бұрандасын (→ “54-сур. - 2”) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
3. Әмбебап кассета қысқышының (→ “54-сур. - 3”) бағыттағышын (→ “54-сур. - 4”) сол жақтан жылдам қысу жүйесіне (→ “54-сур. - 5”) дейін созыңыз.
4. Кассета қысқышын қысу үшін бұранданы (→ “54-сур. - 2”) сағат тілімен бұраңыз.



Кеңес

Керек-жарақтар ретінде қолжетімді барлық үлгілік қысқыштар артқы жағында бірдей бағыттағышпен жабдықталғандықтан, олар кассета қысқышының мысалында осында сипатталғандай салынған.

5.5 Үлгіні қысу



Сақ болыңыз

Оператор жұмыс тәртібінің дұрыс орындалмағанына байланысты пышақ немесе жүзді ұстайды.

Егер пышақ немесе жүздер үлгіден бұрын орнатылған болса, үлгіні орнына қою кезінде адамдар ауыр жарақат алуы мүмкін.

- Үлгіні микротомға жүктемес бұрын, кесу жиегінің сақтандырғышпен жабылғанына және қол дөңгелегінің құлыптау механизмінің іске қосылғанына көз жеткізіңіз. Оператор үлгіні, сондай-ақ пышақты/жүзді салуды жоспарлағаннан кейін, үлгі блогын пышақты/жүзді орнатпас бұрын және қыспастан бұрын жүктеңіз.

1. Қолмен басқару құралын үлгі қысқыш жоғарғы соңғы күйге келгенше айналдырыңыз.
2. Қолмен басқару құралын бекітіңіз немесе қолмен басқару құралын бекіту механизмін (→24-б. – 2.3.2 Қолмен басқару құралының құлпы (тек қолмен жұмыс)) іске қосыңыз.
3. Үлгі қысқышының ішіне үлгіні салыңыз.



Keңес

Үлгіні әр түрлі қысқыштар мен ұстағыштарға енгізудің толық сипаттамасы (→73-б. – 6. Қосымша керек-жарақтар) ішінде берілген.

5.6 Пышақты/бір реттік жүзді қысу



Сақ болыңыз

Пышақтар немесе жүздер қолайсыз түрде пайдаланылған және/немесе кәдеге жаратылған.

Өте өткір пышақтармен және/немесе жүздермен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақтармен және/немесе жүздермен жұмыс жасағанда, аса мұқият және абайлап жұмыс жасаңыз.
- Пышақтармен және/немесе жүздермен жұмыс жасағанда әрқашан арнайы киімдерді (оның ішінде кесуге төзімді қолғаптарды) киіңіз.
- Пышақтар мен жүздерді әрқашан қауіпсіз жерге тастаңыз (мысалы, арнайы пышақ қорапшасы) және адамдардың жарақат алмауын қамтамасыз етіңіз.
- Ешқашан пышақты кесу жиегін жоғары қаратып қоймаңыз және құлап жатқан пышақты ұстауға тырыспаңыз.
- Үлгіні қыспас бұрын әрқашан пышақтың/жүздің шетін сақтандырғышпен жабыңыз.



Сақ болыңыз

Оператор пышаққа және/немесе жүз ұстағышына екі пышақ және/немесе жүзді орнатады.

Өте өткір пышақтармен және/немесе жүздермен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақ ұстағышына/жүз ұстағышына екі пышақты/жүзді қыспаңыз. Пышақты/жүзді пышақ/жүз ұстағышының ортасына орнатыңыз. Пышақтар/жүздер пышақ/жүз ұстағышының шетінен аспауы керек.



Сақ болыңыз

Екі функциялы жүз ұстағышында тым қалың немесе жұқа жүз қолданылады.

Сынама бұзылған.

- Максимальды қалыңдығы 0,322 мм-ден аз және минимальды қалыңдығы 0,246 мм-ден асатын жүзді қолданыңыз.
- Ұсынылған үйлесімді жүз Қосымша керек-жарақтар бөлімінде көрсетілген (→73-б. – 6. Қосымша керек-жарақтар).




Сақ болыңыз

Жүздер шамадан тыс парафинге, тазартылмаған ендірмелерге және т. б. байланысты қысым тақтасының жоғарғы шетіне толық параллель орнатылмаған.


Егер бүйірлік қозғалыс функциясын қолданғанда, жүздер қысым тақтасына параллель орнатылмаса, бұл кесу нәтижесінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Мысалы, егер кесік тым қалың немесе жіңішке болса, ең нашар жағдайда кесіктің ішіндегі діріл үлгіні зақымдауы мүмкін.

- Бөлімнің қанағаттанарлықсыз нәтижелерін алған кезде бөлуді жалғастырмаңыз.
- Жүздерді қайта орнатыңыз және оның қысым тақтасының жоғарғы шетіне параллель екеніне көз жеткізіңіз.
- Жүздерді көлденең жылжыту функциясы арқылы жылжытқаннан кейін әрқашан жүз бен қысым тақтасы арасындағы параллельдікті тексеріңіз.
- Қолданар алдында парафин қалдықтарының жоқтығына және ендірменің таза екеніне көз жеткізіңіз.

Жоғары профильді жүздерді енгізу



55-сур.



56-сур.

1. Қауіпсіздік қорғанысын (→ “55-сур. - 1”) төмен түсіріңіз.
2. Жүзді енгізу үшін, қысқыштың оң жақ тұтқасын (→ “55-сур. - 2”) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
3. Жүзді жоғарыдан немесе бүйірінен абайлап итеріңіз. Жүздің ортасында орналасқанына және ең бастысы қысым тақтасының (→ “56-сур. - 4”) жоғарғы шетіне параллель екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жүзді қысу үшін қысқыш тұтқаны (→ “55-сур. - 2”) сағат тілімен бұраңыз.

Төмен профильді жүздерді енгізу



57-сур.



58-сур.

Төмен профильді жүздерді пайдаланған кезде, төмен профильді жүздерге арналған кіріструді (→ “58-сур. - 1”) алдымен екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышына қою керек және кіріструдің төменгі жиегі жүз ұстағыштың ойығына тығыз сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Кіріструдің (→ “57-сур. - 1”) артқы жағына екі магнит бекітілген. Дөңгелектелген жиектері жоғары қарайтын кірістірілгеннен кейін олар оператордан (артқы қысым тақтасына қарай) көрсетеді. Кіріструдің төмен қарай итерілгеніне және пышақтың кесу жиегіне параллель отыруына мүмкіндік беретініне көз жеткізіңіз - егер бұл дұрыс орындалмаса, үлгінің зақымдану қаупі бар. Содан кейін пышақты (→63-б. – Жоғары профильді жүздерді енгізу) ішінде сипатталғандай салыңыз (жоғары профильді пышақ үшін).

Жүздерді алу



59-сур.



60-сур.

1. Қысқыш тұтқаны (→ “59-сур. - 2”) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
2. Пышақ әжекторындағы істікті (→ “59-сур. - 3”) итеріңіз .



Keңестер

Жүзді қауіпсіз шығару үшін жүзді шығару құралын қолданыңыз.

3. Қауіпсіздік қорғанысын (→ “60-сур. - 1”) төмен түсіріңіз. Жүзді оң жақтан және сыртқа шығару үшін магнитті щетканы (→ “60-сур. - 4”) қолданыңыз. Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышынан жүз алынғаннан кейін, ол жүз диспенсерінің төменгі жағындағы пайдаланылған жүз контейнеріне тасталады (→ “61-сур.”).



61-сур.

**Сақ болыңыз**

Пышақтар немесе жүздер қолайсыз түрде пайдаланылған және/немесе кәдеге жаратылған. **Өте өткір пышақтармен және/немесе жүздермен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.**

- Пышақтармен және/немесе жүздермен жұмыс жасағанда, аса мұқият және абайлап жұмыс жасаңыз.
- Пышақтармен және/немесе жүздермен жұмыс жасағанда әрқашан арнайы киімдерді (оның ішінде кесуге төзімді қолғаптарды) киіңіз.
- Пышақтар мен жүздерді әрқашан қауіпсіз жерге тастаңыз (мысалы, арнайы пышақ қорапшасы) және адамдардың жарақат алмауын қамтамасыз етіңіз.
- Ешқашан пышақты кесу жиегін жоғары қаратып қоймаңыз және құлап жатқан пышақты ұстауға тырыспаңыз.
- Үлгіні қыспас бұрын әрқашан пышақтың/жүздің шетін сақтандырғышпен жабыңыз.

**Кеңес**

Жеке пышақ ұстағыштарға пышақты салудың толық сипаттамасы (→73-б. – 6. Қосымша керек-жарақтар) ішінде берілген.

5.7 Үлгіні кесу**5.7.1 Қолмен жұмыс кезінде кесу****Сақ болыңыз**

Дөңгелектің бұрылу бағыты қате таңдалды.

Үлгінің зақымдалуы.

- Дөңгелекті айналдырмас бұрын, үлкен беріліс дөңгелегінің бұрылу бағытын дұрыс таңдағаныңызға әрқашан көзіңізді жеткізіңіз.

5 Басқару




Абайлаңыз

Қолмен басқару құралы мен үлкен беріліс дөңгелегін бір уақытта айналдыру.

Үлгінің зақымдалуы.

- Қолмен басқару құралын айналдыру кезінде үлкен беріліс дөңгелегін айналдырмаңыз.



62-сур.

- **TRIM** режимін таңдау үшін **TRIM/SECT** түймесін пайдаланыңыз.
- Қажетті кесу қалыңдығын орнатыңыз.
- Руль дөңгелегінің құлыптау механизмі мен дөңгелектің тежегіш тұтқасын босатыңыз.
- **TRIM** режимінде үлгіні пышаққа/пышаққа қарай жылжыту үшін өрескел беру түймелерін немесе электронды дөрекі беру дөңгелегін қолданыңыз.
- Үлгіні дөңгелекті немесе үлкен беріліс дөңгелегін бұру арқылы кесіңіз немесе
- **CUT MODE** түймесінің көмегімен **ROCK** жұмыс режимін таңдап, дөңгелектің алға және артқа қозғалысы бар үлгіні кесіңіз.
- Қажетті кесу бетіне және тереңдігіне жеткенде кесуді тоқтатыңыз.



Сақ болыңыз

Қолмен тез кесу кезінде қолмен басқару құралының босатылғаннан кейін үлгі мен пышақ/жүздің арасына саусақтар қойылады.

Оператор қолмен басқару құралының құлпы ашылған кезде оның бұрылуына байланысты кесілуі немесе жаралануы мүмкін.

- Кесу мен бөлу кезінде үлгі мен пышақ/жүздің арасына саусақтарды қоймаңыз.

5.7.2 Моторлы пайдалану кезінде кесу



Сақ болыңыз

Қолмен басқару құралын сағат тіліне қарсы бұру.

Адамдардың жарақаты/үлгінің зақымдалуы.

- Қолмен басқару құралын сағат тілінің бағытына қарсы бұрмаңыз, бұл дөңгелекті бекіту механизмінің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.



Сақ болыңыз

Моторлы секция режимі қосылған кезде қолмен басқару құралының тұтқасы ортаға келтірілмеген.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Моторлы секция режимін іске қоспас бұрын, әрқашан қолмен басқару құралының тұтқасын ортаға келтіргеніңізге көз жеткізіңіз.



Сақ болыңыз

Бөлу жылдамдығының дұрыс таңдалмауы.

Үлгінің зақымдалуы.

- Бөлу жылдамдығын әрқашан үлгінің қаттылығына қарай орнатыңыз. Қатты үлгілер үшін әрқашан баяу жылдамдықты таңдаңыз.



63-сур.

- **TRIM** режимін таңдау үшін **TRIM/SECT** түймесін пайдаланыңыз
- Қажетті кесу қалыңдығын орнатыңыз.
- Қажет болса, бөлу терезесін орнатыңыз.
- Айналымды тұтқаны пайдаланып, тиісті бөлу жылдамдығын орнатыңыз.
- **CUT MODE** түймесін пайдаланып, **CONT** (үздіксіз соққы) жұмыс режимін таңдаңыз .
- Руль дөңгелегінің құлыптау механизмі мен дөңгелектің тежегіш тұтқасын босатыңыз.
- Моторлы бөлуді бастаңыз және үлгіні кесіңіз.
- Қажетті кесу бетіне және тереңдігіне жеткенде кесуді тоқтатыңыз.

5.8 Бөлу



Сақ болыңыз

Құралмен жұмыс істейтін біліктілігі жеткіліксіз қызметкерлер.

Пышақ/жүзге жақындамаған кезде, мысалы, оператордың дұрыс емес әрекеттерінен, мысалы, қол дөңгелегі ашылған кезде заттың басы пышақ ұстағышына құлап кетуі мүмкін болғандықтан, адамдардың ауыр жарақат алуы немесе сынамааның зақымдалуы туындауы мүмкін.

- Құралды тек арнайы және жеткілікті дайындық пен біліктілігі бар зертханалық персонал басқаратынына көз жеткізіңіз.
- Бұл құралмен жұмыс істеуге тағайындалған барлық зертхана қызметкерлері осы Пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шыққанына және оны қолданар алдында құралдың барлық техникалық ерекшеліктерімен танысқанына әрқашан көз жеткізіңіз.



Сақ болыңыз

Жеке қорғаныс құралдары қолданылмаған.

Адамдар жарақатталуы мүмкін.

- Микротомдармен жұмыс жасағанда жеке қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Жұмыс кезінде қауіпсіздік аяқ киімін, қолғапты, бетперде мен қорғаныс көзілдірігін кию міндетті.



Сақ болыңыз

Тиісті қорғаныс киімінсіз құралмен және сынғыш үлгімен жұмыс істеу.

Сынғыш үлгіні кесу кезінде адамдардың сынықтан ауыр жарақат алу қаупі.

- Әрқашан тиісті қорғаныс киімін киіңіз (қауіпсіздік көзілдірігін қоса) және сынғыш үлгіні кесу кезінде әсіресе мұқият жұмыс жасаңыз.



Сақ болыңыз

Бөлу үшін типтік жағдайлар жеткіліксіз.

Үлгінің зақымдалуы немесе нашар кесу, мысалы, қалыңдығы бойынша ауысатын, қысылған, бүктелген немесе жалаңаш кесінділер.

- Бөлімдердің жеткіліксіз нәтижелері анықталса, бөлуді жалғастырмаңыз.
- Тиісті бөлу үшін барлық алғышарттардың орындалғанына көз жеткізіңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін осы пайдалану нұсқаулығының ақауларды жою бөлімін қараңыз.
- Егер бөлу бойынша ақаулықтарды жою туралы жеткілікті біліміңіз болмаса, мұндай салада білімі бар адамдармен, мысалы, Leica Biosystems қосымшасының сарапшыларымен кеңесіңіз.



Сақ болыңыз

Қолмен басқару құралын сағат тіліне қарсы бұру.

Адамдардың жарақаты/үлгінің зақымдалуы

- Қолмен басқару құралын сағат тілінің бағытына қарсы бұрмаңыз, бұл дөңгелекті бекіту механизмінің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.



Сақ болыңыз

Бөлу жылдамдығының дұрыс таңдалмауы.

Үлгінің зақымдалуы.

- Бөлу жылдамдығын әрқашан үлгінің қаттылығына қарай орнатыңыз. Қатты үлгілер үшін әрқашан баяу жылдамдықты таңдаңыз.



Сақ болыңыз

Қолмен бөлу режимінде пайдаланушы қолмен басқару құралын өте жоғары жылдамдықпен айналдыру арқылы үлгі блогын кеседі.

Бұл кесу сапасының нашарлауына және тіпті үлгінің бұзылуына әкелуі мүмкін.

- Қолмен бөлу режимінде қолмен басқару құралының айналу жылдамдығы 60 айн/мин жылдамдығынан аспауы керек.

**Абайлаңыз**

Пышақ/жүз ұстағыш бүйірден жылжытылғаннан кейін, үлгі кері тартылмайды және қайта кесілмейді.

Үлгінің зақымдалуы.

- Пышақ/жүз ұстағышын бүйірінен жылжытқаннан кейін, заттың басын артқа тартып, үлгі блогын қайта қысыңыз.

**Абайлаңыз**

Электронды үлкен беріліс дөңгелегінің көмегімен кесуден кейін пайдаланушы бөлу режиміне ауыспайды.

Үлгінің зақымдалуы немесе құралдың күтпеген жұмысы.


- Электронды үлкен беріліс дөңгелегімен кесу аяқталғаннан кейін, бөлу режиміне ауысуды ұмытпаңыз.
- Бөлуді бастамас бұрын, әрқашан тиісті бөлу қалыңдығының таңдалғанына көз жеткізіңіз.

**Ескертпе**

Керек-жарақтар мен құрамдастар коррозиялық/қатты қышқыл/сілтілі реагентті немесе еріткішті, мысалы құрамында қышқылы бар кальцийленбеген ерітінді, құрамында сілті бар аммоний гидроксиді және т.б. құралмен немесе керек-жарақпен қолдану нәтижесінде коррозияға ұшырайды.

Керек-жарақтар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

- Құрал бетіне немесе керек-жарақтарға агрессивті/қатты қышқыл/сілтілі реагент немесе еріткіш тамшыламаңыз.
- Егер мұндай реагент немесе еріткіш құралдың бетіне немесе керек-жарақтарына тисе, оның қалдықтарды сүртіп, керек-жарақтарды мүмкіндігінше тез кептіріңіз.
- Егер мұндай реагент немесе еріткіш жиі қолданылса, жүз ұстағышты, әмбебап кассета қысқышын (УСС) және қажет болған жағдайда басқа керек-жарақтарды күнделікті мұқият тазалаңыз.



64-сур.

Әрқашан кесу және бөлу үшін кесу жиегінің басқа аймағын қолданыңыз. Ол үшін пышақ/жүз ұстағышын бүйірден ауыстырыңыз. Бүйірлік ығысуы бар екі функциясы бар “E” жүз ұстағышын қолданғанда, жүз ұстағышын бүйірге жылжыту жеткілікті.

- Қолмен басқару құралының тұтқасын ортаға қойыңыз.
- **SECT** режимін таңдау үшін **TRIM/SECT** түймесін пайдаланыңыз.
- Сәйкес бөлімнің қалыңдығын реттеңіз немесе таңдалған мәнді тексеріңіз.
- Жоспарланған операцияға байланысты **CUT MODE** түймесін қолданып, **CONT**, **SINGLE** немесе **STEP** моторлы секция режимдерінің бірін таңдаңыз.
- Бөлу жылдамдығының параметрін тексеріңіз және сәйкес жылдамдықты орнатыңыз.
- Моторлы бөлуді бастаңыз.
- Бөлімдерді алыңыз.

5.9 Үлгіні өзгерту немесе бөлуді үзу



Сақ болыңыз

Қолмен басқару құралының құлпы ашылады және заттың басы пышақ/жүз ұстағышына түседі.

Адамдардың жарақаты/үлгінің зақымдалуы.

- Бөлу кезеңінен басқа, қолмен басқару құралы әрқашан құлыптаулы болуы керек.



Сақ болыңыз

Үлгі кері тартылу кезеңінде бағытталған.

Үлгінің және/немесе пышақтың/жүздің зақымдалуы.

- Үлгі блоктары кері тартылу кезеңінде бағытталмауы керек. Егер блок кері тартылу кезінде бағдарланған болса, онда блок келесі бөлімге дейін кері шегеру мәнімен плюс таңдалған қиманың қалыңдығымен беріледі. Бұл үлгінің де, пышақтың/жүздің де зақымдалуына әкелуі мүмкін.



Сақ болыңыз

Үлгіні кесу кезінде пышақ/жүз тиісті қорғаныспен қапталмаған.

Адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақ/жүз немесе үлгі қысқышымен қандай да бір жұмыс жасамас бұрын, үлгіні ауыстырар алдында және барлық жұмыс үзілістерінде әрқашан пышақтың/жүздің шетін сақтандырғышпен жабыңыз.

**Сақ болыңыз**

Үлгіні микротомға тиісті киімсіз және сәйкес емес түрде жүктеу немесе түсіру.

Оператор жаралануы мүмкін, бұл ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін.

- Үлгіні микротоммен өңдеу кезінде әрқашан кесуге төзімді қауіпсіздік қолғаптарын қолданыңыз.
- Үлгінің қысқышын пайдаланбас бұрын және үлгіні алмастырмас бұрын, дөңгелекті құлыптап, пышақ жиегін сақтандырғышпен жабыңыз.

1. Үлгіні жоғарғы шеткі күйге көтеріңіз және доңғалақты бекіту механизмін іске қосыңыз.
2. Бөлу жиегін сақтандырғышпен жабыңыз.
3. Үлгіні қысқыштан алыңыз және жалғастыру үшін жаңа үлгіні орнатыңыз.
4. Жаңа үлгіні кеспес бұрын, үлгінің басын артқы шеткі күйіне немесе жад орнына қойыңыз.



65-сур.

5.10 Күнделікті режимді аяқтау**Сақ болыңыз**

Бөлімдегі қалдықтар науасының ажыратылғаннан кейін құлап түсу қаупі.

Адамдар жарақатталуы мүмкін.

- Қалдықтарды шығаратын науаны алып тастау кезінде әсіресе мұқият жұмыс жасаңыз.

**Сақ болыңыз**

Пышақ/жүз ұстағышын микротомнан алып тастаған кезде пышақ/жүз алынбады.

Өте өткір пышақпен/жүзбен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақ/жүз ұстағышын микротомнан алмас бұрын, пышақты/жүзді кесуге төзімді қолғап кигенде ажыратыңыз және пышақты/жүзді қауіпсіз жерде сақтаңыз.

**Сақ болыңыз**

Пышақ/жүз дұрыс сақталмаған.

Адамдардың ауыр жарақаттары, мысалы, күтпеген жерден құлау.

- Пышақ/жүзді пайдаланбайтын кезде оларды әрқашан тиісті жерде сақтаңыз, мысалы, арнайы пышақ қорабына салыңыз.
- Ешқашан пышақты кесу жиегін жоғары қаратып қоймаңыз және құлап жатқан пышақты ұстауға тырыспаңыз.

**Сақ болыңыз**

Парафин қалдықтары еденге түсу және тазартыла алмау қаупі.

Адамдардың ауыр жарақат алу қаупі, мысалы, пышаққа/жүзге сырғып түсіп кету салдарынан.

- Парафин қалдықтары таралмай, тайғақ болмай, қауіпке айналмайынша, оны үнемі тазалаңыз.
- Сәйкес аяқ киімді киіңіз.

1. Дөңгелекті айналдыру арқылы үлгіні жоғарғы шеткі орынға жылжытыңыз және қолмен басқару құралын бекіту механизмін қосыңыз.
2. Жүзді екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышынан алып тастаңыз және оны диспенсердің төменгі жағындағы ыдысқа салыңыз немесе жүзді ұстағышынан алып, жүз қорабына қайта салыңыз.
3. Үлгіні қысқыштан алыңыз.
4. Заттың басын артқы жағына жылжытыңыз немесе пышақ ұстағыш негізіндегі пышақ ұстағышты сыртқа қарай жылжытыңыз.
5. Барлық қоқыстарды қоқыс жәшігіне салыңыз да, науаны босатыңыз.
6. Құралды негізгі қуат қосқышында өшіріңіз.
7. Құралды тазалаңыз ([→109-б. – 8.1 Құралды тазалау](#)).

6. Қосымша керек-жарақтар

6.1 Үлгі қысқышына арналған бекіту жинағы



Кеңестер

Сатып алу тапсырысына байланысты негізгі құрал алдымен жиналатын үлгі қысқыштары үшін дәл бағытталған, бағытталған немесе қатаң бекіткішпен бірге жеткізіледі. Керек-жарақтар ретінде қолжетімді барлық үлгі қысқыштары қысқыштарға арналған үш қондырғының бірінде қолданыла алады.


Үлгі қысқыштарына арналған қондырманы жинамас бұрын, қолмен басқару құралының бекіту механизмін іске қосыңыз.

6.1.1 Үлгі қысқыштары үшін қатаң бекітпе



Кеңестер

Резеңке сақинаны (→ “66-сур. - 5”) заттың басын бекіткеннен кейін ғана алыңыз.




Үлгі қысқыштары (→ “66-сур. - 4”) үшін қатаң бекіткішті зат басына (→ “66-сур. - 3”) бұраңыз.

- Бұранданы (→ “66-сур. - 1”) алып тастаңыз, үлгіні ұстағыш қондырғыны (→ “66-сур. - 4”) заттың басына (→ “66-сур. - 3”) алдыңғы жағынан қойыңыз және бұрандаларды (→ “66-сур. - 2”) №3 алтыбұрыш кілтімен бекітіңіз.
- Содан кейін бұранданы (→ “66-сур. - 1”) бүйірден салыңыз да, оны №4 алтыбұрыш кілтімен қысыңыз.

6 Қосымша керек-жарақтар


6.1.2 Үлгі қысқыштарына арналған бағыттауыш бекітпе



67-сур.

- Экцентрлік болтты (→ “67-сур. - 1”) сағат тіліне қарсы бұрап босатыңыз.
- Тегіс бұрағышпен (→ “67-сур. - 2”) иіктіректі толығымен бұрап алыңыз да, оны серіппені (→ “67-сур. - 3”) және істікпен (→ “67-сур. - 4”) бірге шығарыңыз.
- Бекіткіш бұрандаларды (→ “67-сур. - 5”) және (→ “67-сур. - 6”) толығымен бұрап алыңыз.
- Үлгілердің қысқыштарына арналған бағыттауыш қондырғыны бұрандаларды (→ “67-сур. - 8”) бұрап қатайту арқылы орнатыңыз (саңылаулар арқылы 2 бұрандаға қол жеткізуге болады) және №3 алтыбұрыш кілтінің көмегімен бұраңыз. Бұрандаларды (→ “67-сур. - 7”) суретте көрсетілгендей тесіктерге салыңыз және оларды №3 алтыбұрыш кілтімен бұраңыз.
- Серіппені (→ “67-сур. - 3”) және істікті (→ “67-сур. - 4”) сынаға (→ “67-сур. - 2”) жалпақ жағымен бекітіңіз. Сынағы бұрағышпен тартылатын бөлікті толығымен бұраңыз.
- Бекіткіш бұрандаларды (→ “67-сур. - 5”) (→ “67-сур. - 6”) толығымен бұраңыз.

6.1.3 Үлгі қысқыштарына арналған дәл бағыттағыш қондырғы



68-сур.


- Үлгілерге арналған қысқышты бекітуге арналған бекіткішті орнатпас бұрын, 4 бұранданы (→ “68-сур. - 2”) босатыңыз (№3 алтыбұрыш кілті) және үлгі қапсырмаларына арналған бекітпені астыңғы тақтадан (→ “68-сур. - 1”) мұқият алып тастаңыз.
- Берілген 4 бұранданы (→ “68-сур. - 3”) және №3 алтыбұрыш кілтін қолданып, негізгі тақтаны зат басына (→ “68-сур. - 4”) бекітіңіз.
- Енді үлгілік қысқыштар үшін жұқа бағыттағыш қондырғыны 4 бұрандамен (→ “68-сур. - 2”) және №3 алтыбұрыш кілтімен объектінің басына бұраңыз.



Кеңестер

Егер үлгіні қысқыштарға арналған дәл бағыттағыш қондырғы қолданылмаса, негізгі тақтаны (→ “68-сур. - 1”) және 4 бұранданы (→ “68-сур. - 3”) үлгілік қысқышқа арналған жұқа бағыттағышпен бірге ұстаңыз.

6.1.4 Жылдам қысқыш жүйесі



Ол нөлдік нүкте индикаторы бар үлгіні қысқыштарға арналған жұқа бағыттағыш қондырғымен немесе үлгі қысқыштары үшін бағыттауышпен бірге қолдануға арналған адаптер ретінде қолданылады. Аллен кілтінің өлшемі 2,5 болатын 4 бұранданы (→ “69-сур. - 2”) тесікке (→ “69-сур. - 1”) бұрап бекітіңіз.


6.2 Үлгі қысқыштары мен ұстағыштары



Кеңестер

Керек-жарақтар ретінде қолжетімді барлық үлгілік қысқыштар үлгіні ұстайтын жұқа бағыттаушы немесе бағыттаушы қондырғыларға біріктірілуі мүмкін. Үлгі қысқыштар мен ұстағыштарды жылдам қысу жүйесіне қалай орнату керектігін (→60-б. – 5.3 Саңылау бұрышын реттеу) бөлімінен қараңыз.

6.2.1 Стандартты үлгі қысқышы



Стандартты үлгі қысқышы екі өлшемде шығарылады: 40 x 40 мм және 50 x 55 мм. Олар тікбұрышты блоктарды тікелей қысуға арналған. Сонымен қатар, олар фольга қысқышын және V-кіріктірмесін орналастырады.

- Жылжымалы иекті (→ “70-сур. - 3”) төмен қарай жылжыту үшін бұралған бұранданы (→ “70-сур. - 1”) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Үлгіні (→ “70-сур. - 2”) қажетінше орнатыңыз.
- Үлгіні сенімді түрде қысу үшін қозғалмалы жақты бекітілген жаққа қарай жоғары жылжыту үшін бұралған бұранданы (→ “70-сур. - 1”) сағат тілімен бұраңыз.




Сақ болыңыз

Бөлу үшін типтік жағдайлар жеткіліксіз.

Үлгінің зақымдалуы немесе кесудің нашар нәтижесі, мысалы, қалыңдығы бойынша ауыспалы, қысылған, бүктелген немесе жолақты кесінділер.

- Бөлімдердің жеткіліксіз нәтижелері анықталса, бөлуді жалғастырмаңыз.
- Тиісті бөлу үшін барлық алғышарттардың орындалғанына көз жеткізіңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін осы пайдалану нұсқаулығының ақауларды жою бөлімін қараңыз.
- Егер бөлу бойынша ақаулықтарды жою туралы жеткілікті біліміңіз болмаса, мұндай салада білімі бар адамдармен, мысалы, Leica Biosystems қосымшасының сарапшыларымен кеңесіңіз.

6.2.2 Әмбебап кассета қысқышы



71-сур.

Ең кіші өлшемдері 39,8 x 28 мм және максималды өлшемдері 40,9 x 28 мм Leica Biosystems кассеталары әмбебап кассеталық қапсырмада (УСС) көлденең және тігінен қысылуы мүмкін.

- Тұтқаны (→ “71-сур. - 1”) операторға қарай тартыңыз.
- Қажет болса, кассетаны (→ “71-сур. - 2”) көлденең немесе тігінен орнатыңыз.
- Кассетаны қысу үшін тұтқаны (→ “71-сур. - 1”) босатыңыз.



Сақ болыңыз

Бөлу үшін типтік жағдайлар жеткіліксіз.

Үлгінің зақымдалуы немесе кесудің нашар нәтижесі, мысалы, қалыңдығы бойынша ауыспалы, қысылған, бүктелген немесе жолақты кесінділер.

- Бөлімдердің жеткіліксіз нәтижелері анықталса, бөлуді жалғастырмаңыз.
- Тиісті бөлу үшін барлық алғышарттардың орындалғанына көз жеткізіңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін осы пайдалану нұсқаулығының ақауларды жою бөлімін қараңыз.
- Егер бөлу бойынша ақаулықтарды жою туралы жеткілікті біліміңіз болмаса, мұндай салада білімі бар адамдармен, мысалы, Leica Biosystems қосымшасының сарапшыларымен кеңесіңіз.



Сақ болыңыз

Кассета қақпағының қалған сынған жиегі нашар қысылуына байланысты қима сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін.

Адамдардың ауыр жарақаты.

- Қақпағы қалыпталған кассетаны пайдаланған кезде, қақпақты алу кезінде қалған сынған үлгінің мықтап бекітілуіне кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз - қажет болған жағдайда үлгіні көлденеңінен қысу керек.



Абайлаңыз

Жұқа қабырғалы кассеталарды қолданған кезде, кассеталар деформацияланады немесе нашар бекітіледі немесе қысқыш жүйеге байланысты басқа ақаулар болады.

Үлгінің зақымдалуы/диагностиканың кідірісі.

- Жұқа қабырғалы кассеталарды қолданғанда абай болыңыз. Жұқа қабырғалы кассеталардың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Егер пайдаланушы кассетаны қысуға тырысса және оның орнында бекітілмегені белгілі болса, неғұрлым тұрақтысын қолданыңыз.




Абайлаңыз

Кассетаның сыртындағы парафин шөгінділері әмбебап кассета қысқышын кірлеуі мүмкін.

Ластану кассетаның мықтап бекітілуіне жол бермейді және кесіндінің тым қалың немесе жұқа болуына әкеліп соғуы мүмкін, бұл бөлімнің ішінде жарылып кетуі мүмкін және ең нашар жағдайда үлгіге зақым келуі мүмкін.

- Бөлу алдында пайдаланушы үлгінің мықтап бекітілгенін тексеруі керек.
- Әмбебап кассеталық қысқыштан парафин шөгінділерін алып тастаңыз.

6.2.3 Супер кассеталы қысқышы



72-сур.



Супер кассеталық қысқыш жинағы



Keңестер

Резеңке сақинаны (→ “72-сур. - 5”) заттың басына үлгі қысқыштары үшін қатаң бекіткішті орнатқаннан кейін ғана алыңыз.

Үлкен кассеталық қысқыш үлгілерге арналған қысқыштар үшін қатаң бекіткішпен қолданылуы тиіс.

Ол үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Үлгі қысқыштары (→ “72-сур. - 4”) үшін қатаң бекіткішті объектінің басына (→ “72-сур. - 3”) бұраңыз: Бұrandаны (→ “72-сур. - 1”) алып тастаңыз, үлгілік қысқыштар (→ “72-сур. - 4”) үшін қатаң бекіткішті заттың басына (→ “72-сур. - 3”) алдыңғы жағынан қойыңыз және бұrandаларды (→ “72-сур. - 2”) №3 алтыбұрыш кілтімен бекітіңіз. Содан кейін бұrandаны (→ “72-сур. - 1”) бүйірден салыңыз да, оны №4 алтыбұрыш кілтімен қысыңыз.
- Үлгі кассета қысқышын сол жақтан үлгінің қысқыштары үшін қатаң бекіткіштің ұшқыш бағыттағышына салыңыз және бұrandаны (→ “72-сур. - 1”) бұраңыз.



Абайлаңыз

Үлкен кассеталық қысқыш қолданылғанда, пышақ ұстағышының табанымен үлгі қысқыштарына арналған бағыттағыш қондырғы қолданылғанда немесе артқы жарықтандырылған кезде бағдар “0” күйіне орнатылмаған.

Құрал дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін, бұл диагностиканы кідіртеді.

- Бағыт “0” күйінде болуы керек және артқы жарықтандыруға арналған қақпақ ажыратылуы керек.
- ЕШҚАШАН артқы жарығы бар супер кассета қысқышын қолданбаңыз.
- Күштің тепе-теңдік жүйесін супер кассеталық қысқышпен пайдалану кезінде реттеу қажет.

6.3 Пышақ ұстағыш негізі мен пышақ ұстағыш



73-сур.

Құрал мен пышақ ұстағыштардағы барлық қысқыш тұтқалардың пластик ұстағыштары әр пайдаланушы үшін ең қолайлы күйге бұрылуы мүмкін.

Тұтқаны (→ “73-сур. - 1”) ұстағыштан тартып шығарыңыз, оны осы қалыпта ұстаңыз және қажетті күйге бұрыңыз. Содан кейін ол босатылған кезде автоматты түрде құлыпталады.

6.3.1 Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышы



74-сур.

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 Жүзді шығару құралы | 6 Қауіпсіздік қорғанысы |
| 2 Қысқыш қақпағы | 7 Болт |
| 3 Қысу тұтқасы (сол жақ) | 8 Қысу тұтқасы (оң жақ) |
| 4 Сегмент доғасы | 9 Қысым тақтасы |
| 5 Жүз ұстағышының негізі | |

Leica Biosystems бір реттік жүздерімен пайдалану үшін оңтайландырылған екі функциялы жүз ұстағышы:

төмен профильді жүздер (Ұ х Б х Е):

(80 +/-0,05) мм х (8 +0/- 0,1) мм х (0,254 +/-0,008) мм;

жоғары профильді жүздер (Ұ х Б х Е):


(80 +/-0,05) мм х (14 +0/-0,15) мм х (0,317 +/-0,005) мм.

Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышында көлденең жылжыту функциясы бар, сондықтан жүздің бүкіл енін қолдануға болады. Қолданғаннан кейін жүзді қауіпсіз алу үшін жүзді шығару құралымен жабдықталған. Қысым тақтасы ауыстырыла алады.



Keңестер

Екі функциялы “Е” пышақ ұстағышындағы қысқыш тұтқалар бір-бірін алмастырмайды. Қысқыштың екі тұтқасы (→ “74-сур. - 8”) (→ “74-сур. - 3”) әрқашан көрсетілген қалыпта қалуы керек, әйтпесе екі функциялы “Е” ұстағышында оқшауланған ақаулары орын алуы мүмкін. Жүздің (→ “74-сур. - 8”) қысқыш тұтқасы оң жақта, бүйірлік ығысуға (→ “74-сур. - 3”) арналған қысқыш тұтқасы сол жақта.



75-сур.

Бүйірлік ығысу

Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышының бүйірлік қозғалыс ерекшелігі қысқыш шыңды бүйірге жылжыту арқылы пышақтың бүкіл ұзындығын пайдалануға мүмкіндік береді. Қажет болса, стандартты кассетаның еніне сәйкес келетін үш алдын ала анықталған тоқтау позициясын (сол жақ, орталық, оң жақ) қолдануға болады.

- Қысқышты босату үшін екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышының сол жақ тұтқасын (→ “75-сур. - 1”) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Қысқыш қақпағын (→ “75-сур. - 2”) бүйірге жылжытыңыз.
- Қысу үшін тұтқаны (→ “75-сур. - 1”) сағат тілімен бұраңыз.



Сақ болыңыз

Екі функциялы жүз ұстағышында тым қалың немесе жұқа жүз қолданылады.

Сынама бұзылған.

- Максималды қалыңдығы 0,322 мм-ден аз және минималды қалыңдығы 0,246 мм-ден асатын жүзді қолданыңыз.
- Ұсынылған үйлесімді жүз Қосымша керек-жарақтар бөлімінде көрсетілген (→73-б. – 6. Қосымша керек-жарақтар).



Сақ болыңыз

Жүздер шамадан тыс парафинге, тазартылмаған ендірмелерге және т. б. байланысты қысым тақтасының жоғарғы шетіне толық параллель орнатылмаған.

Егер бүйірлік қозғалыс функциясын қолданғанда, жүздер қысым тақтасына параллель орнатылмаса, бұл кесу нәтижесінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Мысалы, егер кесік тым қалың немесе жіңішке болса, ең нашар жағдайда кесіктің ішіндегі діріл үлгіні зақымдауы мүмкін.

- Бөлімнің қанағаттанарлықсыз нәтижелерін алған кезде бөлуді жалғастырмаңыз.
- Жүздерді қайта орнатыңыз және оның қысым тақтасының жоғарғы шетіне параллель екеніне көз жеткізіңіз.
- Жүздерді көлденең жылжыту функциясы арқылы жылжитқаннан кейін әрқашан жүз бен қысым тақтасы арасындағы параллельдікті тексеріңіз.
- Қолданар алдында парафин қалдықтарының жоқтығына және ендірменің таза екеніне көз жеткізіңіз.

6.3.2 Пышақ ұстағышының негізі, бүйірлік жылжу функциясы жоқ



76-сур.

Пышақ ұстағыш негізінің орнын ауыстыру

Бір бөліктен тұратын пышақ ұстағыш негізін (қатаң) (→ “76-сур. - 2”) микрономды тақтасында алға және артқа жылжытуға болады.

Бұл тік ығысу пышақ ұстағышты үлгіге қатысты оңтайлы кесу күйіне келтіруге мүмкіндік береді.

- Босату үшін микрономдық тақтаның оң жағындағы қысқыш тұтқаны (→ “76-сур. - 1”) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Пышақ ұстағышын пышақ ұстағыш негізімен бірге сәйкесінше алға немесе артқа ауыстырыңыз.
- Тұтқаны (→ “76-сур. - 1”) сағат тілімен бұрау арқылы қысқыш механизмді бекітіңіз.

6.3.3 “Е” пышақ ұстағышы төмен профильді пышақтарға арналған су шұңқыры бар



77-сур.


Су науасы бар Е пышақ ұстағышы (→ “77-сур.”) жүздерінің тек мынадай өлшемдері (Ү x Б x Е) бар төмен профильді жүздерге арналған: (80 +/-0,05) мм x (8 +/- 0,1) мм x (0,254 +/-0,008) мм.

“Е” пышақ ұстағышындағы сақтандырғыш қызыл жиналмалы тұтқадан (→ “77-сур. - 1”) тұрады. Кескіш жиекті жабу үшін, сақтандырғыш тұтқасын (→ “77-сур. - 1”) суретте көрсетілгендей сағат тілімен бұраңыз.

**Keңестер**

Пышақ ұстағышындағы қысқыш тұтқалар бір-бірін алмастырмайды. Қысқыштың екі тұтқасы ((→ “77-сур. - 2”) және (→ “77-сур. - 3”)) әрқашан көрсетілген күйде қалуы керек, себебі пышақ ұстағышының оқшауланған ақаулары орын алуы мүмкін.

Жүздің (→ “77-сур. - 2”) қысқыш тұтқасы оң жақта, бүйірлік ығысуға (→ “77-сур. - 3”) арналған қысқыш тұтқасы сол жақта.



78-сур.

Пайдалану

Су бетінде қалқып жүретін жұқа парафинді бөліктер (мысалы, иммунды бояудың келесі процедуралары үшін).


Ыдыс жүзге дейін тазартылған немесе ионсыздандырылған сумен толтырылады. Кескіннен кейін, ыдыстан бөлік қалдықтарын алып тастаңыз және дайындалатын бөлімдерді жасаңыз.

Су бетінде қалқып жүретін бөліктерді әйнек слайдының көмегімен жинауға болады.

6.3.4 Пышақ ұстағышы N

Пышақ ұстағыш N ұзындығы 16 см-ге дейінгі с және d профильді стандартты болат пышақтарға сәйкес келеді. Биіктікті реттеудің интеграцияланған мүмкіндігі бірнеше рет жаңартылған пышақтарды қолдануға мүмкіндік береді.

- Пышақ ұстағышы N (→ "79-сур."): Ұзындығы 16 см-ге дейін қарапайым пышақтарды ұстауға арналған.



79-сур.

Пышақтың тіреуіш стерженін орнату

- Қауіпсіздік қорғанысын (→ "79-сур. - 1") ортаға қарай итеріңіз.
- Пышақтың тіреуіш стерженін (→ "79-сур. - 2") биіктікті реттеу бұрандаларына орнатыңыз. Биіктікті реттеу бұрандаларының жалпақ ұштары пышақ тіреу штангасының әр ұшындағы ойықтарда орналасуы керек.



Сақ болыңыз

Пышақ/жүздер пышақ/жүз ұстағышы мен пышақ/жүз ұстағыш негізі құралға орнатылмас бұрын орнатылады.

Өте өткір пышақтармен және/немесе жүздермен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақты/жүзді салмас бұрын микротомға пышақ/жүз ұстағышы мен пышақ/жүз ұстағыш негізін орнату қажет.

Пышақты енгізу

- Пышақ ұстағыштың оң және сол жағындағы ілгекті гайкаларды (→ “79-сур. - 3”) қарама-қарсы бағытта алға қарай айналдырыңыз, пышақтың тіреуіш штангасын мүмкіндігінше төменге түсіріңіз, осылайша пышақ салынған кезде пышақ жиегінің зақымдалмайтындығына көз жеткізіңіз.
- Қысқыш бұрандаларды (→ “79-сур. - 4”) пышақ қауіпсіз енгізілгенше бұрап алыңыз (сағат тіліне қарсы).
- Пышақты (→ “79-сур. - 5”) пышақ түбінен ұстаңыз және кескіш жиекті жоғары қаратып, оны ұстағышқа бүйірінен мұқият салыңыз.



80-сур.

С профильді пышақтың (→ “80-сур. - 1”) екі жағын да енгізуге болады, ал d профильді пышақтың (→ “80-сур. - 2”) беті операторға қарауы керек. Пышақты қате қою үлгі мен пышақты зақымдауы мүмкін.

Пышақ биіктігін реттеу

Пышақ биіктігін реттеу кезінде пышақ жиегі пышақ ұстағышының нақты айналу орталығында мүмкіндігінше дәл орналасуы керек. Артқы қысқыш ілгектердің бекітілген жиегі (→ “79-сур. - 6”) пышақ биіктігін дұрыс реттеу үшін тірек орны болып табылады.

- Пышақ жүзі (→ “79-сур. - 6”) артқы қысқыш ілгектердің бекітілген жиектеріндегі белгілерге параллель болғанша, бұралған гайкаларды (→ “79-сур. - 3”) біркелкі және артқа қарай бұраңыз.
- Пышақты (→ “79-сур. - 5”) біркелкі қысу үшін екі пышақ қысқыш бұранданы (→ “79-сур. - 4”) ішке қарай бұраңыз (сағат тілімен).

Пышақтың бүйірлік орналасуы

- Қауіпсіздік қорғанысын (→ “79-сур. - 1”) ортаға қарай итеріңіз.
- Қысқыш бұрандаларды (→ “79-сур. - 4”) сағат тіліне қарсы бұрап босатыңыз.
- Пышақты (→ “79-сур. - 5”) қажетінше солға немесе оңға итеріңіз.
- Пышақтың орнын ауыстырғаннан кейін пышақтың биіктігін (→ 84-б. – Пышақ биіктігін реттеу) реттеңіз, содан кейін пышақты (→ “79-сур. - 5”) қысу үшін сағат тілімен бұрап, бүйірінде орналасқан қысқыш бұранданы (→ “79-сур. - 4”) бұраңыз.



Абайлаңыз

Пышақ/жүз ұстағыш бүйірден жылжытылғаннан кейін, үлгі кері тартылмайды және қайта кесілмейді.

Үлгінің зақымдалуы.

- Пышақ/жүз ұстағышын бүйірінен жылжытқаннан кейін, заттың басын артқа тартып, үлгі блогын қайта қысыңыз.

6.4 Бөліктің қалдықтар науасы



81-сур.


Антистатикалық секцияға арналған қалдықтар науасы антистатикалық бетке байланысты тазалаудың жеңілдігін қамтамасыз етеді. Бөлім қалдықтар науасын (→ “81-сур. - 1”) екі магнит (→ “81-сур. - 3”) (микротомды табақшаның алдыңғы жағында) ұстағанша, алдыңғы жағынан микротомды негіздік тақтасына (→ “81-сур. - 2”) қарай итеріңіз.

6.5 Артқы жарық



Кеңестер

Артқы жарықтандыруды “E” екі функциялы жүз ұстағышының пышақ ұстағыш негізімен бірге пайдалану мүмкін емес.



82-сур.

- Саңылаулы бұрауыштың көмегімен екі бұранданы (→ “82-сур. - 1”) алыңыз, содан кейін қақпақ тақтасын (→ “82-сур. - 2”) алыңыз.
- Артқы жарығын (→ “82-сур. - 3”) пышақ ұстағыш негізінің артқы жағындағы ойыққа салыңыз.
- Артқы жарықтың ашасын (→ “82-сур. - 4”) құралдағы розеткаға (→ “82-сур. - 5”) қосыңыз.



Абайлаңыз

Үлкен кассеталық қысқыш қолданылғанда, пышақ ұстағышының табанымен үлгі қысқыштарына арналған бағыттағыш қондырғы қолданылғанда немесе артқы жарықтандырылған кезде бағдар “0” күйіне орнатылмаған.

Құрал дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін, бұл диагностиканы кідіртеді.

- Бағыт “0” күйінде болуы керек және артқы жарықтандыруға арналған қақпақ ажыратылуы керек.
- ЕШҚАШАН артқы жарығы бар супер кассета қысқышын қолданбаңыз.
- Күштің тепе-теңдік жүйесін супер кассеталық қысқышпен пайдалану кезінде реттеу қажет.

6.6 Жоғарғы науа



83-сур.


Жоғарғы науа микротомның корпусына орнатылады. Үстіңгі науада да, сорғышта да орналасқан белгі (→ “83-сур. - 1”) жоғарғы науаны орнатуды бағыттауға көмектеседі. Үстіңгі науа кесу кезінде қолданылатын ыдыстарды, сондай-ақ кесілген үлгілерді сақтауға арналған.

6.7 Әмбебап микроскоп тасымалдаушысы




Keңестер

Қаптамадағы барлық керек-жарақтарды орап, толықтығын тексеріңіз.



84-сур.



85-сур.



86-сур.

- (→ “84-сур. - 1”), Бұрғылау бар табан (→ “84-сур. - 11”)
- (→ “85-сур. - 2”), Көлемі 8 қақпақшалы бұрандалы (→ “85-сур. - 12”) және бекіткіш шайбалы (→ “85-сур. - 13”) тік баған
- (→ “85-сур. - 3”), Көлденең бөлік (→ “85-сур. - 14”) және тірек сақинасы (→ “85-сур. - 15”) бар
- (→ “85-сур. - 4”), Қолдау тақтасы, үлкен (BIOCUT, MULTICUT және AUTOCUT үшін)
- (→ “85-сур. - 5”), Қолдау тақтасы, кішкентай (NANOCUT R үшін)
- (→ “85-сур. - 6”), №3 алтыбұрыш кілті
- (→ “85-сур. - 7”), Тіреуіш тақтаны орнату үшін 4 қарама-қарсы бұрандалар
- (→ “85-сур. - 8”), алтыбұрыш кілті, өлшемі: 8


Микроскоптың әмбебап тасымалдаушысын жинау

- Негізгі тақтаны бекітіңіз. Қолданылатын микротомға байланысты үлкен (→ “85-сур. - 5”) немесе кіші (→ “85-сур. - 4”) тіреу тақтасын таңдаңыз. Тіреу тақтасын №3 алтыбұрыш кілтін (→ “85-сур. - 6”) қолдана отырып, бекітілген 4 бұранданың (→ “85-сур. - 7”) көмегімен табан тақтасына бекітіңіз.

6 Қосымша керек-жарақтар



87-сур.



88-сур.

- Тік бағанды бекітіңіз. Қақпақ бұрандасын (→ “87-сур. - 12”) астыңғы тақтай тесігіне төменнен салыңыз. Құлып шайбасын (→ “87-сур. - 13”) қақпақ бұрандасына жоғарыдан қойыңыз. Күміс тік бағанды (→ “88-сур. - 2”) үстіңгі тақтайға бекітіңіз және 8 өлшемді алтыбұрыш кілтімен бекітіңіз.



Сақ болыңыз

Әмбебап микроскоптың тасымалдаушысына қатысты кеңестер.


Адамдардың ауыр жарақаты.

- Тік бағанды орнатқаннан кейін, микротомның алдыңғы табандары таяз ойықтарда (→ “88-сур. - 19”) орналасатындай етіп, микротомды дереу табанға қойыңыз.



Кеңестер

Бағанның байқаусызда бұрылып кетуіне жол бермеу үшін құлыптау жуғышын негізгі тақтай мен тік бағананың арасына орналастыру қажет.



89-сур.

- Көлденең таянышты бекітіңіз. Тіреу сақинасын (→ “89-сур. - 15”) тік бағанға сырғытыңыз және бекіткіш гайкасы (→ “89-сур. - 16”) артқа қарайтындай етіп орналастырыңыз. Бекіткіш гайканы қатайтыңыз. Көлденең бөлікті (→ “89-сур. - 14”) бағанға қарай сырғытыңыз. Бекіткіш бұранданың (→ “89-сур. - 17”) негізгі тақтаның оң жағына қарағанына көз жеткізіңіз. Көлденең қол микроскоптың ортасында орналасуы керек. Көлденең таянышты (→ “89-сур. - 3”), тегіс жағын құлыптау бұрандасына (→ “89-сур. - 17”) қаратып, көлденең бөлікке (→ “89-сур. - 14”) сырғытыңыз және қатайтыңыз.



Кеңестер

Микроскопты, үлкейткіш линзаны немесе суық жарық көзін қосу және қолдану туралы қосымша ақпарат алу үшін тиісті Пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

6.8 Үлкейткіш линза, ЖД жарықтандыруы



Кеңестер


Үлкейткіш линза 2 есе үлкейтуді қамтамасыз етеді және оны HistoCore сериялы айналмалы микротомдармен қолдануға болады.



90-сур.

- Микроскоп тасымалдаушының көлденең тұтқасындағы бұранданы (→ “90-сур. - 3”) сағат тіліне қарсы бағытта ашыңыз.
- Күміс қосылу бөлігін (→ “90-сур. - 1”) мүмкіндігінше алыс салыңыз. Бұранданы (→ “90-сур. - 3”) қатайтыңыз.

- Адаптер (→ “90-сур. - 2”) жоғары жарық диодты жарықдиодты нүктелерді орнатуға мүмкіндік береді. ЖД 1000 Hi-Power нүктелерін, 2 таянышты адаптермен (→ “91-сур.”) қосыңыз. ЖД 1000 Hi-Power нүктелерінің штепсельдерін (→ “91-сур. - 1”), 2 таянышты, жоғары қуатты нүктелік контроллердің (→ “91-сур. - 3”) розеткасына (→ “91-сур. - 2”) салыңыз. ЖД 1000 басқару блогының қуат адаптерін (→ “91-сур. - 4”) жоғары қуатты нүктелік контроллерге, содан кейін қуат көзіне қосыңыз. Аймағыңыздың қуат адаптері үшін ұсынылған розеткадан (→ “91-сур. - 5”) дұрыс штепсельді таңдағаныңызға көз жеткізіңіз.
- Екі нүктелі шамды (→ “91-сур. - 6”) қосу немесе өшіру үшін жоғары қуатты нүктелік контроллердегі түймені (→ “91-сур. - 7”) басыңыз, ол сәйкесінше жоғары қуатты нүкте контроллеріндегі екі жасыл шаммен (→ “91-сур. - 8”) көрсетіледі. Диск шамдарының жарықтығын реттеу үшін басқару дөңгелегін (→ “91-сур. - 9”) бұраңыз.



91-сур.

- Үлкейткіш линзаның орнын өңделетін үлгіге реттеңіз. Қажет болса, үлкейткіш линзаны толық бүйірге бұруға болады.

**Сақ болыңыз**

Үлкейткіш линза онымен жұмыс істемеген кезде жабылмайды.

Жанып тұрған әйнектің әсерінен адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүлктік зақым туындауы мүмкін. Үлкейткіш линза айналадағы заттарды, әсіресе тікелей күн сәулесі түскен кезде, өртеп жіберуі мүмкін.

- Үлкейткіш линзамен жұмыс жасамаған кезде оны әрқашан жабыңыз.
- Әсіресе оны тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз.

- Үлкейту линзасын жабу үшін берілген қорғаныс қақпағын (→ “90-сур. - 4”) қолданыңыз.

6.9 Қосымша керек-жарақтар

Пышақ ұстағыш негізі, бағытталмайды



92-сур.

Пышақ ұстаушы N үшін күміс және пышақ ұстаушы E үшін сынамен

- Тапсырыс №: 14 0502 37962

Пышақ ұстағышы N




93-сур.

Күміс, ұзындығы 16 см-ге дейін қарапайым пышақтарды ұстауға арналған
Пышақтың биіктігін реттеу
Бөлек саңылау бұрышын реттеу
Жылжымалы қауіпсіздік қорғанысы

- Тапсырыс №: 14 0502 37993

Сынасы бар "E" пышақ ұстағышы




94-сур.

Төмен профильді бір реттік пышақтар үшін,
өлшемдері (Ұ x Б x Е):
(80 +/-0,05) мм x (8 +/- 0,1) мм x
(0,254 +/-0,008) мм,
күміс, су төгу оймасымен
Жылдам қысқыш жүйесі
қысқыштың үстіңгі жағын жылжыту мүмкіндігі
3 рет басу күйлері пышақтың бүкіл ұзындығын
пайдалануды жеңілдетеді
Түсті кодталған, бүктелетін қауіпсіздік
қорғанысы

- Тапсырыс №: 14 0502 38961

6 Қосымша керек-жарақтар

Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышының негізі



95-сур.

Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышының негізі

- Тапсырыс №: 14 0502 55546

Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышы



96-сур.

Төмен профильді жүздерге арналған төмендегідей өлшемдері бар жоғары және төмен профильді бір реттік жүздер үшін (Ұ x Б x Е):

(80 +/-0,05) мм x (8 +0/-0,1) мм x (0,254 +/-0,008) мм,

және жоғары профильді жүздерге арналған жүздер өлшемдері (Ұ x Б x Е):

(80 +/-0,05) мм x (14 +0/-0,15) мм x (0,317 +/-0,005) мм.

HistoCore AUTOCUT үшін

Қысқыш шыңды бүйірден жылжыту мүмкіндігі 3 рет басу күйлері пышақтың бүкіл ұзындығын пайдалануды жеңілдетеді

Қысым тақтасы ауыстырыла алады.

Түсті кодталған, бүктелетін қауіпсіздік қорғанысы

Жүзді шығару құралы бар

- Тапсырыс №: 14 0502 54497

Бір реттік пышақтар – төмен профильді (Leica 819)



97-сур.

Өлшемдері (Ұ x Б x Е):

(80 +/-0,05) мм x (8 +0/-0,1) мм x (0,254 +/-0,008) мм

- 50 дана 10 бума: 14 0358 38925
- 50 дана 10 бума: 14 0358 38382

Бір реттік пышақтар – жоғары профиль (Leica 818)




98-сур.

Өлшемдері (Ұ x Б x Е):
 (80 +/-0,05) мм x (14 +/-0,15) мм x
 (0,317 +/-0,005) мм

- 50 дана 10 бума: 14 0358 38926
- 50 дана 10 бума: 14 0358 38383

Пышақ 16 см - в профілі - болат, Пышақ 16 см - d профілі - болат



99-сур.

Пышақ, ұзындығы 16 см, с профілі
 Ескертпе: 14 0213 11140 пышақ корпусы
 қамтылған

- Тапсырыс №: 14 0216 07100

Пышақ, ұзындығы 16 см, d профілі
 Ескертпе: 14 0213 11140 пышақ корпусы
 қамтылған

- Тапсырыс №: 14 0216 07132

Пышақ корпусы - кіші



100-сур.

Пластик, ұзындығы 10-16 см аралығында,
 1 немесе 2 пышаққа арналған айнымалы.

- Тапсырыс №: 14 0213 11140

6 Қосымша керек-жарақтар

Әмбебап кассета қысқышы



101-сур.

адаптері бар, күміс
Өлшемдері минимумы 39,8 x 28 x 5,8 мм және
максимумы 40,9 x 28,8 x 6,2 мм стандартты
кассеталармен қолдану үшін.

- Тапсырыс №: 14 0502 37999

Стандартты үлгі қысқышы




102-сур.

50 x 55 мм, адаптері бар, күміс

- Тапсырыс №: 14 0502 38005

Стандартты үлгі қысқышы



103-сур.

40 x 40 мм, адаптері бар, күміс

- Тапсырыс №: 14 0502 37998

Үлгі ұстағыш қондырғы, бағытталған



104-сур.

Күміс, оның ішінде қондырғы жабдықтары.
Ескертпе: Жылдам қысу жүйесіне
14 0502 37718 бөлек тапсырыс беру керек.

- Тапсырыс №: 14 0502 38949

Үлгі ұстағыш қондырғы, бағытталмаған



105-сур.

Күміс, әр түрлі қысқыштарды ұстау, соның ішінде орнату қондырғылары үшін (→73-б. – 6. Қосымша керек-жарақтар) қараңыз

- Тапсырыс нөмірі: 14 0502 38160

Үлгі ұстағыш қондырғы, дәл бағыттаушы



106-сур.

Күміс, 2 нөлдік нүкте индикаторымен, ХҮ бағдары бойынша 8°, әр 2° сайын тоқтайды
Ескертпе: Жылдам қысу жүйесіне 14 0502 37718 бөлек тапсырыс берілуі керек.

- Тапсырыс №: 14 0502 37717

Жылдам қысқыш жүйесі



107-сур.

Үлгі ұстағыш үшін 14 0502 37717 нөлдік нүктелік индикаторы бар үлгілік қысқыштар үшін жұқа бағыттағыш қондырғымен немесе үлгі қысқыштары үшін бағыттауышпен 14 0502 38949

- Тапсырыс №: 14 0502 37718

Супер кассеталы қысқышы



108-сур.

Адаптермен, күміс

Ескертпе:

14 0502 38160 үлгілерін ұстауға арналған бағдарланбайтын қондырғымен бірге бөлек тапсырыс беріңіз.

Артқы жарық 14 0502 38719 супер кассеталық қысқышқа байланысты қолданыла алмайды.

Біз Leica Biosystems супер кассеталарымен және қақпақтарымен, ақ түсті (VSP 59060B-BX, VSP 59060-CS) және супер металды ендіретін қалыптарымен (VSP58166) қолдануды ұсынамыз (ҰхЕхБ) 75 x 52 x 35 мм

- Тапсырыс №: 14 0502 38967

Leica RM CoolClamp



109-сур.

HistoCore айналмалы микротомға арналған адаптері бар электрлік жолмен салқындатылатын әмбебап кассеталы қысқыш. Өлшемдері минимумы 39,8 x 28 x 5,8 мм және максимумы 40,9 x 28 мм стандартты кассеталармен қолдану үшін. Leica RM CoolClamp көмегімен әмбебап кассета қысқышын электрмен салқындату арқылы біркелкі микротомды қималарды қалыптайды. Қуатты үнемдеу жылу тарату жүйесі арқылы салқындатылады.

HistoCore айналмалы микротомдарының патенттелген күш тепе-теңдігі жүйесі үлгі дөңгелектерін дөңгелекті өзгертпей тез және сенімді түрде өзгертуге мүмкіндік береді. Антистатикалық материал тазалауды жеңілдетеді. HistoCore сериясының барлық айналмалы микротомдары үшін қайта жабдықталуы мүмкін.

Техникалық мәліметтер:

Жұмыс басталғанға дейін алдын ала

салқындату уақыты: 30 минут

Температура: Қоршаған ортаның температурасынан 20 К төмен

Қоршаған орта температурасының диапазоны: +10 °С және +35 °С аралығында

Салыстырмалы ылғалдылық: макс. 80%, конденсатсыз

Салмағы: шам. 650 гр

Өлшемдері (Е x Т x Б): 80 x 114 x 204 мм

Қуат кірісі: 100 - 240 В/ 50/ 60 Гц

Сертификаттар: CE, c_CSA_US

Стандартты жеткізу:

Leica RM CoolClamp

Кабельмен және 4 адаптері бар қуат көзі (Ұлыбритания, АҚШ, ЕО, AUS)

5 кабель қысқыштары

Қолдану жөніндегі нұсқаулық және DVD

• Тапсырыс №: 14 0502 46573



Кеңестер

Leica RM CoolClamp микроскоппен немесе үлкейткішпен бірге қолданыла алмайды.

6 Қосымша керек-жарақтар

Үлкейткіш



110-сур.

Микроскоп тасымалдаушыларда құрастыру үшін (14 0502 40580), 2 есе үлкейту

Ескертпе:

Үлғайтқыш қосымша ЖД жарықтандыруды ұстауға арналған адаптерді қамтиды

- Тапсырыс №: 14 0502 42790

Әмбебап микроскоп тасымалдаушысы



111-сур.

Әмбебап жинақ

- Тапсырыс №: 14 0502 40580

Артқы жарық



112-сур.

14 0502 38967 Супер кассеталы қысқышына байланысты артқы жарықты қолдану мүмкін емес.

- Тапсырыс №: 14 0502 38719

Жоғарғы науа

113-сур.

HistoCore айналмалы микротом сериялары үшін

- Тапсырыс №: 14 0517 56261

Бөліктің қалдықтар науасы

114-сур.

HistoCore айналмалы микротом сериялары үшін

- Антистатикалық бөліктің қалдықтар науасы
Тапсырыс нөмірі: 14 0517 56237

Қылшақ

115-сур.

“Е” екі функциялы жүз ұстағышына арнаған жүзді алып тастауға арналған магниті бар

- Тапсырыс №: 14 0183 40426

Қауіпсіздік қолғаптары



116-сур.

Өлшемі: М, 250 ± 20 мм, сары

• Тапсырыс №: 14 0340 29011

Кесуден қорғалған қауіпсіздік қолғаптары,
өлшемі: S, 250±20 мм

• Тапсырыс №: 14 0340 40859

6.10 Тапсырыс беру ақпараты

Пышақ ұстағыш негізі	14 0502 37962
Пышақ ұстағышы N	14 0502 37993
Төмен профильді "Е" пышақ ұстағышы	14 0502 38961
Жүз ұстағышының негізі	14 0502 55546
2 функциясы бар "Е" жүз ұстағышы	14 0502 54497
Leica 819 бір реттік жүздері – төмен профильді (орамада 50 дана): (80 +/-0,05) мм x (8 +0/-0,1) мм x (0,254 +/-0,008) мм (Ү x Б x Е)	14 0358 38925
Leica 819 бір реттік жүздері – төмен профильді (орамада 50 дана)	14 0358 38382
Leica 818 бір реттік жүздері – жоғары профильді (орамада 50 дана): (80 +/-0,05) мм x (14 +0/-0,15) мм x (0,317 +/-0,005) мм (Ү x Б x Е)	14 0358 38926
Leica 818 бір реттік жүздері – жоғары профильді (орамада 50 дана)	14 0358 38383
Пышақ 16 см - в профилі - болат	14 0216 07100
Пышақ 16см - d профилі - болат	14 0216 07132
Пышақ корпусы - кіші	14 0213 11140
Әмбебап кассета қысқышы	14 0502 37999
Стандартты үлгі қысқышы 50x55 мм	14 0502 38005
Стандартты үлгі қысқышы 40x40 мм	14 0502 37998
Үлгі қысқышына арналған бағыттауыш бекітпе	14 0502 38949
Үлгі қысқышына арналған қатаң бекітпе	14 0502 38160
Үлгі қысқышына арналған дәл бағыттағыш қондырғы	14 0502 37717
Жылдам қысқыш жүйесі	14 0502 37718
Супер кассеталы қысқышы	14 0502 38967
Leica RM CoolClamp	14 0502 46573
Үлкейткіш	14 0502 42790
Әмбебап микроскоп тасымалдаушысы	14 0502 40580

ЖД 1000 Hi-Power нүктелері, 2 білікті (Бұл модуль тек ЖД 1000 басқару блогымен жұмыс жасай алады, Тапсырыс №: 14 6000 04825.)	14 6000 04826
ЖД 1000 басқару блогы (Бұл модуль тек ЖД 1000 жоғары қуатты нүктелермен, 2 білікті, Тапсырыс №: 14 6000 04826.)	14 6000 04825
Артқы жарық (Артқы жарықтандыруды тек пышақ ұстағыш негізімен қолдануға болады Тапсырыс №: 14 0502 37962.)	14 0502 38719
Жоғарғы науа	14 0517 56261
Антистатикалық қалдықтар науасы	14 0517 56237
Аяқ қосқышы, айналмалы микротомға арналған	14 0502 38257
Магниті бар қылшақ	14 0183 40426
Қауіпсіздік қолғаптары, М өлшемі	14 0340 29011
Қауіпсіздік қолғаптары, S өлшемі	14 0340 40859
Май түрі, CONSTANT OY 46 K (50 мл)	14 0336 06086

Басқа керек-жарақтарды көру үшін, өнімнің онлайн каталогына кіріңіз
www.LeicaBiosystems.com.

7. Ақаулықтарды шешу

7.1 Қате кодтары

Құрылғыда қате пайда болған кезде үш сандық ЖД дисплейде қате коды пайда болады. Төмендегі кестеде көрсетілетін қате кодтары берілген. “Орындалатын әрекеттер” бағанындағы нұсқауларды орындаңыз.

Қате коды	Құралдың ақауы	Қате сипаттамасы	Орындалатын әрекеттер
	E1 қате коды көрсетіледі.	Барлық параметр мәндері әдепкі мәндерге қайтарылады.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қатені растау үшін басқару тақтасындағы кез келген түймені басыңыз. 2. Бұрын енгізілген мәндердің әлі де дұрыс екенін білу үшін барлық параметрлер мәндерін тексеріңіз. Мәндерді қайта енгізу қажет болуы мүмкін. 3. Егер E1 қате коды қайта-қайта пайда болса, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.
	E2 қате коды көрсетіледі; екі секундқа созылатын ескерту дыбысы естіледі. Құрал апаттық тоқтатудан басқа кез келген операцияға жауап бермейді.	Заттың басының беріліс драйвері дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құралды қайта іске қосыңыз және E2 қате кодының бар-жоғын тексеріңіз. 2. Егер E2 қате коды әлі де бар болса, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.
	E3 қате коды көрсетіледі; екі секундқа созылатын ескерту дыбысы естіледі. Құрал апаттық тоқтатудан басқа кез келген операцияға жауап бермейді.	Заттың басын беру/қайтару қосқышы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құралды қайта іске қосыңыз және E3 қате кодының бар-жоғын тексеріңіз. 2. Егер E3 қате коды әлі де бар болса, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.
	E4 қате коды көрсетіледі; екі секундқа созылатын ескерту дыбысы естіледі. Құрал апаттық тоқтатудан басқа кез келген операцияға жауап бермейді.	Заттың басын беру диапазоны дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құралды қайта іске қосыңыз және E4 қате кодының бар-жоғын тексеріңіз. 2. Егер E4 қате коды әлі де бар болса, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.
	E5 қате коды көрсетіледі; екі секундқа созылатын ескерту дыбысы естіледі. Құрал апаттық тоқтатудан басқа кез келген операцияға жауап бермейді.	Бір жады күйі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құралды қайта іске қосыңыз және E5 қате кодының бар-жоғын тексеріңіз. 2. Егер E5 қате коды әлі де бар болса, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.

7.2 Мүмкін ақаулар


Мәселе	Мүмкін себебі	Түзету әрекеті
<p>Қалың/жіңішке бөліктер</p> <p>Бөліктер қалың және жіңішке болып ауысады, немесе бөліктерде сықырлау пайда болады немесе үлгі кірістірмеден жыртылады. Кейбір жағдайларда ешқандай бөліктер жоқ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Жүз, пышақ ұстағыш немесе бағыттау дұрыс бекітілмеген. • Үлгі дұрыс қыстырылмаған. 	<ul style="list-style-type: none"> • Жүзді, пышақ ұстағыштарды немесе бағытты қайта қыстырыңыз. • Кассетаның әмбебап кассеталық қысқышқа мықтап бекітілгенін тексеріңіз. • Егер әмбебап кассета қысқыш парафинмен ластанған болса, әмбебап кассета қысқышын (→109-б. – 8.1 Құралды тазалау) тазалаңыз. • Қақпағы қалыпталған кассеталарды пайдаланған кезде, сынған жиектің кассетаны мықтап бекітуге мүмкіндік беретінін тексеріңіз; қажет болса, бұрылыстарды алыңыз немесе кассетаны әмбебап кассета қысқышына тігінен емес, көлденеңінен қысыңыз. • Егер кассета өлшемдері көрсетілген рұқсат етілген шегінде болса және кассетаны әлі де сенімді түрде бекіту мүмкін болмаса, әмбебап кассета қысқышы дұрыс конфигурацияланбаған немесе ақаулы болуы мүмкін. Бұл жағдайда Техникалық қызмет көрсету орталығына әмбебап кассета қысқышын тексертіп, оны қайта конфигурациялаңыз.

Мәселе	Мүмкін себебі	Түзету әрекеті
<p>(жалғасы) Қалың/жіңішке бөліктер Бөліктер қалың және жіңішке болып ауысады, немесе бөліктерде сықырлау пайда болады немесе үлгі кірістірмеден жыртылады. Кейбір жағдайларда ешқандай бөліктер жоқ.</p>	<p>(жалғасы)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Үлгі дұрыс қыстырылмаған. • Жүздің беті күңгірт. • Қысым тақтасы зақымдалған немесе дұрыс реттелмеген. • Пышақ/жүздің тазалау бұрышы тым кішкентай. • Парафин берілген үшін қатты емес. • Толық емес кассета. • Екі функциялы жүз ұстағышында тым қалың немесе жұқа жүз қолданылады. 	<p>(жалғасы)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leica Biosystems компаниясынан басқа фирманың кассеталарын, әсіресе жұқа қабырғалы кассеталарды пайдаланған кезде, кассета деформациялануы мүмкін немесе басқа қысу проблемалары туындауы мүмкін. Егер кассетаны қысуға тырысқанда, оның орнында бекітілмегенін түсінсеңіз, балама кернеу қысқышын қолдану қажет. • Пышақ/жүз ұстағышын кейін ауыстырыңыз немесе жаңа пышақ/жүзді салыңыз. • Жаңа қысым тақтасын салыңыз немесе Е жаңа екі функциялы жүз ұстағышын қолданыңыз. • Қысым тақтасын қайта реттеңіз. • Оңтайлы бұрыш табылмайынша, тазарту бұрышының бірнеше реттелуін жүйелі түрде қолданып көріңіз. • Балқу температурасы жоғары парафинді қолданыңыз немесе блокты салқындатыңыз. • Кассетаның дұрыс толтырылғанына және алдыңғы бөліктің кассета корпусына мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. • Ұсынылған үйлесімді жүз Қосымша керек-жарақтар бөлімінде көрсетілген (→73-б. – 6. Қосымша керек-жарақтар).

Мәселе	Мүмкін себебі	Түзету әрекеті
<p>Бөлікті қысу Кесіктер соншалықты тығыз және бірге қысылып, қатпарлармен және қиындыларсыз жасалған.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Жүздің беті күңгірт. • Үлгі тым ыстық. • Бөлу жылдамдығы тым жоғары. 	<ul style="list-style-type: none"> • Жүздің басқа аймағын немесе жаңа жүзді қолданыңыз. • Үлгіні кесу алдында салқындатыңыз. • Бөлу жылдамдығын азайтыңыз.
<p>Бөліктердегі “жолақтар” Екі функциясы бар “E” жүз ұстағышы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Парафин жүздің артқы жағында және пышақ ұстағыштың артқы қысым тақтасында жиналды. • Саңылау бұрышы тым тік, нөлге жақын. • Пышақтың кесу жиегінде ойықтар бар. 	<ul style="list-style-type: none"> • Бұл аймақтардан парафинді үнемі алып тастаңыз. • Саңылау бұрышын реттеңіз. • Жүзді ауыстырыңыз.
<p>Бөлу кезіндегі шу Пышақ қатты үлгілерді кесу кезінде “шу шығарады” Бөлімдерде сызаттар немесе белгілер бар.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Бөлу жылдамдығы тым жоғары. • Саңылау бұрышы тым кең. • Үлгі және/немесе пышақ ұстағыштың жеткіліксіз қысылуы. • Шайыр/пластик ендірілген үлгілерді бөлу кезінде кері тарту өшіріледі. 	<ul style="list-style-type: none"> • Баяу бөлу жылдамдығын таңдаңыз. • Оңтайлы реттеу алынғанша тазарту бұрышын жүйелі түрде азайтыңыз. • Үлгіні ұстау жүйесіндегі және пышақ ұстағыштағы бұрандалар мен қысқыштардың барлық қосылыстарын тексеріңіз. Қажет болса, тұтқалар мен бұрандаларды қатайтыңыз. • Кері қайтаруды қосыңыз.
<p>Жүздің жоғары тұтынылуы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Тым үлкен бөлу күші қолданылды. • Тым кіші саңылау бұрышы. 	<ul style="list-style-type: none"> • Кесу кезінде кесу жылдамдығын және/немесе бөлімнің қалыңдығын реттеңіз. Қалыңдығы кішірек бөлікті таңдаңыз, дөңгелекті баяу айналдырыңыз. • Саңылау бұрышын реттеңіз.

7.3 Құралдың дұрыс жұмыс істемеуі


Төменде құралмен жұмыс кезінде туындауы мүмкін ең жиі кездесетін ақаулардың тізімі, ықтимал себептері мен ақаулықтарды жою процедуралары көрсетілген. Егер ақаулықты кестеде көрсетілген опциялардың бірімен жою мүмкін болмаса немесе мәселе бірнеше рет қайталанса, Leica Biosystems Service Support қызметіне дереу хабарлаңыз.

Мәселе	Мүмкін себебі	Түзету әрекеті
<p>Дисплей көрсетпейді; құрал қосылғаннан кейін басылған түймелерге жауап жоқ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Қуат кабелі дұрыс жалғанбаған. • Қуат сақтандырғыштары ақаулы. • Басқару панелінің кабелі дұрыс қосылмаған. • Кернеуді таңдау қосқышы дұрыс орнатылмаған. 	<ul style="list-style-type: none"> • Қуат кабелінің қосылуын тексеріңіз. • Қуат сақтандырғыштарын ауыстырыңыз. • Кабельдің басқару тақтасына қосылуын тексеріңіз. • Кернеу параметрін тексеріп, қажетінше түзетіңіз (→39-б. – 4.5.1 Кернеуді тексеру).
<p>Кескіш моторды іске қосу мүмкін емес.</p>  <p>117-сур.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EMERGENCY STOP түймесі басылады немесе аяқ қосқыш басылады. • Қолмен басқару құралының құлпы іске қосылады. • Мотор уақытша шамадан тыс жүктелді және автоматты сақтандырғыш арқылы өшірілді. • Аяқ қосқышы немесе қосалқы штепсель жалғанбаған немесе дұрыс жалғанбаған. 	<ul style="list-style-type: none"> • EMERGENCY STOP түймесін бұғаттан босатыңыз және жұмыс режимін таңдаңыз; аяқ ауыстырғышты жіберіңіз. • Қолмен басқару құралының құлпын босатыңыз. • Құралды өшіріп, 30 секунд күтіңіз. Құралдың артындағы автоматты сақтандырғыш (→ “117-сур. - 1”) түймесін басыңыз. Құралды қайта қосыңыз. • Аяқ қосқышты немесе қосалқы штепсельді жалғап, оның дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
<p>Беріліс қозғалысы бұдан былай жоқ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Қалған жолдың соңына жетті. • Құрал қосылған кезде үлгі қалған жолда болды. 	<ul style="list-style-type: none"> • TRIM/SECT түймесін басу арқылы кесу режимін таңдаңыз. Содан кейін үлгіні үлкен беру түймесін пайдаланып шығарыңыз. • Жоғарыда қараңыз.
<p>Үлкен беріліс түймелері затты тек артқа қарай жылжыту үшін қолданыла алады.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Моторлы бөлу процесі әлі де жалғасуда. 	<ul style="list-style-type: none"> • Аяқ қосқышын немесе RUN/STOP немесе ENABLE түймесін басу арқылы моторлы бөлуді аяқтаңыз.
<p>Қалған жол аймағындағы үлгіні үлкен беріліс түймелері арқылы қайтаруға болмайды.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • STEP режимі әлі де белсенді (SECT түймешігіндегі ЖД жанады). 	<ul style="list-style-type: none"> • Кесу режиміне ауысу үшін TRIM/SECT түймесін басыңыз. Үлгіні үлкен беріліс түймесін пайдаланып қайтарыңыз.


Мәселе	Мүмкін себебі	Түзету әрекеті
Қозғалтқыш CONT (үздіксіз соққы) жұмыс режимінде мерзімінен бұрын сөнеді.	<ul style="list-style-type: none"> Бөлу процесі басталған кезде аяқ қосқышы тым ұзақ ұсталды. Басқару панелінің RUN/STOP және ENABLE түймелері іске қосылғаннан кейін бір уақытта шығарылмады. 	<ul style="list-style-type: none"> Бөлу процесін бастау үшін аяқ қосқышын қысқа ғана басыңыз. Бір уақытта екі түймені босатыңыз.
HOME және STOP бір мезгілде жанады.	<ul style="list-style-type: none"> Соңғы орынды анықтау ақаулы. 	<ul style="list-style-type: none"> Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.

7.4 екі функциясы бар “E” жүз ұстағышының ақаулары

7.4.1 Қысым тақтасын ауыстыру



118-сур.



119-сур.

1. Қауіпсіздік қорғанысын төмен (→ “118-сур. - 1”) түсіріңіз.
2. Қысқыш тұтқаны сағат тіліне қарсы (→ “118-сур. - 2”) бұраңыз.
3. Болтты (→ “118-сур. - 3”) (→ “119-сур. - 3”) шығарыңыз.
4. Зақымдалған қысым тақтасын (→ “119-сур. - 4”) алыңыз.



Keңестер

Қысқыш үстіңгі бөлігінің құлап қалу жағдайында көрсетілгендей (→ “119-сур. - 5”) орнатылғанын тексеріңіз. Егер ол қате орнатылса, қысым тақтасын қысуға болмайды.

5. Жаңа қысым тақтасын орнатыңыз.
6. Болтты (→ “119-сур. - 3”) салыңыз.
7. Қысқыш тұтқаны сағат тілімен (→ “119-сур. - 2”) бұраңыз.

7.4.2 Қысқыштың жоғарғы бөлігін сегмент доғасына бекіту



120-сур.

Дұрыс кесу нәтижесін қамтамасыз ету үшін, қысқыштың жоғарғы жағы (→ “120-сур. - 2”) сегмент доғасына (→ “120-сур. - 4”) мықтап бекітілуі керек.

Қысу эксцентрлік тұтқаның (→ “120-сур. - 3”) көмегімен жүзеге асады. Қысу күші сегмент доғасының астыңғы жағындағы бекіткіш бұранда (→ “120-сур. - 1”) көмегімен реттеледі. Қысқышты орнату тұрақты қарсылықпен қысқыш тұтқаны тоқтауға бұруға болатындай етіп жүзеге асырылады. Бекіткіш бұрандадағы (→ “120-сур. - 1”) 2,5 мм алтыбұрыш кілтінің көмегімен қысуды реттегіш іске қосылған кезде тұтқа бастапқыда “сырғып кететін” етіп реттеңіз. Бекіткіш бұранданы (→ “120-сур. - 1”) сәл айналдыруды жалғастырыңыз (шамамен 1/4 солға немесе оңға бұрыңыз), содан кейін тетіктің “сырғып кетпейтінін”, сонымен қатар “қатты” кептеліп қалмағанын тексеріңіз.

7.5 Қысқыш қондырғының қысқыш жүйесінің негіздік тақтаға орнатылуы



121-сур.

Эксцентрлік болттан қысу қашықтығын 270°-қа орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз.

1. Жүз ұстағышының негізін (→ “121-сур. - 1”) құралдың негізіне қойыңыз.
2. Эксцентрлік болтты (→ “121-сур. - 2”) 0° (→ “121-сур. - 3”) және 270° (→ “121-сур. - 4”) күйінде қысуға болатындай етіп, №4 алтыбұрыш кілтін (→ “121-сур. - 6”) қолдана отырып, негіздегі қысқыш бөлігіндегі қарама-қарсы бұранданы (→ “121-сур. - 5”) бұрау немесе бұрау арқылы реттеңіз.

8. Тазалау және техникалық қызмет көрсету

8.1 Құралды тазалау



Сақ болыңыз

Құралды электр ашасын ажыратпай тазалау.

Адамдардың жарақат алуына әкелетін электр тогының соғуы.

- Әр тазалау алдында құралды өшіріп, ашаны желіден ажыратыңыз.



Сақ болыңыз

Сұйықтықтардың құралдың ішкі бөлігіне ену қаупі.

Құралдың/адамдардың ауыр жарақаты немесе үлгінің зақымдалуы.

- Жұмыс кезінде және техникалық қызмет көрсету кезінде сұйықтықтың құралдың ішкі жағына түспеуін қадағалаңыз. Тиісті еріткіштерді немесе тазартқыштарды сұйықтықтың енуіне жол бермеу үшін құралға тікелей емес, тазартқыш алаңға шашыңыз. Егер сұйықтық құралдың ішіне түссе, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.



Сақ болыңыз

Пышақ/жүз ұстағышын микротомнан алып тастаған кезде пышақ/жүз алынбады.

Өте өткір пышақпен/жүзбен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақ/жүз ұстағышын микротомнан алмас бұрын, пышақты/жүзді кесуге төзімді қолғап кигенде ажыратыңыз және пышақты/жүзді қауіпсіз жерде сақтаңыз.



Сақ болыңыз

Пышақ/жүз дұрыс сақталмаған.

Адамдардың ауыр жарақаттары, мысалы, күтпеген жерден құлау.

- Пышақ/жүзді пайдаланбайтын кезде оларды әрқашан тиісті жерде сақтаңыз, мысалы, арнайы пышақ қорабына салыңыз.
- Ешқашан пышақты кесу жиегін жоғары қаратып қоймаңыз және құлап жатқан пышақты ұстауға тырыспаңыз.



Сақ болыңыз

Пышақ/жүз ұстағышы құралдан құлап түсу қаупі.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Егер пышақ/жүз ұстағыш бекітілмеген болса, мысалы, орнату немесе тазалау кезінде, пышақ/жүз ұстағышының құлап кетпеуін қадағалаңыз.
- Мүмкіндігінше, пышақ/жүз ұстағышы құлап кетпеу үшін оны бекітіңіз.
- Кездейсоқ құлап кетпес үшін орнату немесе техникалық қызмет көрсету үшін пышақ ұстағыш негізінен пышақ/жүз ұстағышын алыңыз.

**Абайлаңыз**

Құралды немесе керек-жарақтарды тазалау үшін дұрыс емес еріткіштерді немесе тазартқыштарды немесе өткір/қатты құралдарды қолдану.

Құралдың мүмкін дұрыс жұмыс істемеуі немесе диагностика кідірісі.

- Тазалау үшін құрамында ацетон немесе ксилол бар еріткіштерді қолданбаңыз.
- Тазартқышты қолданған кезде өндірушінің қауіпсіздік нұсқауларын және зертханалық қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз.
- Құралдың бетін тырнау үшін ешқашан өткір немесе қатты құралды қолданбаңыз.
- Керек-жарақтарды ешқашан тазалағыш ерітіндіге немесе суға батырмаңыз.
- Болат пышақтарды спирт негізіндегі ерітінді немесе ацетонмен тазалаңыз.
- Парафинді тазалау және шығару үшін құрамында ксилолды немесе құрамында спирті бар сұйықтықтарды (мысалы, шыны тазалағыш) қолданбаңыз.

**Ескертпе**

Керек-жарақтар мен құрамдастар коррозиялық/қатты қышқыл/сілтілі реагентті немесе еріткішті, мысалы құрамында қышқылы бар кальцийленбеген ерітінді, құрамында сілті бар аммоний гидроксиді және т.б. құралмен немесе керек-жарақпен қолдану нәтижесінде коррозияға ұшырайды.

Керек-жарақтар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

- Құрал бетіне немесе керек-жарақтарға агрессивті/қатты қышқыл/сілтілі реагент немесе еріткіш тамшыламаңыз.
- Егер мұндай реагент немесе еріткіш құралдың бетіне немесе керек-жарақтарына тисе, оның қалдықтарды сүртіп, керек-жарақтарды мүмкіндігінше тез кептіріңіз.
- Егер мұндай реагент немесе еріткіш жиі қолданылса, жүз ұстағышты, әмбебап кассета қысқышын (УСС) және қажет болған жағдайда басқа керек-жарақтарды күнделікті мұқият тазалаңыз.

Әр тазалау алдында келесі дайындық шараларын орындаңыз:

- Үлгі қысқышын жоғарғы шеткі жағдайға көтеріп, қолмен басқару құралын іске қосыңыз.
- Құрады өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
- Жүзді жүз ұстағышынан алыңыз және оны диспенсердің төменгі жағындағы ыдысқа салыңыз немесе пышақты пышақ ұстағыштан шығарып алып, қайтадан пышақ қорабына салыңыз.
- Тазалау үшін пышақ/жүз ұстағыш негізі мен пышақ/жүз ұстағышты алыңыз.
- Үлгіні қысқыштан алыңыз.
- Бөлім қалдықтарын құрғақ қылшақпен алып тастаңыз.
- Үлгі қысқышын алыңыз және бөлек тазалаңыз.

Құрал және сыртқы беттер

Қажет болса, басқару тақталарының лакпен қапталған сыртқы беттерін жұмсақ тұрмыстық тазартқышпен немесе сабынды сумен тазалап, содан кейін шүберекпен сүртуге болады.

Парафин қалдықтарын кетіру үшін ксилол алмастырғыштарды, парафин майын немесе парафинді кетіргіштерді қолдануға болады.

Қайта қолданар алдында құрал толығымен құрғақ болуы керек.

**Сақ болыңыз**


Тазалау кезінде жүзді дұрыс емес бағытта сүрту.

Адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақты әрқашан жүздің артқы жағынан кесу жиегіне дейін сүртіңіз.

**Кеңес**

Құралды толық құрғамайынша қоспаңыз.

Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышы

122-сур.

1. Төмен профильді пышақтар үшін кірістіруді (→ “122-сур. - 9”) алыңыз.
2. Қысқыш тақтаны алдымен қысқыш төбесінен (→ “122-сур. - 4”) алыңыз. Ол үшін пышақтың қысқыш тұтқасын (→ “122-сур. - 6”) сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз және оны бүйірінен шығарыңыз; болтты (→ “122-сур. - 7”) шығарып, қысым тақтасын алыңыз.
3. Қысқыштың жоғарғы жағын алыңыз. Ол үшін бүйірлік ығысудың қысқыш тұтқасын (→ “122-сур. - 2”) сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз және оны бүйірден шығарыңыз; қысқыштың жоғарғы жағын (→ “122-сур. - 3”) сегменттік доғадан (→ “122-сур. - 5”) шығарылмайынша итеріңіз.
4. №4 алтыбұрыш кілтінің көмегімен эксцентрлік болтты босатыңыз және пышақ ұстағышының негізінен сегменттік доғаны алыңыз.

5. “Е” екі функциялы жүз ұстағышының барлық бөлшектерін тазалаңыз.

**Абайлаңыз**

Тазалау кезінде жүз ұстағыштардың бөліктері ауысуы мүмкін.

Кескін сапасы нашар.

- Тазалау кезінде жүз ұстағыштарын өзара ауыстырмаңыз.

6. Алынған бөліктерді сіңіргіш шүберекке кептіру камерасына салыңыз (максимум 65°C дейін) және парафинмен ластануды тоқтатыңыз.

**Сақ болыңыз**

Пышақ/жүз ұстағышты тазалау кезінде кептіру камерасынан бөлшектерді алу (65°C).

Күйіп қалу қаупі.


- Бөлшектерді кептіру камерасынан алу кезінде жылу оқшаулағыш қолғап киіңіз (65°C).

7. Пышақ ұстағышын Е сүртіңіз және бөлме температурасына дейін суытыңыз, содан кейін оны қайта жинаңыз.
8. Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышының қозғалмалы бөліктерін тазалағаннан кейін, оларға жұқа қабатты жетек майын жағыңыз.
9. Қысым тақтасын (→ “122-сур. - 4”) орнатқан кезде қысқыш үстіңгі бөлігінің суретте көрсетілгендей (→ “122-сур. - 8”) дұрыс орнатылғанына, қысым тақтасының жоғарғы жиегінің қысқыш үстіңгі жиегіне (→ “122-сур. - 3”) параллель және теңестірілгеніне көз жеткізіңіз.

**Keңестер**

Егер қысқыштың үстіңгі бөлігі дұрыс орнатылмаса, қысым тақтасын қысуға болмайды.

Әмбебап кассета қысқышы



- Парафиннің барлық қалдықтарын алып тастап, мұқият тазарту үшін кассета қысқышын (→ “123-сур. - 1”) ажыратыңыз.
- Тазалау үшін ксилолды қолданбаңыз. Ксилолды алмастырғыштарды немесе парафинді кетіргіштерді қолданыңыз.
- Кассеталық қысқыш (→ “123-сур. - 1”) сұйықтық парафині шыққанша максимум 65°C дейін қыздырылған пешке де орналастырылуы мүмкін.
- Парафин қалдықтарын құрғақ шүберекпен алып тастаңыз.
- Тұмшашесте осындай тазарту процедурасынан кейін, әрқашан кернеу тұтқасының (→ “123-сур. - 3”) спиральды серіппелерін (→ “123-сур. - 2”) майлауды ұмытпаңыз. Кассетаны қысқышты құралға қайта орнатпас бұрын суытып алыңыз.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

8.2.1 Сақтандырғыштарды ауыстыру

**Сақ болыңыз**

Сақтандырғыштарды құралды өшірмей ауыстыру және қуат ашасын ажырату.

Адамдардың жарақат алуына әкелетін электр тогының соғуы.


- Сақтандырғыштарды ауыстырмас бұрын құралды қуат қосқышының көмегімен өшіріп, ашаны желіден ажыратыңыз.

**Абайлаңыз**

Пайдалану нұсқаулығындағы Техникалық мәліметтер бөлімінде анықталған сипаттамасы жоқ сақтандырғыштарды қолдану.

Диагностика кідірісі, себебі құрал қате сақтандырғыштармен жұмыс істемейді.

- Пайдалану нұсқаулығындағы Техникалық мәліметтер бөлімінде анықталған сипаттамадағы сақтандырғыштарды ғана қолданыңыз.



124-сур.

- Негізгі қосқыш (→ “124-сур. - 1”) өшірулі екенін тексеріңіз.
- Шағын бұрағышты қуат көзінің (→ “124-сур. - 3”) жоғарғы жағындағы ұяшыққа (→ “124-сур. - 2”) енгізіп, ендірмені абайлап алып тастаңыз.
- Сақтандырғыш корпусын (→ “124-сур. - 4”) сақтандырғыштармен (→ “124-сур. - 5”) бірге алып тастаңыз.
- Ақаулы сақтандырғыштарды жаңаларымен ауыстырыңыз.
- Сақтандырғыш корпусын құралға қайта салып, кіргенше итеріңіз (шерт еткен дыбыс шығуы керек).

8.3 Техникалық қызмет көрсету нұсқаулары



Кеңестер

Құралдың ішкі құрамдастарына қызмет көрсету және оларды жөндеу үшін тек уәкілетті және білікті қызмет көрсетуші қызметкерлер қатынаса алады.

Құрал негізінен техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Құралдың ұзақ уақыт бойы ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін Leica Biosystems компаниясы төмендегілерді ұсынады:

1. Құралды күн сайын мұқият тазалаңыз.
2. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін қызмет көрсету туралы келісімшарт жасаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін жергілікті Leica Biosystems техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
3. Құралды Leica Biosystems өкілеттігі бар білікті қызмет көрсетуші техникі жүйелі түрде тексеріп тұрсын. Аралықтар құралдың қаншалықты қолданылатынына байланысты.

Кестеде көрсетілген екі санатта анықталған құралдың жалпы жүктемесіне байланысты келесі тексеру аралықтарын ұсынамыз:

	I санат	II санат
Күн сайынғы бөлімдер саны:	Күніне > 8000 бөлім	Күніне < 8000 бөлім
Жұмыс көлемі (тәулігіне сағат):	Күніне > 5 сағат	Күніне ≤ 5 сағат
Бөлу жылдамдығы:	Жоғары бөлу жылдамдығы басым	Баяу және орташа бөлу жылдамдығы
Үлгі материалы:	Жұмсақ және қатты үлгілермен жұмыс	Негізінен жұмсақ материал
Техникалық қызмет көрсету:	Әр 12 ай сайын	Әр 24 ай сайын



125-сур.

Тексеру үшін ескерту

Құрал шам. 2 миллион соққыны орындағаннан кейін, SEr коды TRIM/SECT түймесі басылған кезде (кесу мен секция режимі арасында ауысу) үш таңбалы дисплейде әрқашан шам. 3 секундқа шығады.

Бұл құралды Leica Biosystems уәкілетті қызмет көрсету техникасы тексеруі керек екенін еске салады, бұл құралдың қаншалықты қолданылғанына қарамастан.

8.4 Құралды майлау

Айына бір рет келесі бөліктерді жетек бөлшектер майымен майлаңыз (1-2 тамшы жеткілікті).




Сақ болыңыз

Май төгілді және бірден тазартылмады.

Адамдардың ауыр жарақаттары, мысалы, сырғып кету және құралдың пышағы/жүзі сияқты қауіпті бөліктерге тиіп кету.

- Әрқашан май төгілмегеніне көз жеткізіңіз.
- Егер май төгілген болса, оны дереу, мұқият және толық тазалаңыз.

Құрал



126-сур.

- Микротомдық табақшадағы пышақ ұстағыш негізіне арналған бағыттаушы рельстер (→ "126-сур. - 1").
- Микротомды негізгі пластинадағы Т-бөлігі (→ "126-сур. - 2").


Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышы



127-сур.

- Бүйірлік ығысуға арналған қысқыш тұтқа (→ “127-сур. - 1”).
- Пышақтың қысқыш тұтқасы (→ “127-сур. - 2”).

Әмбебап кассета қысқышы



128-сур.

Кернеу тұтқасының (→ “128-сур. - 2”) спиральды серіппелерін (→ “128-сур. - 1”) майлап, бірнеше рет алға-артқа жылжытыңыз.

9. Кепілдік және қызмет көрсету

9.1 Кепілдік

Leica Biosystems Nussloch GmbH жеткізілген келісімшарттық өнім Leica Biosystems компаниясының ішкі тестілеу стандарттарына негізделген сапаны бақылаудың кешенді процедурасынан өткеніне және өнімнің ақаусыз екеніне және кепілдік берілген барлық техникалық сипаттамаларға және/немесе келісілген сипаттамаларға сәйкес келетініне кепілдік береді.

Кепілдік көлемі жасалған келісімнің мазмұнына негізделген. Leica Biosystems сату ұйымының немесе келісімшарттық өнімді сатып алған ұйымның кепілдік шарттары бірегей түрде қолданылады.

9.2 Қызмет көрсету туралы ақпарат

Егер техникалық қолдау немесе қосалқы бөлшектер қажет болса, Leica Biosystems өкіліне немесе құралды сатып алған Leica Biosystems дилеріне хабарласыңыз.

Келесі ақпаратты ұсыну қажет:

- Құралдың атауы мен сериялық нөмірі.
- Құралдың орналасқан жері және байланысатын адамның аты-жөні.
- Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалудың себебі.
- Жеткізу күні.

9.3 Пайдаланудан шығару және жою

Құрал немесе оның бөліктері қолданыстағы жергілікті ережелерге сәйкес жойылуы керек.

10. Залалсыздандыруды растау

Leica Biosystems компаниясына қайтарылған немесе жергілікті жерде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін әрбір өнім тиісті түрде тазаланып, залалсыздандырылуы керек.

Залалсыздандыруды растаудың арнайы пішімді www.LeicaBiosystems.com веб-сайтынан өнім мәзірінде табуға болады. Бұл пішім барлық қажетті деректерді жинау үшін қолданылуы керек. Өнімді қайтару кезінде толтырылған және қол қойылған растаудың көшірмесі қоса берілуі немесе қызмет көрсетушіге тапсырылуы тиіс. Бұл растаусыз немесе толық расталмаған жағдайда кері қайтарылатын өнімдер үшін жауапкершілік жөнелтушіге жүктеледі. Кәсіпорынның ықтимал қауіп көзі болып саналатын қайтарылған тауарлар жіберушінің есебінен және тәуекелімен қайтарылады.

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
D-69226 Nussloch
Германия

Тел.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Факс: +49 - (0) 6224 - 143 268
Веб: www.LeicaBiosystems.com