



Sikkerhetsforskrifter for servicearbeid på Leica-produkter

Informasjon om skjemaet "DEKONTAMINERINGSSERTIFIKAT"

Kjære kunde.

Som et resultat av lovpålagte krav og som del av utvidede retningslinjer og standarder er vi, som produsent, forpliktet til å overholde sikkerhetsforskriftene for å beskytte våre ansatte og driftsanlegg.

Når vi implementerer beskyttelsestiltak, er vi avhengige av ditt samarbeid. Mange laboratorier arbeider med biologiske, smittsomme, radioaktive eller giftige stoffer. Dette medfører at det befinner seg rester fra disse stoffene på Leica-produkter som skal vedlikeholdes eller repareres ved vår serviceavdeling.

For å beskytte våre ansatte ber vi deg utføre grundig rengjøring og, om nødvendig, dekontaminering og desinfisering før vårt Leica-personell besøker ditt laboratorium. Dette gjelder særlig Leica-produkter som skal vedlikeholdes eller repareres. Det samme gjelder for produkter som er sendt til vår fabrikk eller et av våre servicekontorer – grundig rengjøring, og, om nødvendig, dekontaminering og desinfeksjon er nødvendig også her.

Hvis Leica-produktet ikke har vært i kontakt med noen farlige stoffer, ber vi deg bekrefte dette skriftlig.

På neste side finner du skjemaet "Dekontamineringssertifikat" som trengs til dette. Fyll ut skjemaet, signer det og send det sammen med reparasjonsordren.

Når du sender det, må du legge ved bekreftelse med fraktdokumenter og feste det på utsiden av emballasjen, slik at det kan ses tydelig.

Når servicearbeid utføres på stedet, kan du levere ferdig utfylt og signert skjema til vår servicetekniker.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Leicas kundeservice direkte eller Leica-representanten i ditt land.

Med vennlig hilsen,

Leica Biosystems GmbH

Dekontamineringssertifikat

Viktig informasjon. Les nøye.

Kjære kunde.

Alle produkter som returneres til Leica Biosystems eller krever vedlikehold på stedet, må være ordentlig rengjort og dekontaminert. Siden det ikke er mulig å dekontaminere et produkt mot sykdommer forårsaket av prioner, slik som **CJD**, **BSE** eller **CWD**, skal produkter som har vært i kontakt med prøver som inneholder prioner, **IKKE** returneres til Leica Biosystems for reparasjon. Prion-kontaminerte produkter skal kun repareres på stedet etter at serviceteknikeren er gjort oppmerksom på risikoen, blitt informert om retningslinjene og prosedyrene som gjelder for det aktuelle utstyret, og utstyrt med egnet personlig verneutstyr. Returnerte pakker vil kun bli åpnet, og vedlikeholdstiltak vil kun bli igangsatt når selskapet eller serviceteknikeren har mottatt bekreftelse på dekontaminering.

Når du returnerer et produkt, må du legge ved en kopi av denne bekreftelsen eller gi den videre til serviceteknikeren. Ansvar for produkter som er sendt tilbake uten denne bekreftelsen eller med en ufullstendig bekreftelse, ligger hos avsenderen. Returnerte varer som av selskapet anses å være en potensiell kilde til fare, vil bli sendt tilbake til avsender uten forhåndsbetaling.

Merk: Mikrotomkniver må være pakket i originalboksen.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med din nærmeste Leica-avdeling.

Informasjon på navneskiltet:

Modell (se navneskilt)

SN (se navneskilt)

REF (se navneskilt)

Innsiden og utsiden av dette produktet ble utsatt for følgende farlige stoffer:

Ja	Nei		Spesifikasjon/fare-ogforsiktighetsutsagn
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Blod, kroppsvæsker, patologiske prøver	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Andre farlige biologiske stoffer	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kjemikalier/skadelige stoffer	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radioaktivitet	Stråleverdi: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annet	<input type="text"/>

Hvis du har svart "Ja" på minst ett av disse spørsmålene, ber vi deg oppgi dine rengjørings- og/eller dekontamineringsmetoder, samt eventuelle rengjørings-/dekontamineringsmidler som er brukt, inkludert behandlingstiden:

Hvis du planlegger å sende inn produktet, må det være forberedt for sikker håndtering og transport. Hvis tilgjengelig, bruk den originale emballasjen.

Oppgi sikkerhetsnivået til laboratoriet der produktet ble brukt:

Ikke relevant S1 S2 S3 S4

Med min underskrift bekrefter jeg herved at opplysningene som er angitt ovenfor, er fullstendige og korrekte og at det er trygt for Leica-ansatte å håndtere det aktuelle produktet.

Dato	Underskrift	Institusjon
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Navn		Avdeling
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Stilling		Adresse
<input type="text"/>		<input type="text"/>
E-postadresse	Telefon	Faks
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

For internt Leica-bruk: Hvis tilgjengelig, oppgi jobb- og **RAN/RGA**-nummer (returautorisasjons-/returvareautorisasjonsnummer):

Arbeidsseddelnr.: _____ SU Return Goods Authorization: _____ BU Return Authorization Number: _____