


Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS


灵活选择

用于临床切片的经验证原装附件



灵活选择在整个切片过程中保持稳定质量和效率的多种附件

我们精准可靠的切片机可搭配经验证的原装附件使用，旨在提供一流的切片质量和得到提升的效率，并同时保持安全健康的工作场所。



采用快速释放系统的精确定位系统

无论如何改变仪器定位，切片机工作站始终能返回 0 位。快速释放系统可快速切换样品夹尺寸。



RM CoolClamp —— 样品块温度更低，保持时间更久

使用适用于 HistoCore 轮转式切片机的电动制冷型通用样品夹 —— RM CoolClamp，改进切片机工作流程。使样品块保持低温更长久，实现均匀切片。RM CoolClamp 可轻松安装在任何 HistoCore 轮转式切片机上，并可使样品块比环境温度低 20° C。每个样品块都保持在理想温度下，轻松为常规、特殊和 IHC/ISH 染色实现高质量切片。



几秒钟内轻松快速完成清洁

抗静电废物槽可提高效率，将清洁时间从几分钟缩短到几秒，并能通过高效收集和容纳废物减少对操作员/环境造成的污染。与标准废物槽相比，使用抗静电废物槽后清洁时间缩短 70%。



宽型和窄型刀片轻松切换

使用二合一刀架，您无需更换刀架便可轻松切换宽型和窄型刀片。此外，刀架的新模块设计有助于维护各个组件，并随着时间有效检修您的设备。徠卡公司提供包括 DB80 LS、DB80HS 和 DB80 LX 在内的宽型和窄型刀片。关于更多信息：<https://www.leicabiosystems.com/histology-consumables/microtome-blades/premium-surgipath-db80-series/>

为常规石蜡切片配置您自己的临床切片机

样品定位系统



- A. 不可调方向的样品夹固定器: 14 0502 38160
- B. 精确定位样品夹固定器: 14 0502 37717
- C. 可定位样品夹固定器: 14 0502 38949

+ 快装系统



快装系统: 14 050237718

样品夹

样品夹



- A. 通用样品夹: 14 0502 37999
- B. RM CoolClamp: 14 0502 46573
- C. 超大样品夹: 14 0502 38967
- 标准样品夹
- D. 50 x 55 mm: 14 0502 38005
- E. 40 x 40 mm: 14 0502 37998

首选切割工具

一次性钢制刀片



二合一刀架底座:
14 0502 55546

A

可重复使用的钢刀



刀架底座:
14 0502 37962

B



适用于宽型刀片和
窄型刀片的二合一刀架:
14 0502 54497



适用于窄型刀片的
E 型刀架:
14 0502 38961
带水槽的 E 型刀架
需要刀架底座



N 型刀架:
14 0502 37993



背光灯:
14 0502 38719



*背光灯外部电源:
14 0500 31244

*仅适用于 BIOCUT 和 MULTICUT

其他附件



顶部储物盘:
14 0517 56261



**脚踏开关:
14 0502 38257



通用显微镜支架:
14 0502 40580



LED 1000 高功率
射灯, 双臂:
14 6000 04826



LED 1000 控制单元:
14 6000 04825



放大镜 ——
对折式:
14 0502 42790

**仅适用于 AUTOCUT

✓ = 新特性



HISTOCORE BIO CUT

HISTOCORE MULTICUT

HISTOCORE AUTOCUT

切片机类型	手动	半自动, 手动	全自动
个性化粗修轮, 可提供舒适性	✓	✓	✓
独特的力平衡系统可降低因样本头失衡引起的受伤风险	✓	✓	✓
抗静电切片废物槽可将清洁时间缩短 70%	✓	✓	✓
快速样品更换, 带快速一键回退功能和可编程的记忆位置		✓	✓
电磁锁可以安全操作刀片和样品			✓

针对您的临床、石蜡切片应用配置的 HISTOCORE 轮转式切片机

	订单号	订单号	订单号
标准配置包括	149BIO000C1	149MULT10C1	149AUTO00C1
精确定位: 精确定位样品夹固定器	✓	✓	✓
快装系统	✓	✓	✓
通用样品夹	✓	✓	✓
刀架底座	✓	✓	✓
二合一刀架	✓	✓	✓
抗静电废物槽	✓	✓	✓
顶部储物盘	✓	✓	✓

LEICA BIOSYSTEMS

徕卡是优质的病理工作流程解决方案供应商, 从活检到诊断, 整合工作流程中的每一个步骤。“推进癌症诊断, 呵护生命”是我们的使命, 也是我们企业文化的核心。我们提供的产品易于使用、稳定可靠, 有助于提升工作流程效率和诊断可信度。

现在就联系您的徕卡代表, 了解有关 HistoCore 轮转式切片机解决方案的更多信息。