



HISTOCORE CHROMAX WS

染色封片工作站

手册

自动精准封片
提升工作效率




适用于体外诊断

推进肿瘤诊断
改善患者生活

Leica
BIO SYSTEMS

告别繁琐的手工封片流程

HistoCore CHROMAX WS 可让您的团队能够专注于真正重要的事情，即准确、及时地进行样本制备。



在染色解决方案方面积累了数十年的研发经验

鉴于徕卡数十年研发经验积累与专业知识的沉淀，我们可以提供高品质、出色一流的染色解决方案。无论是常规 HE 染色还是特殊染色，HistoCore CHROMAX WS 均可实现稳定一致的染色效果。



升级更加简便

产品升级更加轻松简便，新款 HistoCore CHROMAX WS 产品将兼容 Leica ST5010 和 CV5030 用户。CHROMAX ST 试剂缸布局将保持不变，现有染色程序可以直接应用到新仪器上。或者您也可使用我们的预先验证的染色程序，一键即可实现高清恒定的染色效果。CHROMAX CV 在盖玻片和封固剂的使用上，保持了与 Leica CV5030 一致的高兼容性。

轻松驾驭您的仪器

HistoCore CHROMAX WS 将为您开启便捷新时代。染色机与封片机的现代图形用户界面可让您轻松访问和调整设置、跟踪染色进度以及与仪器进行交互。



迈入操作简便的染色封片新时代

结合 Leica 数十年来在高品质染色解决方案方面积累的宝贵经验，HistoCore CHROMAX WS 可提高生产效率、减少试剂消耗并改善数据管理。

数据管理触手可及

工作量一目了然。有了 HistoCore CHROMAX ST，您的实验室便可实现更加可靠的工作流程跟踪和记录。



HISTOCORE CHROMAX WS

技术参数

染色封片
工作站



HistoCore CHROMAX CV


HistoCore CHROMAX ST

自动精准封片
提升工作效率

HistoCore CHROMAX 染色封片工作站			
仪器尺寸（顶罩关闭）		1714 x 670 x 650 mm	
工作站重量（含试剂和附件）		188 kg	

HistoCore CHROMAX CV		HistoCore CHROMAX ST	
仪器尺寸（顶罩关闭）	578 x 640 x 650 mm	仪器尺寸（顶罩关闭）	1136 x 670 x 550 mm
仪器尺寸（顶罩打开）	578 x 640 x 900 mm	仪器尺寸（顶罩打开）	1136 x 670 x 870 mm
重量（不含附件）	72 kg（独立） 81 kg（工作站配置）	重量	88 kg
上载通量	30 张	重量（含试剂）	97 kg
下载通量	60 张	加载/卸载站点	1/1
通量	每小时 260 张	通量	每小时 240 张 H&E 载玻片 （采用预先验证程序）
封固剂类型	市售类型	玻片架容量	30 张
封固剂瓶最大加注液位	200 mL	试剂缸容量	450 mL
盖玻片尺寸	22-24 mm x 40-60 mm； 1.0 号或 1.5 号， 符合 ISO DIN 8255-1	水洗站点	5
盖玻片储存盒容量	120-160（取决于厚度）	试剂站点	18
样本载玻片	所有市售样本载玻片 符合 ISO 标准 8037-1	烘箱	1
封片参数	可单独配置	标称电源电压	100-120 VAC/ 220-240 VAC +/- 10%
输出储存盒容量	最多 60 张载玻片	试剂管理系统	- 按载玻片计数 - 按天
标称电源电压	100-240 V AC +/- 10%	报告（过去 3 年）	- 载玻片计数（每日/每月） - 试剂更换 - 用户运行日志

HISTOCORE CHROMAX 染色封片工作站



请立即联系您的 Leica Biosystems 代表
了解我们的核心组织病理学解决方案

Leicabiosystems.com

Leica Biosystems 足迹遍布全球，并拥有强大的客户服务网络。
如需查找您附近的销售办事处或分销商的详细联系信息，请访问我们的网站：[LeicaBiosystems.com](https://www.LeicaBiosystems.com)



版权所有 ©2024 Leica Biosystems (Leica Microsystems Inc 旗下部门)。保留所有权利。LEICA 以及徕卡徽标是 Leica Microsystems IR GmbH 的注册商标。HistoCore CHROMAX Workstation (HistoCore CHROMAX 染色封片工作站)、HistoCore CHROMAX ST 和 HistoCore CHROMAX CV 为 Leica Biosystems 集团在美国和其他国家/地区使用的商标。其他徽标、产品和/或公司名称为其各自所有者的商标。

Leica Biosystems 是工作流程解决方案及自动化领域的全球领导者，面向客户提供独特而全面的产品与服务组合，覆盖从活检到诊断的整个工作流程，致力于打破各个环节之间的壁垒。我们始终将“推进肿瘤诊断，改善患者生活”为使命，并将这一理念根植于我们的企业文化。我们坚持提供便捷、可靠的产品，帮助客户提高工作效率和诊断信心。公司总部位于德国努斯洛赫，业务遍及 100 多个国家/地区。公司在 9 个国家/地区设有制造工厂，在 19 个国家/地区设有销售和服务办事处，并且形成了覆盖全球的经销商网络。如需更多信息，敬请访问 [LeicaBiosystems.com](https://www.LeicaBiosystems.com)。