


HISTOCORE WATER BATH


HISTOCORE SLIDE DRYER

FAÇA SUAS LÂMINAS FLUTUAREM E SECAREM MAIS FACILMENTE



HistoCore Water Bath:

- Bandeja de água destacável
- A bandeja preta de água e iluminação a LED ajudam a identificar mais facilmente as seções flutuantes
- O tratamento especial melhora a durabilidade da bandeja
- O painel tátil OLED com uma interface intuitiva controla tanto o reservatório de água quanto a secadora de lâminas




HistoCore Slide Dryer:

- Design com economia de espaço, pequena área útil
- Capacidade de até 30 lâminas
- Rack preto para proporcionar boa visibilidade e contraste
- Um rack aquecido em ângulo de 45° facilita a retirada e a colocação da lâmina
- Não há necessidade de tomada elétrica adicional, basta conectar ao HistoCore Water Bath

HISTOCORE
WATER BATHHISTOCORE
SLIDE DRYER

AS OPÇÕES DE LAYOUT FLEXÍVEIS SE ADAPTAM ÀS NECESSIDADES DO SEU FLUXO DE TRABALHO



Nome do modelo	Número do pedido	Dimensões (C x A x L)	Temperatura de aquecimento
HistoCore Water Bath	140607020C0	280 x 280 x 105 mm	Até 60 °C
HistoCore Slide Dryer	140607010C0	200 x 280 x 98 mm	Até 75 °C

HistoCore Slide Dryer como acessório

Diagnóstico avançado do câncer
Melhoria de vidas

Leica
BIO SYSTEMS