


HISTOCORE WATER BATH


HISTOCORE SLIDE DRYER

LASSEN SIE IHRE OBJEKTTRÄGER SCHWIMMEN UND TROCKNEN SIE LEICHTER



HistoCore Water Bath:

- Abnehmbare Wasserwanne
- Schwarze Wasserwanne und LED-Beleuchtung helfen, schwimmende Abschnitte leichter zu erkennen
- Eine spezielle Behandlung verbessert die Haltbarkeit der Wanne
- Das OLED-Touchpanel mit intuitiver Benutzeroberfläche steuert sowohl das Wasserbad als auch den Objektträger-Trockner




HistoCore Slide Dryer:

- Platzsparendes Design, geringe Stellfläche
- Kapazität für bis zu 30 Objektträger
- Schwarzes Gestell für gute Sichtbarkeit und Kontrast
- Ein um 45° abgewinkeltes und beheiztes Gestell erleichtert das Aufnehmen und Platzieren von Objektträgern
- Keine zusätzliche Steckdose erforderlich, einfach an das HistoCore Water Bath anschließen

HISTOCORE WATER BATH

HISTOCORE SLIDE DRYER

FLEXIBLE LAYOUTOPTIONEN PASSEN SICH IHREN ARBEITSANFORDERUNGEN AN



Modell- bezeichnung	Bestell- nummer	Abmessungen (L x H x B)	Heiztemperatur
HistoCore Water Bath	140607020C0	280 x 280 x 105 mm	Bis zu 60 °C
HistoCore Slide Dryer	140607010C0	200 x 280 x 98 mm	Bis zu 75 °C

HistoCore Slide Dryer als Zubehör

Fortschrittliche Krebsdiagnostik
Leben verbessern

Leica
BIO SYSTEMS