


HISTOCORE WATER BATH


HISTOCORE SLIDE DRYER

HACE QUE SUS PORTAOBJETOS FLOTEN Y SE SEQUEN MÁS FÁCILMENTE



HistoCore Water Bath:

- Bandeja de agua desmontable
- La bandeja de agua negra y la iluminación led ayudan a identificar más fácilmente las secciones flotantes
- El tratamiento especial mejora la durabilidad de la bandeja
- El panel táctil OLED, con una interfaz de usuario intuitiva, controla tanto el baño de flotación como el secador de portaobjetos



HistoCore Slide Dryer:


- Diseño que permite ahorrar espacio, dimensiones reducidas
- Capacidad para 30 portaobjetos como máximo
- La regleta de color negro facilita una buena visibilidad y contraste
- Una regleta calentada en ángulo de 45° facilita la recogida y la colocación de portaobjetos
- No se necesita una toma de corriente adicional; simplemente conéctelo a HistoCore Water Bath

Avanzar en el diagnóstico del cáncer,
mejorar vidas.

HISTOCORE WATER BATH

HISTOCORE SLIDE DRYER

OPCIONES DE DISTRIBUCIÓN FLEXIBLES QUE SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES DE SU FLUJO DE TRABAJO



Nombre del modelo	Número de orden	Dimensiones (largo × alto × ancho)	Temperatura de calefacción
HistoCore Water Bath	140607020C0	280 mm × 280 mm × 105 mm	Hasta 60 °C
HistoCore Slide Dryer	140607010C0	200 mm × 280 mm × 98 mm	Hasta 75 °C

HistoCore Slide Dryer como accesorio

Avanzar en el diagnóstico del cáncer,
mejorar vidas.

Leica
BIO SYSTEMS