# WATER BATH SLIDE DRYER

#### FACILITA LA SOSPENSIONE E L'ASCIUGATURA DEI VETRINI



### HistoCore Water Bath:

- · Vaschetta per l'acqua rimovibile
- · La vaschetta dell'acqua nera e l'illuminazione a LED facilitano l'identificazione delle sezioni in sospensione.
- Il trattamento speciale migliora la durata della vaschetta
- Il pannello touch OLED con un'interfaccia utente intuitiva controlla sia il bagno d'acqua che l'essiccazione dei vetrini





## **HistoCore Slide Dryer:**

- · Design salvaspazio, ingombro ridotto
- · Capacità fino a 30 vetrini
- Il rack nero offre una buona visibilità e un buon contrasto
- Un rack angolato a 45° e riscaldato facilita il prelievo e il posizionamento dei vetrini
- Non è necessaria una presa di corrente aggiuntiva; collegare semplicemente HistoCore Water Bath



## WATER BATH SLIDE DRYER

LE OPZIONI DI LAYOUT FLESSIBILI SI ADATTANO ALLE ESIGENZE DEI FLUSSI DI LAVORO



Nome del modello	Numero d'ordine	Dimensioni (L x A x I)	Temperatura di riscaldamento
HistoCore Water Bath	140607020C0	280x280x105 mm	Fino a 60 °C
HistoCore Slide Dryer	140607010C0	200x280x98 mm	Fino a 75 °C

Accessorio HistoCore Slide Dryer

Progresso nella diagnostica del cancro Migliorare le vite delle persone

