WATER BATH SLIDE DRYER

スライドの浮遊と乾燥を容易化



HistoCore Water Bath:

- •取り外し可能なウォータートレー
- ・黒色のウォータートレーと LED 照明が、 水に浮かぶ切片の識別の容易化に役立つ
- トレーの耐久性を高める特殊処理
- 直感的なユーザーインターフェースを備え た OLED タッチパネルが、ウォーターバス とスライドドライヤーの両方を制御





HistoCore Slide Dryer:

- ・コンパクトな設計、小さな設置面積
- ・最大30スライドの収納が可能
- ・視認性と対比性に優れた黒色のラック
- ・スライドの取り出しと配置が容易な 45° 傾いた加熱用ラック
- HistoCore Water Bath に接続するだけで済 み、追加の電源コンセントが不要



WATER BATH SLIDE DRYER

柔軟なレイアウトオプションがワークフローのニーズに適応



型式名	注文番号	寸法 (L x H x W)	加熱温度
HistoCore Water Bath	140607020C0	280x280x105 mm	最大 60 °C
HistoCore Slide Dryer	140607010C0	200x280x98 mm	最大 75 °C

アクセサリとしての HistoCore Slide Dryer

がん診断の進展 生活の向上

