



HISTOCORE
WATER BATHHISTOCORE
SLIDE DRYER

슬라이드를 띄워 보다 쉽게 건조합니다



HistoCore Water Bath:

- 분리형 워터 트레이
- 흑색 워터 트레이와 LED 조명으로 떠 있는 섹션을 손쉽게 식별 가능
- 특수 처리로 트레이 내구성 개선
- 사용자 인터페이스가 직관적인 OLED 터치 패널로 항온 수조와 슬라이드 드라이어 제어




HistoCore Slide Dryer:

- 공간 절약형 설계, 작은 설치 공간
- 최대 30슬라이드 용량
- 가시성과 대조가 우수한 흑색 랙
- 45° 각도의 가열식 랙으로 손쉬운 슬라이드 픽업 및 배치
- 추가 전원 소켓이 필요하지 않으며, HistoCore Water bath 에 연결하여 작동

HISTOCORE
WATER BATHHISTOCORE
SLIDE DRYER

워크플로 니즈에 조정 가능한 유연한 레이아웃 옵션



모델 명	주문 번호	치수 (L x H x W)	가열 온도
HistoCore Water Bath	140607020C0	280x280x105 mm	최대 60°C
HistoCore Slide Dryer	140607010C0	200x280x98 mm	최대 75°C

HistoCore Slide Dryer 액세스리

암 진단의 발전
삶의 향상
Leica
 BIOSYSTEMS