



H I S T O C O R E
W A T E R B A T HH I S T O C O R E
S L I D E D R Y E R

使漂片与干片操作更轻松

**HistoCore Water Bath:**


- 摊片盘可拆卸
- 黑色摊片盘及 LED 照明灯可便于识别漂片
- 摊片盘经过特殊工艺处理，更加持久耐用
- 可通过 OLED 触摸屏与直观的用户界面对摊片机和干片机进行控制

**HistoCore Slide Dryer:**

- 设计节省空间，占地面积小
- 最多可放置 30 张玻片
- 黑色玻片架可提供良好的可视度和对比度
- 加热架呈 45° 角，便于取放玻片
- 无需外接电源插座，可直接连接 HistoCore Water Bath 使用

H I S T O C O R E
W A T E R B A T HH I S T O C O R E
S L I D E D R Y E R

灵活的布局选项可满足不同的工作流程需求



产品名称	产品编号	尺寸 (宽 x 深 x 高)	加热温度:
HistoCore Water Bath	140607020C0	280 x 280 x 105 mm	高达 60 °C
HistoCore Slide Dryer	140607010C0	200 x 280 x 98 mm	高达 75 °C

HistoCore Slide Dryer 为配件

Advancing Cancer Diagnostic
Improving Lives