


H I S T O C O R E
W A T E R B A T HH I S T O C O R E
S L I D E D R Y E R

パラフィン包埋組織の切片の伸展・乾燥が容易に



HistoCore Water Bath :

- 着脱可能なウォータートレイ
- 黒色のウォータートレイと LED 照明により水面に浮いた切片の識別が容易に
- トレーの耐久性を高める特殊処理
- 直感的なユーザーインターフェースを持つ有機 EL タッチパネルが、ウォーターバスとスライドドライヤーの両方をコントロール




HistoCore Slide Dryer :

- 小型化を実現した省スペース設計
- 最大 30 枚のスライドを収納可能
- 視認性とコントラストに優れた黒いラック
- 傾斜45度のヒートラックにより、スライドのピックアップと配置が容易に
- コンセントの増設不要、HistoCore Water Bathに接続するだけ

H I S T O C O R E
W A T E R B A T HH I S T O C O R E
S L I D E D R Y E R

ワークフローに合わせた柔軟なレイアウトが可能



型式名	注文番号	寸法 (W x D x H)	加熱温度
HistoCore Water Bath	140607020C0	280x280x105 mm	室温～60℃
HistoCore Slide Dryer	140607010C0	200x280x98 mm	室温～75℃

HistoCore Slide Dryerは単独では使用できません。
(HistoCore Slide Dryerとの組合せが必須)

Advancing Cancer Diagnostic
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS