


HISTOCORE WATER BATH


HISTOCORE SLIDE DRYER

파라핀 절편을 띄워서 펴 치고 슬라이드를 보다 쉽게 건조합니다



HistoCore Water Bath:

- 분리형 수조
- 흑색 수조와 LED 조명으로 물에 떠있는 절편을 손쉽게 식별 가능
- 특수 처리로 수조 내구성 개선
- 사용자 인터페이스가 직관적인 OLED 터치 패널로 항온 수조와 슬라이드 드라이어 제어




HistoCore Slide Dryer:

- 공간 절약형 설계, 작은 설치 공간
- 최대 30슬라이드 용량
- 가시성과 대조가 우수한 흑색 랙
- 45° 각도의 가열식 랙으로 손쉬운 슬라이드 픽업 및 배치
- 추가 전원 소켓이 필요하지 않으며, HistoCore Water bath에 연결하여 작동

HISTOCORE WATER BATH

HISTOCORE SLIDE DRYER

업무 환경에 맞게 조정 가능한 유연한 공간 활용



모델 명	주문 번호	치수 (폭 x 깊이 x 높이)	가열 온도
HistoCore Water Bath	140607020C0	280x280x105 mm	최대 60°C
HistoCore Slide Dryer	140607010C0	200x280x98 mm	최대 75°C

HistoCore Slide Dryer 액세스리

Advancing Cancer Diagnostic
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS