

HISTOCORE WATER BATH M

HISTOCORE SLIDE DRYER

FACILITA LA DISTENSIONE DELLE SEZIONI E L'ASCIUGATURA DEI VETRINI



HistoCore Water Bath M:

- Facile cambio dell'acqua grazie alla vaschetta dell'acqua rimovibile, anodizzata per una maggiore durabilità
- La vaschetta dell'acqua di colore nero con retroilluminazione a LED integrata offre un buon contrasto e visibilità, per facilitare l'identificazione delle sezioni e valutare la qualità del taglio
- I comandi del touch panel OLED offrono un'interfaccia utente intuitiva sia per il bagnetto stendifetta che per la piastra asciuga vetrini
- Ogni bagnetto stendifetta è in grado di alimentare fino a 2 piastre asciuga vetrini



HistoCore Slide Dryer come accessorio*:

- Design salvaspazio che assicura un ingombro ridotto
- Capacità di un massimo di 30 vetrini per migliorare l'efficienza
- Lo sfondo nero del rack di asciugatura offre una buona visibilità delle sezioni
- Rack riscaldato inclinato a 45°, per facilitare il posizionamento e il prelievo dei vetrini
- Asciuga i vetrini da temperatura ambiente fino a 75°C
- Si collega direttamente al bagnetto stendifetta HistoCore Water Bath M senza necessità di un alimentatore separato

*L'asciuga vetrini HistoCore Slide Dryer è stato progettato come accessorio e non può essere utilizzato senza connetterlo al bagnetto stendifetta.

Per uso diagnostico in vitro

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS



HISTOCORE WATER BATH M

HISTOCORE SLIDE DRYER

OPZIONI DI LAYOUT FLESSIBILI SI ADATTANO ALLE ESIGENZE DEL TUO FLUSSO DI LAVORO



Specifiche Tecniche

Nome modello	HistoCore Water Bath M	HistoCore Slide Dryer
Codice	140607020C1 Strumento principale	140607010C0 Accessorio opzionale
Temperatura di riscaldamento	Fino a 60 °C	Fino a 75 °C
Dimensioni (LxPxA)	280 x 280 x 105 mm 11.023 x 11.023 x 4.134 in	200 x 280 x 98 mm 7.874 x 11.024 x 3.858 in
Dimensioni della vaschetta dell'acqua (LxPxA)	230 x 180 x 53 mm 9.055 x 7.087 x 2.087 in	
Peso vuoto	3 kg (senza imballaggio)	3 kg (senza imballaggio)
Tensione di alimentazione nominale	100-120 VAC ±10% 220-240 VAC ±10%	100-120 VAC ±10% 220-240 VAC ±10%
Illuminazione interna a LED	Sì	
Velocità di riscaldamento	20 minuti +/- 10%, con acqua a volume standard, da 15 °C a 45 °C, a 18 °C ambiente.	

*Lasciuga vetrini HistoCore Slide Dryer è stato progettato come accessorio e non può essere utilizzato senza connetterlo al bagnetto stendifetta.

Per uso diagnostico in vitro

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS

