

SOLUZIONI ISTOLOGICHE FONDAMENTALI

HISTOCORE BIO CUT MICROTOMO ROTATIVO

UNA PASSIONE PER LA QUALITÀ, UN IMPEGNO PER LA SICUREZZA



Da oltre 145 anni Leica Biosystems è leader mondiale nella microtomia. I nostri microtomi rotativi precisi e affidabili sono progettati per ottenere sezioni di alta qualità e una produttività eccellente. Grazie al nostro nuovo microtomo rotativo manuale per applicazioni cliniche HistoCore BIOCUT e alla nostra lunga esperienza, possiamo davvero portare l'ARTE DEL SEZIONAMENTO nel vostro laboratorio.

Per uso diagnostico in vitro

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS

MASSIMO COMFORT PER L'UTENTE ED EFFICIENZA



- Il nuovo volantino di avanzamento rapido personalizzato garantisce un maggiore comfort, riducendo l'affaticamento durante la sgrassatura.
- L'innovativo sistema di bilanciamento delle forze permette di tagliare blocchetti di dimensioni diverse: dalla biopsia alle cassette Super Mega, riducendo al minimo il rischio di ferirsi a causa di un portacampioni non bilanciato. un portacampioni non bilanciato.

PULIZIA FACILE E VELOCE NEL GIRO DI POCHI SECONDI



- La vaschetta antistatica per la raccolta delle sezioni di scarto riduce la contaminazione e assicura la massima efficienza, grazie ai tempi di pulizia ridotti a qualche secondo.

PROGETTATO PER SEZIONI IHC DI ALTA QUALITÀ



- Ottenete sezioni in paraffina di alta qualità per applicazioni H&E, IHC e tecniche molecolari.
- Il raffreddamento elettrico opzionale del campione tramite il sistema RM CoolClamp per cassette standard consente di mantenere bassa la temperatura del blocchetto più a lungo, soprattutto quando si tagliano più cassette nelle applicazioni IHC e quando si effettuano sezioni seriate.

LA SOLUZIONE COMPLETA PER LA MICROTOMIA



- La stampante di vetrini HistoCore PERMA S stampa vetrini in modo permanente da qualsiasi postazione del microtomo, garantendo un flusso del lavoro migliore e aiutando a ridurre gli errori di etichettatura dei vetrini di ogni paziente.
- Mantenete efficiente il vostro laboratorio, grazie alla linea completa di lame a profilo alto e basso, ai prodotti di pulizia e agli altri accessori.

DATI TECNICI

Tipo di microtomo	Meccanico
DIMENSIONI E PESO	
Larghezza (incluso il volantino e il volantino di avanzamento rapido)	
Profondità (inclusa la vaschetta di raccolta delle sezioni di scarto) A	
Itezza (senza vaschetta superiore) (A x L x P):	477 mm x 620 mm x 295 mm
Peso (senza accessori):	Circa 31 kg
MICROTOMO	
Intervallo di impostazione dello spessore di sezione:	1 - 60 µm
Intervallo di regolazione spessore di taglio di sgrassatura:	10 µm, 30 µm
Avanzamento del campione:	Ca. 24 mm ±2 mm

Corsa verticale:	70 mm ±1 mm
Dimensioni massime del campione (A x L x P):	Morsetto standard grande: 55 x 50 x 30 mm Morsetto per cassette Super: 68 x 48 x 15 mm
Innovativo sistema di bilanciamento della forza	Sì
Ritrazione del campione:	Circa 40 µm; può essere disattivata
Volantino di avanzamento rapido personalizzato	selezionabile dall'utente
Orientamento del campione in posizione zero Rotazione orizzontale / verticale:	± 8° / ± 8°
Vaschetta di raccolta delle sezioni di scarto	antistatica

LEICA BIOSYSTEMS, UN'AZIENDA INTERNAZIONALE CON UN'EFFICIENTE RETE DI ASSISTENZA AI CLIENTI IN TUTTO IL MONDO.

Per informazioni di contatto dettagliate sull'ufficio vendite o il distributore più vicino, visitare il nostro sito Web: LeicaBiosystems.com

Per uso diagnostico in vitro



Copyright © 2024 Leica Biosystems, divisione di Leica Microsystems Inc. Tutti i diritti riservati. LEICA e il logo Leica sono marchi registrati di Leica Microsystems IR GmbH. HistoCore BIOCUT è un marchio di fabbrica del gruppo di aziende Leica Biosystems negli Stati Uniti e opzionalmente in altri Paesi. Altri loghi, nomi di prodotto e/o società potrebbero essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari.

Leica Biosystems è un leader globale nelle soluzioni e automazione del flusso di lavoro. Come unica società che gestisce il flusso di lavoro dalla biopsia alla diagnosi, siamo nella posizione esclusiva di poter eliminare le barriere tra ciascuna di queste fasi. La nostra missione di "Advancing Cancer Diagnostics, Improving Lives" è il cuore della nostra cultura aziendale. La facilità d'uso e la costante affidabilità delle nostre soluzioni aiutano a migliorare l'efficienza del flusso di lavoro e l'affidabilità della diagnosi. La società è rappresentata in più di 100 paesi. Possiede stabilimenti di produzione in 9 paesi e uffici commerciali e di assistenza tecnica in altri 19, oltre a una rete di distributori internazionale. La sede della società si trova a Nussloch, in Germania. Visitate LeicaBiosystems.com per ulteriori informazioni.